

Sonda pHC301

PT-BR

PHC301 探头

介绍

探头是一款数字化的组合探头，配有可再充填的参比溶液和内置温度传感器。

化学品暴露风险。遵守实验室安全规程，穿戴适用于所处理化学品的所有个人防护装备。有关安全规程，请参阅当前安全数据表(MSDS/SDS)。

用户手册

包含所有说明的用户手册在制造商的网站上。

需准备的物品：

兼容测试仪；pH 标准溶液，烧杯，DI 水，无绒布，充填溶液。

1 连接探头

2 校准

浸入溶液时，探头尖端下方的气泡可能延缓稳定速度或导致测量错误。如果存在气泡，请轻轻摇动探头，直到除去气泡。

3 测量

4 存放

技术信息

pH 范围	pH 0 至 14
斜率	-59 mV/pH (90 至 110%，25 °C，根据能斯特理论值)
工作温度	0 至 50 °C (32 至 122 °F)
最小试样深度	15 毫米 (0.59 英寸)
充填溶液	3 M KCl, AgCl 饱和
储存溶液	Hach pH 电极储存溶液 或 3 M KCl

保修

探头 1 年。本保修涵盖制造缺陷，但不包括非正常的使用或磨损。

Manual do usuário

Um manual do usuário com todas as instruções está no site do fabricante.

Ferramentas necessárias:

Medidor compatível; soluções pH padrão, bêqueres, água deionizada, pano sem fiapos, solução de preenchimento

1 Conectar a sonda

2 Calibração

As bolhas de ar na ponta da sonda quando submersa podem causar baixa estabilização ou erros na medição. Se houver bolhas, agite cuidadosamente a sonda até removê-las.

3 Medição

4 Armazenamento

Informações técnicas

Faixa de pH	pH 0 a 14
Inclinação	-59 mV/pH (de 90 a 110% a 25 °C por valor teórico de Nernst)
Temperatura de operação	0 a 50°C (32 a 122°F)
Mínima profundidade da amostra	15 mm (0.59 pol)
Solução de preenchimento	3 M de KCl com AgCl
Solução de armazenamento	Solução de armazenamento do eletrodo de pH da Hach ou 3 M de KCl

Garantia

1 ano para a sonda. Esta garantia cobre defeitos de fabricação, mas não os decorrentes de uso incorreto ou de desgaste.

ZH-CN

PHC301 探头

介绍

探头是一款数字化的组合探头，配有可再充填的参比溶液和内置温度传感器。

化学品暴露风险。遵守实验室安全规程，穿戴适用于所处理化学品的所有个人防护装备。有关安全规程，请参阅当前安全数据表(MSDS/SDS)。

用户手册

包含所有说明的用户手册在制造商的网站上。

需准备的物品：

兼容测试仪；pH 标准溶液，烧杯，DI 水，无绒布，充填溶液。

1 连接探头

2 校准

浸入溶液时，探头尖端下方的气泡可能延缓稳定速度或导致测量错误。如果存在气泡，请轻轻摇动探头，直到除去气泡。

3 测量

4 存放

技术信息

pH 范围	pH 0 ~ 14
倾 斜	-59 mV/pH (Nernstian 的理论值与之相比 90 ~ 110% (25°C))
工 作 温 度	0 至 50 °C (32 至 122 °F)
最 小 试 样 深 度	15 毫米 (0.59 英寸)
充 填 液	3 M 饱和 KCl (AgCl 含量)
储 存 液	Hach pH 电极储存溶液 或 3 M KCl

保 証

探头 1 年。本保修涵盖制造缺陷，但不包括非正常的使用或磨损。

JA

PHC301 プローブ

はじめに

このプローブは、交換式のダブル・ジャンクション参照電極および内蔵型温度センサを装備した、電子コンビネーション・プローブです。

警告

化学物質による人体被害の危険。検査室の安全手順に従い、取り扱う薬品に適した個人用保護具をすべて装着してください。安全手順に関する現在の安全性データシート (MSDS/SDS) を参照してください。

取扱説明書

すべての手順を記載した取扱説明書はウェブサイトにあります。

用意するもの:

互換性のある測定器、pH 標準液、ビーカー、DI 水(純粋)、糸くずの出ない布、補充液

1 プローブの接続

2 校正

プローブを浸した際に先端に生じる気泡によって、測定が安定するまでに時間がかかることがあります。測定エラーが発生する場合があります。気泡が生じた場合は、気泡がなくなるまでプローブをそっと振ってください。

3 測定

4 保管

技術情報

pH 范围

傾 斜

作動溫度

最 小 試 样 深 度

充 填 液

保 管 液

保 証

保 墓

技 術 訊 息





基 本 信 息

存 放 液

保 墓 液

充 填 液

充



EN

pHC301 probe Introduction

The probe is a digital combination probe with refillable double junction reference and built-in temperature sensor.

Warning

Chemical exposure hazard. Obey laboratory safety procedures and wear all of the personal protective equipment appropriate to the chemicals that are handled. Refer to the current safety data sheets (MSDS/SDS) for safety protocols.

User manual

A user manual with all instructions is on the manufacturer's website.

Items to collect:

Compatible meter, pH standard solutions, beakers, DI water, no-lint cloth, filling solution

1 Connect the probe

2 Calibration

Air bubbles under the probe tip when submerged can cause slow stabilization or error in measurement. If bubbles are present, gently shake the probe until bubbles are removed.

3 Measurement

4 Storage

Technical information

pH Range	pH 0 to 14
Slope	-59 mV/pH (90 to 110% at 25 °C per Nernstian theoretical value)
Operating temperature	0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Minimum sample depth	15 mm (0.59 in.)
Filling solution	3 M KCl saturated with AgCl
Storage solution	Hach pH electrode storage solution or 3 M KCl

Warranty

1 year on the probe. This warranty covers manufacturing defects, but not improper use or wear.

FR

Sonde pHC301 Introduction

Il s'agit d'une sonde numérique combinée, constituée d'une électrode de référence à double jonction réutilisable et d'un capteur de température intégré.

Avertissement

Risque d'exposition chimique. Respectez les procédures de sécurité du laboratoire et portez tous les équipements de protection individuelle adaptés aux produits chimiques que vous manipulez. Consultez les fiches de données de sécurité (MSDS/SDS) à jour pour connaître les protocoles de sécurité applicables.

Manuel d'utilisation

Un manuel d'utilisation contenant toutes les instructions se trouve sur le site du fabricant.

Eléments à réunir :

Instrument de mesure compatible ; solutions étalons de pH, bêchers, eau déionisée, chiffon non pelucheux, solution de remplissage

1 Branchement de la sonde

2 Etalonnage

Lorsque la sonde est immergée, la présence de bulles d'air sous sa pointe peut ralentir la stabilisation ou entraîner une erreur de mesure. Si des bulles sont présentes, agitez doucement la sonde jusqu'à ce qu'elles disparaissent.

3 Mesure

4 Stockage

Données techniques

Plage du pH	pH 0 à 14
Pente	-59 mV/pH (90 à 110 % à 25 °C selon la valeur théorique de Nernst)
Température de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Profondeur minimale d'immersion	15 mm (0.59 po)
Solution de stockage	KC1 M saturée avec AgCl
Solution de remplissage	Solution de stockage d'électrode de pH Hach ou 3 M KCl
Solución de almacenamiento	3 M KCl saturado con AgCl
Solución de llenado	Solución de llenado de electrodos de pH de Hach o 3 M KCl

Garantie

1 an pour la sonde. Cette garantie couvre les défauts de fabrication mais pas les utilisations incorrectes ou l'usure.

ES

Sonda pHC301 Introducción

La sonda es una combinación digital con una referencia de doble unión sin relleno y un sensor de temperatura incorporado.

Advertencia

Peligro por exposición química. Respete los procedimientos de seguridad del laboratorio y utilice el equipo de protección personal adecuado para las sustancias químicas que vaya a manipular. Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de datos de seguridad actuales (MSDS/SDS).

Manual de usuario

En el sitio web del fabricante podrá encontrar el manual del usuario que contiene todas las instrucciones.

Recopilación de elementos:

Medidor compatible, soluciones patrón de pH; vasos de precipitados; agua desionizada; paño que no suelta pelusa; solución de relleno

1 Conexión de la sonda

2 Calibración

Si se producen burbujas de aire bajo la punta de la sonda cuando ésta se sumerja, se puede provocar una estabilización lenta o errores de medición. En caso de que se produzcan burbujas, agite suavemente la sonda hasta que éstas desaparezcan.

3 Medición

4 Almacenamiento

Información técnica

Gama de pH	pH 0 a 14
Pendiente	-59 mV/pH (90 a 110 % a 25 °C por valor teórico nernstiano)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Profundidad mínima de muestra	15 mm (0,59 in.)
Solución de stockage	KC1 M saturada con AgCl
Solución de llenado	Solución de stockage de electrodos de pH de Hach o 3 M KCl
Solución de almacenamiento	Solución de almacenamiento de electrodos de pH de Hach o 3 M KCl

Garantía

1 año de garantía de la sonda. Esta garantía cubre los defectos de fabricación, pero no aquellos ocasionados por el desgaste o un uso incorrecto.