




DOC023.61.03231

ULTRATURB *seawater sc*

Manual del usuario

05/2024, Edición 10



Índice de contenidos


Sección 1 Especificaciones	5
1.1 Dimensiones.....	6
Sección 2 Información general	7
2.1 Seguridad, información de.....	7
2.1.1 Uso de la información sobre riesgos.....	7
2.1.2 Etiquetas de precaución	8
2.2 Aplicaciones	9
2.3 Principio de medición	9
2.4 Manipulación	9
2.5 Artículos suministrados	11
2.6 Comprobación de funcionamiento.....	11
Sección 3 Instalación	13
3.1 Montaje.....	13
3.1.1 Conectores.....	14
3.2 Estructura del instrumento.....	15
3.3 Cable de conexión del sensor	16
Sección 4 Funcionamiento	17
4.1 Operación del controlador sc.....	17
4.2 Configuración del sensor.....	17
4.3 Registrador de datos del sensor.....	17
4.4 Estructura de los menús.....	17
4.4.1 SENSOR DIAG (DIAG SENSOR).....	17
4.4.2 SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR)	18
4.5 Calibración mediante soluciones estándar.....	20
4.6 Verificar utilizando la norma de verificación	21
4.7 Ajuste del punto de cero.....	21
Sección 5 Mantenimiento	23
5.1 Programa de mantenimiento	23
5.2 Limpieza de la cámara de medición	23
5.3 Sustitución de los elementos de rasqueta.....	24
5.4 Reemplazo del desecante.....	25
5.5 Verificación de los equipos.....	26
5.5.1 Preparación de la solución de formazina conforme a la norma ISO 7027-1:2016.....	26
Sección 6 Fallos, causas y correcciones	29
6.1 Mensajes de error.....	29
6.2 Advertencias.....	29
Sección 7 Piezas de repuesto y accesorios	31
7.1 Opciones del sensor.....	31
7.2 Piezas de repuesto.....	31
7.3 Accesorios	31

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice

Componentes	Sensor de derivación de turbidez controlado por microprocesador ULTRATURB sc para turbideces de muy baja a media con autodiagnóstico exhaustivo
Técnica de medición	técnica de luz difusa de impulsos infrarrojos de 90° conforme a la norma ISO 7027-1:2016
Rango de medición	0.0001-1000 FNU (TE/F, NTU, FTU) programables según las necesidades (0,0001-250 EBC = 2500 ppm SiO ₂)
Resolución	0,0001–0,9999 / 1,00–9,99 / 10,0–99,9 / 100–1000 FNU
Precisión	±0,008 FNU o ±1% del valor medido (0–10 FNU)
Reproducibilidad	±0,003 FNU o ±0,5% del valor medido (0–2 FNU)
Tiempo de respuesta	1–60 s (se puede programar según las necesidades)
Compensación por burbujas de aire	Física-matemática
Calibración	Fijo de fábrica (Validación mediante formazina, StablCal)
Caudal del flujo de muestra	Min. 0.2 L/min, máx. 1 L/min, máx. 6 bar (a 20 °C)
Temperatura de la muestra	Máx. 50 °C (Máx. 122 °F)
Contenido de sal de la sonda	Probado hasta 65 g/L (máximo)
Temperatura ambiente	De +2 °C a +40 °C (de +36 °F a +104 °F)
Conexión de toma de muestra	Tubo flexible (DI de 13 mm) ó conexión permanente (sistema de componentes de tubos de PVC)
Limpieza automática de la cámara de medición	Limpieza automática por rasqueta, temporizada y según sea necesario
Materiales	Ventanilla de medición: cuarzo
	Cámara de medición: Noryl GFN2
	Eje de la rasqueta: acero inoxidable 1.4571
	Brazo de la rasqueta: aleación de titanio
	Elementos de rasqueta: silicona
Carcasa	Grado de protección: IP55 Carcasa de plástico ASA
Intervalo de inspección	Dos años (mínimo)
Dimensiones	(Ancho × alto × profundidad) 250 × 240 × 110 mm
Peso	1,5 kg aprox.
Mantenimiento por parte del usuario	0,5 h al mes (normalmente)
Certificación	CE
Garantía	1 año (UE: 2 años)

1.1 Dimensiones

Fig. 1 Dimensiones del ULTRATURB sc



En ningún caso el fabricante será responsable de los daños resultantes de un uso inadecuado del producto o del incumplimiento de las instrucciones del manual. El fabricante se reserva el derecho de modificar este manual y los productos que describe en cualquier momento, sin aviso ni obligación. Las ediciones revisadas se encuentran en la página web del fabricante.

2.1 Seguridad, información de

El fabricante no es responsable de ningún daño debido a un mal uso de este producto incluyendo, sin limitación, daños directos, fortuitos o consecuentes y reclamaciones sobre los daños que no estén recogidos en la legislación vigente. El usuario es el responsable de la identificación de los riesgos críticos y de tener los mecanismos adecuados de protección de los procesos en caso de un posible mal funcionamiento del equipo.

Sírvase leer todo el manual antes de desembalar, instalar o trabajar con este equipo. Preste especial atención a todas las indicaciones de peligro y advertencia. El no hacerlo puede provocar heridas graves al usuario o daños al equipo.

Asegúrese de que la protección proporcionada por este equipo no se vea afectada. No use o instale este equipo de una manera diferente a la explicada en este manual.

2.1.1 Uso de la información sobre riesgos



PELIGRO

Indica una situación inminente o potencialmente peligrosa que, de no evitarse, provocaría la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

Indica una situación inminente o potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.



ATENCIÓN




Señala una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones leves o menos graves.

AVISO

Indica una situación que, de no evitarse, podría causar daños al instrumento. Información que requiere especial énfasis.

2.1.2 Etiquetas de precaución

Lea todas las etiquetas y rótulos adheridos al instrumento. En caso contrario, podrían producirse heridas personales o daños en el instrumento. El símbolo que aparezca en el instrumento se comentará en el manual con una declaración de precaución.

	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se muestran a continuación de este símbolo para evitar posibles lesiones. Si se encuentran sobre el instrumento, consulte el manual de instrucciones para obtener información de funcionamiento o seguridad.
	En Europa, el equipo eléctrico marcado con este símbolo no se debe desechar mediante el servicio de recogida de basura doméstica o pública. Devuelva los equipos viejos o que hayan alcanzado el término de su vida útil al fabricante para su eliminación sin cargo para el usuario.
	Este símbolo indica que hay riesgo de descarga eléctrica y/o electrocución.

2.2 Aplicaciones

Los sensores ULTRATURB sc de bypass son innovadores instrumentos de medición de alta precisión, desarrollados con el uso de los más recientes descubrimientos técnicos.

Los sensores de bypass ULTRATURB sc se han diseñado para aplicaciones de aguas residuales y potables. El modelo *seawater*, de gran resistencia, está especialmente diseñado para aplicaciones de aguas marinas con altas concentraciones salinas (p.ej., para la monitorización del agua de lavado de los sistemas de limpieza de gases de escape [EGCS], la obtención de agua potable a partir del agua de mar, la piscicultura o los acuarios de agua salada).

Con el uso de un controlador con pantalla, se puede medir y leer en forma alfanumérica niveles de turbidez FNU (NTU) entre 0,0001 y 1000.– La alta resolución del instrumento facilita las diferenciaciones precisas, incluso con líquidos ultraclaros.

Una fuente de pulsos de radiación IR de LED de larga vida garantiza la máxima reducción en los costos.

Los sensores de turbidez ULTRATURB sc están diseñados de acuerdo con ISO 7027-1:2016 y se calibran permanentemente antes de salir de fábrica. Todos los parámetros claves están configurados a valores estándar prácticos.

El instrumento estará listo para usar después de conectarlo a la electricidad y a la alimentación del agua de muestra. El rango de medición y las salidas de datos se modifican conforme a los requerimientos, con el uso de menús en el controlador.

Toda la óptica y electrónica se instalan en una carcasa de gran resistencia física, impermeable incluso contra chorros de agua a presión.

Las cámaras de medición del modelo ULTRATURB sc incorporan un mecanismo de limpieza automática mediante rasqueta que evita de forma fiable la acumulación de suciedad en los sistemas ópticos y reduce en gran medida las tareas de mantenimiento por parte del usuario. La limpieza se realiza a intervalos de tiempo establecidos conforme a los requerimientos particulares. Los intervalos de limpieza se ajustan conforme al nivel esperado de acumulación de suciedad, determinado durante la instalación. Los usuarios pueden cambiar los intervalos posteriormente, de una manera sencilla. La cantidad de operaciones de limpieza realizadas previamente se puede conocer en el menú SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR) con el uso del comando CONTADOR.

2.3 Principio de medición

La técnica de luz dispersa utilizada en estos dispositivos nefelométricos es un método para la determinación del nivel de turbidez de líquidos, de niveles muy bajos hasta medios, y que permite comparaciones y diferenciaciones de manera universal.

Con el uso de esta técnica, se mide la luz que es dispersada lateralmente por las partículas en suspensión, sobre un ángulo de 90°. La medición de niveles muy bajos de turbidez que permite esta técnica permite hacer diferenciaciones de manera fiable, aun en los casos de partículas en agua destilada. Esta técnica se define en la norma ISO 7027:2016. Los sensores ULTRATURB sc están diseñados en conformidad con los requerimientos de dicha norma.

2.4 Manipulación

Este sensor incorpora una óptica y electrónica de alta precisión. Por esa razón, se debe estar muy atento a evitar someter al sensor a golpes mecánicos fuertes. Este instrumento no presenta componentes dentro del sensor que el usuario

pueda mantener. Las únicas tareas de mantenimiento que el usuario puede realizar son la limpieza manual de la cámara de medición y la sustitución de los elementos de rasqueta y del desecante.

2.5 Artículos suministrados

- Sensor ULTRATURB sc
- Cable de conexión (longitud según pedido)
- Manual del usuario
- Certificado de comprobación en fábrica
- Kit LZP816 de accesorios
- Kit de elementos de rasqueta (para 4 cambios) LZV275

2.6 Comprobación de funcionamiento

Una vez desembalados, se deben inspeccionar todos los componentes en busca de posibles daños ocurridos durante el transporte, y hacer una breve prueba de funcionamiento antes de la instalación.

Para ello, el sensor debe conectarse al controlador, y este último a su vez debe conectarse al suministro eléctrico. Poco tiempo después de conectar el controlador, este se activará y el instrumento pasará al modo de visualización de mediciones. La medición indicada corresponde a la del aire, y no es útil para ningún efecto.

Nota: *La comprobación del punto de cero operacional sólo es posible con agua de pureza muy alta.*

Si no se muestra ningún mensaje en el controlador, la comprobación de funcionamiento se habrá completado.



PELIGRO

La instalación sólo debe ser realizada por expertos cualificados de acuerdo con todas las normas de seguridad locales.

3.1 Montaje

Seleccione un lugar apropiado para la instalación del instrumento, que garantice


- seguridad en la instalación
- seguridad en la operación
- mantenimiento sin dificultades

Planifique de antemano la manera de colocar los cables y las mangueras, y sus trayectos correspondientes. Evite las curvaturas al colocar las mangueras, los cables de datos y de electricidad. Sólo deben utilizarse las piezas de repuesto y accesorios recomendadas por el fabricante.

Asegúrese de que el soporte del instrumento tenga la capacidad de carga suficiente. Las clavijas deben ser seleccionadas y autorizadas según la condición de la pared. El fabricante no se hará responsable si el instrumento está incorrectamente instalado.

El instrumento se debe instalar en posición horizontal.

Fig. 2 Montaje



3.1.1 Conectores

Nota importante: El instrumento podría sufrir daños si se aprietan en exceso los conectores y/o las tuercas de las uniones. Apriete sólo a mano las tuercas de las uniones de conexión de mangueras. En caso de ser necesario, sostenga los conectores con una herramienta (SW 22).

Este instrumento de medición se puede integrar a procesos de medición y análisis, con el uso de tubos flexibles (DI de 13 mm), o a conexiones permanentes (sistema de componentes de tubos de PVC, compatibles con uniones de tuerca de 1").

Tabla 1: Conectores

Rosca externa	Rosca del tubo en conformidad con la norma DIN ISO 228
Grande	G1A
Pequeño	G½A

3.1.1.1 Selección de la placa de diafragma

Al medir líquidos que tienden a emitir gases, podrían formarse burbujas en la cámara de medición. Las burbujas producen lecturas con fluctuaciones extremadamente amplias. Cuando se produzcan fluctuaciones extremadamente amplias en las lecturas, reemplace la placa de diafragma en el conector de drenaje.


Nota: Tome nota de la cantidad y de la dirección del flujo de muestras indicadas en la información técnica.

Tabla 2: Selección preliminar de la placa de diafragma

Cantidad y presión del flujo	Placa de diafragma
Grande	Agujero grande
Mediano	Agujero mediano
Pequeño	Agujero pequeño

3.2 Estructura del instrumento

Fig. 3 Disposición de los instrumentos ULTRATURB sc



1. Tapa roscada	8. Placa de diafragma* (si es necesario), LZP600 1.2 mm 1.2 mm 2 mm 3 mm
2. Tapón de sellado de la cámara de medición	9. Boquilla para tubo* (Ø 13 mm)
3. Rueda de acople, LZV842	10. Tuerca de unión* de 1" 1"
4. Conector macho-hembra	11. Drenaje
5. Anillo de sellado (premontado)	12. Alimentación
6. Unión (premontada)	13. Conector del cable del sensor
7. Junta tórica*	14. Portarasqueta, LZV842

* Incluida en el kit LZP816 de accesorios (conexión)

3.3 Cable de conexión del sensor



ATENCIÓN

Coloque siempre los cables y mangueras de modo que no representen un riesgo de tropiezo.

1. Desatornille las tapas protectoras del conector del controlador y del enchufe del cable y guárdelas.
2. Preste atención a la muesca del enchufe del cable e insértelo en el conector del controlador.
3. Apriete la tuerca a mano.

Nota: Los cables de prolongación están disponibles en varias longitudes (consulte la Sección 7, Piezas de repuesto y accesorios, page 31). Longitud máxima del cable 100 m.

Fig. 4 Conexión al controlador del enchufe del cable del sensor





Fig. 5 Asignación de los pines o clavijas del conector del sensor



Número	Descripción	Color del cable
1	+12 V CC	marrón
2	Conexión a tierra	negro
3	Datos (+)	azul
4	Datos (-)	blanco
5	Pantalla	Pantalla (gris)
6	Muesca	-

4.1 Operación del controlador sc

El sensor es compatible con todos los controladores sc. Antes de utilizar el sensor, familiarícese el uso del controlador. Aprenda a navegar por los menús y a ejecutar apropiadamente las funciones.

4.2 Configuración del sensor

Cuando se conecta un sensor por primera vez, el número de serie se muestra como el nombre del sensor. Siga los pasos indicados a continuación para cambiar el nombre del sensor:

1. Abra el MAIN MENU (MENU PRINCIPAL).
2. Seleccione SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR) y confirme.
3. Seleccione el sensor correspondiente y confirme.
4. Seleccione CONFIGURE (CONFIGURAR) y confirme.
5. Seleccione EDITAR NOMBRE y confirme.
6. Edite el nombre y confirme para regresar al menú SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR).

De la misma manera, utilice los siguientes comandos para efectuar el resto de la configuración del sistema:

- MEAS UNITS (UNIDADES)
- CLEAN. INTERVAL (INTERVALO CAL)
- TIEMPO RESPUESTA
- INTERV. REG.
- RESOLUCIÓN
- VALOR ORIGINAL

4.3 Registrador de datos del sensor

A través del controlador sc se tiene acceso a las memorias de datos y de eventos de cada sensor. Los datos de las mediciones se almacenan en la memoria de datos a los intervalos estipulados, a la vez que la memoria de eventos recopila diversos eventos tales como cambios en la configuración, alarmas y situaciones de advertencia. Tanto las memorias de datos como las de eventos se pueden leer en archivos de formato CSV. Consulte el manual del controlador para conocer cómo descargar la información.

4.4 Estructura de los menús

4.4.1 SENSOR DIAG (DIAG SENSOR)

LISTA DE ERRORES
Mensajes de error posibles: POS. LIMPIAPARABRISAS, LED C., GANANCIA DEMASIADO ALTA
WARNING LIST (LISTA DE ADVERTENCIAS)
Posibles advertencias: CONTADOR PERFIL, HÚMEDO, INTERVALO CAL USUARIO


Nota: En la [Sección 6, page 29](#) encontrará, junto con una lista de todos los mensajes de error y advertencias, también una descripción de todas las acciones necesarias.

4.4.2 SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR)

LIMPIEZA			<i>Inicia el movimiento de la rasqueta</i>
VERIFICAR		Verificación	
CALIBRATE (CALIBRAR)			
ESTANDAR	Selección según CAL. CONFIG (CONFIG CAL) MODO DE SALIDA	Calibración mediante soluciones estándar	<i>Procedimiento durante la calibración, basado en menús</i>
OFFSET (COMPEN)	Selección según CAL. CONFIG (CONFIG CAL) MODO DE SALIDA	Ajuste del punto de cero	<i>Ajuste del punto de cero, basado en menús</i>
CAL. FAKTORS (FACTORES CAL)	FAC. ESTANDAR (FAC ESTANDAR)		<i>0,50 a 2,00</i>
	OFFSET (COMPEN)		<i>-0,100 a +0,100 TRBFNU</i>
CAL. CONFIG (CONFIG CAL)	MODO DE SALIDA	SIN CAMBIO ACTIVE TRANSFERENCIA SELECCIÓN	<i>Comportamiento de las salidas durante la calibración y el ajuste del punto de cero</i>
	CAL. INTERVAL (INTERVALO CAL)		<i>Ajustable de 0 a 365 días</i>
SET CAL DEFLT (CAL PREDET)			Restablecer a la configuración predeterminada
CONFIGURE (CONFIGURAR)			
EDITAR NOMBRE		SET DEFAULTS (CONFIG PREDET) Número de serie del instrumento	<i>Nombre de hasta 16 caracteres</i>
MEAS UNITS (UNIDADES)	mg/L, FNU, NTU, TE/F, EBC	SET DEFAULTS (VALORES PREDETERMINADOS) FNU	
CLEAN. INTERVAL (INTERVALO CAL)		SET DEFAULTS (VALORES PREDETERMINADOS) 12 h	<i>10 min, 20 min, 30 min, 2 h, 6 h, 12 h o una vez al día a las 10:00 h</i>
TIEMPO REPUESTA		SET DEFAULTS (VALORES PREDETERMINADOS) 15 s	<i>0 a 60 s</i>
INTERV. REG.		SET DEFAULTS (VALORES PREDETERMINADOS) 10 min.	<i>1-30 m</i>
RESOLUCIÓN		VALOR ORIGINAL 0.xxx	<i>0,xxx o 0,xxxx (<1 FNU)</i>
VALOR ORIGINAL	Solicitud de confirmación		<i>Restablecer a la configuración predeterminada todos los comandos de menú enumerados anteriormente.</i>


TEST/MANT				
INFO. SONDA	ULTRATURBsc	Nombre del instrumento		
	EDITAR NOMBRE			
	NUMERO SERIE			
	RANGO	0.001 ... 1000 FNU		
	MODELO	Ref. del sensor		
	SOFTWARE VERS (VERS SOFTW)	Software del sensor		
	DRIVER VERS (VERS CONTRL)			
CAL. DATOS	CAL. FECHA	Fecha de la última calibración		
	FACTOR	Configuración predeterminada 1,00		
	OFFSET (COMPEN)	Ajuste por defecto 0.000 TRBFNU		
CONTADOR	TIEMPO TOTAL			
	RASQUETA			
	MOTOR			
MAINT. PROC. (SERVICIO)	CLN. MEAS CHAMB (LIMP CAMARA)	OUTPUT MODE (MODO SALIDA) información	<i>Procedimiento de limpieza</i>	
	CAMBIAR ELEM	OUTPUT MODE (MODO SALIDA) información	<i>Procedimiento de cambio de rasqueta</i>	
	LIMPIEZA	RESOLUCIÓN	<i>Inicia el movimiento de la rasqueta</i>	
	SEÑALES	AVER.:		<i>Valor promedio</i>
		S. VAL.:		<i>Valor individual medido</i>
		M:		<i>Nivel medido</i>
		R:		<i>Nivel de referencia</i>
		Q:		<i>Cociente M/R</i>
		HUMEDAD		<i>Humedad relativa en %</i>
OUTPUT MODE (MODO SALIDA)	ACTIVO SIN CAMBIO TRANSFER SELECCIÓN		<i>Comportamiento de las salidas del instrumento en el MAINT. Menú PROC</i>	

4.5 Calibración mediante soluciones estándar



1. Abra el MAIN MENU (MENU PRINCIPAL).
2. Seleccione SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR) y confirme.
3. Seleccione el sensor correspondiente y confirme.
4. Seleccione CALIBRATE (CALIBRAR) y confirme.
5. Seleccione ESTANDAR y confirme.
6. Corte la alimentación y confirme TURN OFF SAMPLE INLET (CORTAR ENTRADA MUESTRA).
7. Drene la cámara de medición a través de la unión inferior de alimentación. Confirme DRAIN MEAS. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
8. Conecte la jeringa de calibración a la unión de alimentación (vea la figura) e inyecte el estándar de calibración. Aceptar VERTER STD EN MEAS. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
9. Confirme PRESS ENTER WHEN STABLE x.xxx TRBFNU (PRES INTRO C/ESTABI x.xxx TRBFNU).
10. Escriba la concentración de la solución estándar. Aceptar CALIBRAR (x.xxx TRBFNU).
11. Retire la jeringa de calibración y confirme REMOVE CALIBRATION SYRINGE (QUITAR JERINGA CALIBR).
12. Vuelva a conectar la alimentación y confirme CONNECT SAMPLE INLET (CONECTAR ENTRADA MUESTRA).
13. Abra la alimentación y confirme CAL READY OPEN INLET (CAL OK ABRIR ENTRADA).
14. Confirme SALIDA ACTIVA.

4.6 Verificar utilizando la norma de verificación



1. Abra el MAIN MENU (MENU PRINCIPAL).
2. Seleccione SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR) y confirme.
3. Seleccione el sensor correspondiente y confirme.
4. Seleccione VERIFY (VERIFICAR) y confirme.
5. Seleccione SALIDAS EN ESPERA y acepte.
6. Cierre el flujo de muestra y acepte APAGAR ENTRADA DE MUESTRA.
7. Drene la cámara de medición a través de la unión inferior de alimentación. Confirme DRAIN MEAS. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
8. Conecte la jeringa de verificación a la unión de alimentación (véase la figura) y añada el patrón de verificación. Acepte VERTER STD EN MEAS. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
9. Confirme PRESS ENTER WHEN STABLE x.xxx TRBFNU (PRES INTRO C/ESTABI x.xxx TRBFNU).
10. Anotar la concentración de la solución patrón de verificación. Pulse ENTER.
11. Retire la jeringa de verificación y acepte DRAIN MEAS.CHAMBER.
12. Vuelva a conectar la alimentación y acepte CONECTAR ENTRADA MUESTRA.
13. Abra la alimentación y acepte LISTO ABRIR ENTRADA.
14. Confirme SALIDA ACTIVA.

4.7 Ajuste del punto de cero

1. Abra el MAIN MENU (MENU PRINCIPAL).
2. Seleccione SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR) y confirme.
3. Seleccione el sensor correspondiente y confirme.
4. Seleccione CALIBRATE (CALIBRAR) y confirme.
5. Seleccione OFFSET (COMPEN) y confirme.
6. Corte la alimentación y drene la cámara de medición. Conecte un filtro de membrana (LZV325) a la alimentación de la cámara de medición. Abra la alimentación y acepte VERTER 0 STD EN MEAS. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
7. Confirme PRESS ENTER WHEN STABLE x.xxx TRBFNU (PRES INTRO C/ESTABI x.xxx TRBFNU).
8. Ajuste el punto de cero y confirme CALIBRATE (x.xxx TRBFNU) CALIBRAR (x.xxx TRBFNU).
9. Confirme CAL READY OUTPUT ACTIVE (CAL OK SALIDA ACTIVA).

Fue posible reducir el alcance de las tareas de mantenimiento a ser realizadas por los usuarios a apenas unas pocas. Dichas tareas, claramente resumidas en una tabla y descritas en detalle en las secciones a continuación, pueden ser realizadas en forma rápida y sencilla por personal cualificado.

5.1 Programa de mantenimiento

Tarea de mantenimiento	Intervalo
Limpieza de la cámara de medición	En función de las sustancias presentes en el agua
Reemplace el elemento de rasqueta	Después de 1200 ciclos (aproximadamente 18 meses con la configuración predeterminada)
Reemplazo del desecante	Cada 2 años
Comprobación del punto de cero	En función de las sustancias presentes en el agua
Comprobación de la ganancia	Una vez al año (como mínimo) o según sea necesario Nota: Para aplicaciones marítimas, incluidos los sistemas de depuración de gases de escape (EGCS), una vez cada dos años (como mínimo).

5.2 Limpieza de la cámara de medición


La limpieza de la cámara de medición es crucial para la obtención de mediciones correctas. Esta cámara de medición óptica de forma cilíndrica incorpora una rasqueta giratoria con tres elementos de rasqueta que evitan la acumulación de suciedad habitual en el sistema óptico. Cuando estén presentes acumulaciones de mucha suciedad, se recomienda hacer limpiezas manuales con un detergente adecuado (p.ej., ácido cítrico)



PRECAUCIÓN

Respete las normas de seguridad y lleve ropa de protección

- Gafas protectoras
 - Guantes
 - Bata
1. Abra el MAIN MENU (MENU PRINCIPAL).
 2. Seleccione SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR) y confirme.
 3. Seleccione el sensor correspondiente y confirme.
 4. Seleccione TEST/MANT y confirme.
 5. Seleccione MANTENIMIENTO. PROC y aceptar.
 6. Elija CLN. MEDIR CHAMB y aceptar.
 7. Corte la alimentación y confirme TURN OFF SAMPLE INLET (CORTAR ENTRADA MUESTRA).
 8. Vacíe la cámara de medición a través de la unión de alimentación inferior y acepte DRAIN MEAS. CHAMBER (DRENAR CAMARA).





9. Retire el tapón roscado y el tapón de cierre de la cámara de medición y acepte OPEN MEAS. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
10. Retire el porta-rasqueta y confirme REMOVE WIPER HOLDER (QUITAR PORT/RASQUETA).
11. Limpie la cámara de medición y confirme CLN. MEAS CHAMB (LIMPIAR CAMARA).
12. Vuelva a colocar el porta-rasqueta y confirme REPLACE WIPER HOLDER (COL PORT/RASQUETA).
13. Vuelva a cerrar la cámara de medición con el tapón de cierre y la tapa roscada y acepte CERRAR MEDICIÓN. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
14. Abra la alimentación de muestras y confirme TURN ON SAMPLE INLET (ABRIR ENTRADA MUESTRA).
La rasqueta hará un barrido automáticamente.

5.3 Sustitución de los elementos de rasqueta

La vida útil de los elementos de rasqueta depende por una parte de la cantidad de operaciones de limpieza realizadas, y por otra del tipo de suciedad que se acumula en la cámara. Por lo tanto, la vida útil de los elementos de rasqueta varía de un caso a otro.

Los elementos de rasqueta suministrados con el instrumento alcanzan, de media, para cubrir las necesidades de un año.




1. Abra el MAIN MENU (MENU PRINCIPAL).
2. Seleccione SENSOR SETUP (CONFIG SENSOR) y confirme.
3. Seleccione el sensor correspondiente y confirme.
4. Seleccione TEST/MANT y confirme.
5. Seleccione MANTENIMIENTO. PROC y aceptar.
6. Seleccione REPLACE PROFILE (CAMBIAR ELEM) y confirme.
7. Corte la alimentación y confirme TURN OFF SAMPLE INLET (CORTAR ENTRADA MUESTRA).
8. Vacíe la cámara de medición a través de la unión de alimentación inferior y acepte DRAIN MEAS. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
9. Retire el tapón roscado y el tapón de cierre de la cámara de medición y acepte OPEN MEAS. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
10. Retire el porta-rasqueta y confirme REMOVE WIPER HOLDER (QUITAR PORT/RASQUETA).
11. Limpie la cámara de medición y confirme CLN. MEAS CHAMB (LIMPIAR CAMARA).
12. Reemplace los elementos de rasqueta y confirme REPLACE PROFILE (CAMBIAR ELEM).
13. Vuelva a colocar el porta-rasqueta y confirme REPLACE WIPER HOLDER (COL PORT/RASQUETA).
14. Vuelva a cerrar la cámara de medición con el tapón de cierre y la tapa roscada y acepte CERRAR MEDICIÓN. CHAMBER (DRENAR CAMARA).
15. Abra la alimentación de muestras y confirme TURN ON SAMPLE INLET (ABRIR ENTRADA MUESTRA).
La rasqueta hará un barrido automáticamente.

5.4 Reemplazo del desecante

Los sensores ULTRATURB sc de turbidez están expuestos en forma continua a entornos húmedos. A fin de protegerlo de la humedad, el instrumento incluye 2 bolsas de buen tamaño de desecante colocadas cerca de los componentes ópticos y electrónicos. A fin de mantener dicha protección, el fabricante recomienda el reemplazo o la regeneración de dichas bolsas cada 2 años.

Para sustituir el desecante, abra la carcasa y sustituya las dos bolsas de desecante, 4 unidades (véase la Fig. 6, punto 1) y 0,5 unidades (véase la Fig. 6, punto 2) según la figura.

Fig. 6 Reemplazo del desecante



1. Bolsa de 4 unidades de desecante, LZX304

2. Bolsa de 0,5 unidades de desecante, LZX303

5.5 Verificación de los equipos

Como parte de un sistema de garantía de calidad para la supervisión de equipos de ensayo, es necesario comprobar la calibración del instrumento; esto puede realizarse utilizando una serie estándar de formazina de acuerdo con la norma ISO 7027-1:2016.

Puede preparar usted mismo la solución de formazina según las instrucciones que siguen a [5.5.1 Preparación de la solución de formazina conforme a la norma ISO 7027-1:2016](#) o adquirirla del fabricante (LCW 813 o Stabl Cal).

1. Para comprobar la calibración del instrumento, lave primero a fondo la cámara de medición con agua destilada.
2. Preparar una serie de turbidez utilizando soluciones de referencia de formazina según la norma ISO 7027-1:2016; la serie de medición debe corresponder al intervalo de medición seleccionado. Por ejemplo, en el rango de medición FNU 0–5,0 utilice soluciones estándar de valores FNU 0,5–1,0–2,0–3,0–4,0.

***Nota:** Si se detectan variaciones en las mediciones, es recomendable repetir la medición con una nueva solución estándar antes de modificar la calibración del instrumento. La experiencia ha demostrado que las variaciones en las soluciones de formazina pueden ser mayores que las fluctuaciones de los instrumentos ULTRATURB.*

Al comprobar el instrumento conforme a EN 450901 o GLP, recomendamos indicar la fecha en el registro del instrumento y determinar si existen fluctuaciones de largo plazo. Las comprobaciones del buen funcionamiento de los instrumentos ULTRATURB se pueden llevar a cabo en la práctica mediante mediciones en paralelo con fotómetros de turbidez diseñados en conformidad con las normas DIN e ISO.

5.5.1 Preparación de la solución de formazina conforme a la norma ISO 7027-1:2016

Agentes químicos

Se deben utilizar compuestos químicos de grado "análisis" de pureza. Los compuestos deben estar almacenados en botellas de vidrio duro.

Agua

- Colocar un filtro de membrana, tamaño de poro 0,1 μm (para experimentos bacteriológicos), durante 1 hora en 100 mL de agua destilada.
- Filtre 250 mL de agua a través de dicho filtro y deseche el agua.
- A continuación, filtre 500 mL de agua destilada dos veces a través del mismo filtro y utilice esta agua para preparar la solución estándar.

Solución madre de formazina ($\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_2$) **Formazine ($\text{C}_2\text{H}_4\text{N}_2$) parent solution**



PRECAUCIÓN

El sulfato de hidracina es tóxico y posiblemente cancerígeno

- Disuelva 10,0 g de hexametilentetramina ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4$) en agua y rellene hasta alcanzar 100 mL (solución A).
- Disolver 1 g de sulfato de hidracina ($\text{N}_2\text{H}_6\text{SO}_4$) en agua y completar hasta 100 mL (solución B).
- Mezcle 5 mL de la solución A con 5 mL de la solución B.

- Transcurridas 24 horas a 25 °C (± 3 °C) (77 °F [$\pm 5,4$ °F]), rellene esta solución con agua hasta alcanzar 100 mL.

La turbidez de esta solución madre es de 400, en unidades FAU (Formazine Attenuation Units) o en unidades FNU (Formazine Nephelometric Units). Esta solución puede conservarse en un lugar oscuro a 25 °C (± 3 °C) (77 °F ($\pm 5,4$ °F)) durante unas 4 semanas.

Solución de referencia de formazina

Con el uso de pipetas y matraces graduados, diluya la solución madre para hacer soluciones de referencia en las concentraciones requeridas. Dichas soluciones se pueden almacenar sólo por períodos de tiempo muy limitados.

6.1 Mensajes de error

La pantalla del controlador muestra los posibles errores del sensor

Tabla 3: Mensajes de error

Error mostrado	Causa	Corrección
NONE (NINGUNA)	Funcionamiento correcto	
WIPER POS. (POS RASQUETA)	La rasqueta no se encuentra en la posición inicial correcta	Iniciar la función de limpieza, solicite servicio
I.LED	LED defectuoso	Solicite servicio
GAIN TOO HIGH (GANANCIA EXCESIVA)	Ajuste incorrecto Estándar de calibración incorrecto Cámara de medición con depósitos de suciedad LED defectuoso	Limpie la cámara de medición, haga una calibración, solicite servicio

6.2 Advertencias

El controlador muestra los mensajes de advertencia posibles

Tabla 4: Advertencias

Error mostrado	Causa	Corrección
NONE (NINGUNA)	Funcionamiento correcto	
CONT. RASQUETA	Se rebasó el contador	Cambie los elementos de rasqueta
HUMEDAD	Humedad relativa >10%	Sustituya el desecante
CAL. INTERVAL (INTERVALO CAL)	Se rebasó el contador	Haga una calibración

7.1 Opciones del sensor

Descripción	No. de catálogo
ULTRATURB <i>agua de mar</i> sc turbidez bypass sensor sin cable	LPV415.99.02001
Sensor de derivación de turbidez ULTRATURB sc <i>para agua de mar</i> con cable de 0,35 m (1,1 pies)	LPV415.99.12001
Sensor de derivación de turbidez ULTRATURB sc <i>para agua de mar</i> con cable de 1 m (3,3 pies)	LPV415.99.82001
Sensor de derivación de turbidez ULTRATURB sc <i>para agua de mar</i> con cable de 5 m (16,40 pies)	LPV415.99.22001
Sensor de derivación de turbidez ULTRATURB sc <i>para agua de mar</i> con cable de 10 m (32,81 pies)	LPV415.99.32001

7.2 Piezas de repuesto

Descripción	No. de catálogo
Kit de elementos de rasqueta (para 4 cambios)	LZV275
Soporte de limpiaparabrisas, ULTRATURB <i>agua de mar</i> sc	LZV842
Bolsa de deshidratador, de 0,5 U	LZX303
Bolsa de deshidratador, de 4 U	LZX304
Kit de accesorios (de conexión)	LZP816

7.3 Accesorios

Descripción	No. de catálogo
Cable alargador de 0,35 m (1,15 pies)	LZX847
Cable alargador de 1 m (3,3 pies)	6122400
Cable alargador 5 m (16,40 pies)	LZX848
Cable alargador 10 m (32,81 pies)	LZX849
Cable alargador de 15 m (49,21 pies)	LZX850
Cable alargador de 20 m (65,62 pies)	LZX851
Cable alargador de 30 m (98,43 pies)	LZX852
Solución estándar de formazina	LCW813
Kit de calibración de turbidez, para soluciones líquidas estándar	LZV451
Juego de filtros para la calibración del punto cero (filtro de membrana de 0,2 mm incl. material de conexión)	LZV325

HACH COMPANY World Headquarters
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl
6, route de Compois
1222 Vézenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499

