

DOC342.93.80489



03/2025, ฉบับที่ 8

กู่มือผู้ใช้



สารบัญ

หัวข้อที่ 1 รายละเอียคทางเทคนิค	3
หัวข้อที่ 2 ข้อมูลทั่วไป	4
2.1 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย	4
 2.1.1 การใช้ข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตราย 	4
2.1.2 ฉลากระบุ ^{จั} อควรระวัง	5
2.1.3 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1	5
2.1.4 หน่วย RFID	6
2.1.4.1 ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับหน่วย RFID	6
2.1.4.2 การรับรองสำหรับ RFID จาก FCC	6
2.1.5 การปฏิบัติตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)	7
2.2 ภาพรวมผลิตภัณฑ์	7
2.3 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	8
หัวข้อที่ 3 การติดตั้ง	9
3.1 กำแนะนำในการติดตั้ง	9
3.2 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เลือกได้)	9
หัวข้อที่ 4 อินเทอร์เฟซผู้ใช้และ โครงสร้างเมนู	. 10
หัวข้อที่ 5 การเริ่มทำงาน	11
หัวข้อที่ 6 การทำงาน	12
6.1 การกำหนดค่า	.12
6.1.1 การกำหนดการตั้งค่าค่าอุปกรณ์	12
6.1.1.1 การเปลี่ยนภาษ ^า	13
6.1.2 การเพิ่ม ID ผู้ควบคุม	. 13
6.1.2.1 การกำหนดค่าแท็ก RFID ผู้ควบคุม (เลือกได้)	14
6.1.3 การเพิ่ม ID ตัวอย่างน้ำ	14
6.1.3.1 นำเข้า ID ตัวอย่างน้ำ (ไม่บังกับ)	14
6.1.4 การกำหนดการตั้งก่าการตรวจวัด	15
6.1.5 การกำหนดช่วงที่ขอมรับ	.15
6.1.6 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ LAN	16
6.1.6.1 เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ Netdrive	17
6.1.6.2 เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์บนเครื่อข่าย	17
6.1.6.3 การต่อแผงควบคุม sc	. 17
6.2 การตรวจวัด	18
6.2.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ	. 18
6.2.2 การป้องกันการปนเปือนในขวด	18
6.2.3 การเครียมขวดบรรจุตัวอย่างน้า	19
6.2.4 การวางขวดลงไนอุปกรณ์	.20
6.2.5 การตรวจวัดตัวอย่างน้ำ	21
b.∠.b การเปรยบเทยบการตรวจวด ในกระบวนการและการตรวจวัด ในห้องปฏบัตการ	21

6.2.6.1 เก็บตัวอย่างแบบจัวง	
6.2.6.2 เปรียบเทียบการวัดด้วย RFID	21
6.2.6.3 เปรียบเทียบการวัดด้วย Link2SC	22
6.3 การแสดงข้อมูลที่บันทึก	23
6.4 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์	24
หัวข้อที่ 7 การปรับเทียบ	
7.1 การปรับแต่งการตั้งค่าการสอบเทียบ	
7.2 สอบเทียบอุปกรณ์	
หัวข้อที่ 8. Verification (การยืบยับ)	27
8 1 arel Eular England and	27 27
8.2 การคาเนนการตรวจสอบการสอบเทขบ	
หัวข้อที่ 9 การคูแลรักษา	27
9.1 ทำความสะอาดสิ่งที่หกล้น	
9.2 การทำความสะอาดอุปกรณ์	
9.3 การทำความสะอาดขวดบรรจุตัวอย่างน้ำ	
9.4 การทำความสะอาดช่องใส่ขวด	
หัวข้อที่ 10 การแก้ไขปัญหา	
• 10.1 นำฟองอากาศออกจากตัวอย่าง	
10.2 การความแบ่บ	.34
หัวข้อที่ 11 ชินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริม	

หัวข้อที่ 1 รายละเอียคทางเทคนิค

รายละเอียดทางเทกนิก	ราชละเอียด
วิธีการตรวงวัด	วัดปริมาณของความขุ่นด้วยแสงกระเจิงที่สะสมที่มุม 90° องศาของแสงดกกระทบ และ 360° องศารอบๆ ขวด แก้วด้วอข่างน้ำ
วิธีปฏิบัติหลัก	DIN EN ISO 7027
ขนาด (ก x ย x ส)	41 x 28 x 12.5 ซม. (16 x 11 x 7.7 นี้ว)
น้ำหนัก	2.37 กก. (5.23 ปอนด์)
ตัวเครื่อง	IP20
ระดับการป้องกัน	อุปกรณ์: III; อุปกรณ์ง่ายไฟ: I
ระดับของมลภาวะ	2
Overvoltage category	Ш
ระบบไฟฟ้า	อุปกรณ์: 15 VDC, 2 A; อุปกรณ์จ่ายไฟ: 100–240 VAC ± 10%, 50/60 Hz
อุณหภูมิในการทำงาน	10 ถึง 40 °C (50 ถึง 104 °F)
อุณหภูมิสำหรับจัดเกี่บ	–30 ถึง 60 °C (–22 ถึง 140 °F)
ความชื้น	ความขึ้นสัมพัทธ์ 5 ถึง 95% ไม่ควบแน่น
สภาพแวดล้อม	สำหรับใช้ภายในอาคาร
ความสูง	สูงสุด 2,000 ม. (6562 ฟุต)
จอแสดงผล	17.8 มม. (7 นิ้ว) หน้าจอสัมผัสสี
เลเซอร์	หลิดภัณฑ์เลเซอร์ Class 1: มีเลเซอร์ class 1 แบบเปลี่ยนไม่ได้
แหล่งกำเนิดแสง	850 nm, สูงสุด 0.55 mW
หน่วยการวัด	NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC, mg/L, mNTU ¹ หรือ mFNU
ช่วงของการวัด	0 ถึง 1000 FNU, FNU, TE/F, FTU; 0 ถึง 100 mg/L; 0 ถึง 250 EBC
ความแม่นยำ	± 2% ของค่าที่อ่านได้บวก 0.01 NTU จาก 0 ถึง 40 FNU
	± 10% ของค่าที่อ่านได้ดั้งแค่ 40 ถึง 1000 FNU ตามมาตรฐานปฐมภูมิ Formazin ที่ 25 °C (77 °F)
ค่าความผิดพลาด	ดีกว่า 1% สำหรับ 0 ถึง 40 NTU บน Formazin ที่ 25 °C (77 °F)
ความแม่นยำ	< 40 NTU: 0.002 NTU หรือ 1% (ก่าที่สูงกว่า); > 40 NTU: 3.5% ตามมาตรฐานปฐมภูมิ Formazin ที่ 25 °C (77 °F)
การรบกวนของแสง	< 0.01 FNU

รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงใด้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดทางเทกนิก	ราชละเอียด
ตัวเลือกการปรับเทียบ	StablCal [®] : การสอบเทียบ 1 รอบ (20 FNU) สำหรับช่วงการวัด 0 ถึง 40 FNU; การสอบเทียบ 2 รอบ (20 และ 600 FNU) สำหรับช่วงการวัด 0 ถึง 1000 FNU (เดิ์ม)
	Formazin: การสอบเทียบ 2 รอบ (20 FNU และน้ำผสมเงืองาง) สำหรับช่วงการวัด 0 ถึง 40 FNU; การสอบเทียบ 3 รอบ (20 FNU, 600 FNU และน้ำผสมเงืองาง) สำหรับช่วงการวัด 0 ถึง 1000 FNU (เดิ้ม)
	Degrees (องศา): การสอบเทียบ 3 รอบ (20 และ 100 mg/L และน้ำผสมเจือจาง) สำหรับช่วงการวัด 0 ถึง 100 mg/L (เต็ม)
	SDVB: การสอบเทียบ 3 รอบ (20 FNU, 600 FNU และน้ำผสมเจือจาง) สำหรับช่วงการวัด 0 ถึง 1000 FNU (เต็ม)
	Custom (แบบกำหนดเอง): การสอบเทียบแบบกำหนดเอง 2 ถึง 6 รอบสำหรับช่วงการวัด 0 FNU ถึงรอบ สอบเทียบสูงสุด
ตัวเลือกการตรวจสอบ	แท่งแก้วดรวจสอบ (มาดรฐานการวัดความขุ่นทุติยภูมิ) < 0.1 NTU, StablCal หรือ Formazin (0.1 ถึง 40 NTU)
การตรวจสอบ (RFID หรือ Link2SC [®])	การดรวจวัดในกระบวนการและการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการได้รับการเปรียบเทียบด้วย RFID หรือ Link2SC สำหรับการดรวจสอบค่าที่วัดได้
การรับรอง	ได้รับการรับรอง CE; เลขทะเบียน US FDA: 1420492-xxx ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตาม IEC/EN 60825-1 และ 21 CFR 1040.10 ตามข้อกำหนด Laser Notice No. 56 รวมถึงข้อกำหนด Australian RCM
การรับประกัน	1 ปี (สหภาพยุโรป: 2 ปี)

หัวข้อที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

้ไม่ว่าจะในกรณีใด ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมใดๆ หรือความส้มเหลวในการปฏิบัติ ตามกำแนะนำในคู่มือ ผู้ผลิตสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคู่มือและเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่อธิบายได้ตลอดเวลา โดยไม่ด้องแจ้งให้ทราบหรือข้อผูก พันใดๆ ข้อมูลฉบับแก้ไขจะมีให้ในเว็บไซต์ของผู้ผลิต

2.1 ข้อมูลเพื่อความปลอคภัย

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อกวามเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้หรือการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงก์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกวาม เสียหายทางตรง กวามเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจ และกวามเสียหายที่ต่อเนื่องตามมา และขอปฏิเสธในการรับผิดชอบต่อกวามเสียหายเหล่านี้ใน ระดับสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาด ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการระบุจึงกวามเสี่ยงในการนำไปใช้งานที่สำคัญ และ การติดตั้งกลไกที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกระบวนการต่างๆ ที่เป็นไปได้ในกรณีอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด

กรุณาอ่านกู่มือฉบับนี้โดยละเอียดก่อนเปิดกล่อง ติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์นี้ ศึกษาอันตรายและข้อกวรระวังต่าง ๆ ที่แจ้งให้ทราบให้กรบถ้วน หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงต่อผู้ใช้หรือเกิดกวามเสียหายต่ออุปกรณ์

ถ้าใช้บริภัณฑ์ในลักษณะที่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุไว้ การป้องกันที่บริภัณฑ์มอบให้อาจลดลง ห้ามใช้หรือติดตั้งอุปกรณ์นี้ในลักษณะอื่นนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้

2.1.1 การใช้ข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตราย

🛦 อันตราย	
ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงได้	
🔺 คำเตือน	
ระบุอันตราชที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาคเจ็บร้ายแรงได้	
🛦 ข้อควรระวัง	
ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง	

หมายเหตุ

้ข้อควรทราบระบุกรณีที่หากไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายได้ ข้อมูกที่ต้องมีการเน้นย้ำเป็นพิเศษ

2.1.2 ฉลากระบุข้อควรระวัง

อ่านฉลากและป้าขระบุทั้งหมดที่มีมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ อาจเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ หากไม่ปฏิบัติตาม กู่มืออ้างอิง สัญลักษณ์ที่ตัวอุปกรณ์พร้อมข้อความเพื่อเฝ้าระวังเบื้องค้น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเครื่องหมายนี้ไม่สามารถทั้งแบบขยะปกติในเขตยุโรปหรือระบบกำงัดขยะสาธารณะได้ ส่งคืนอุปกรณ์เก่าหรือที่หมด อายุการใช้งานให้กับผู้ผลิดเพื่อการกำงัดไม่มีกำใช้ง่ายใดๆ กับผู้ใช้
หากปรากฏสัญลักษณ์นี้บนอุปกรณ์ ไปรคดูราขละเอียดจากคู่มือการใช้งานและ/หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
สัญลักษณ์นี้ระบุถึงความจำเป็นในการสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา
สัญลักษณ์นี้ระบุว่ามีการใช้งานอุปกรณ์เลเซอร์ภายในตัวเครื่อง
สัญลักษณ์นี้เป็นการระบุถึงความเสี่ยงของอันครายจากสารเคมี และระบุว่าควรให้เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญและผ่านการฝึกอบรมเพื่อทำงานที่ เกี่ยวข้องกับสารเคมี เป็นผู้คำเนินการต่างๆ กับสารเคมี หรือทำการดูแลรักษาระบบการขนข้าขสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
สัญลักษณ์นี้ระบุถึงการส่งคลื่นวิทขุ

2.1.3 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1



CLASS 1 LASER PRODUCT IEC60825-12014 850nm / max. 0,55mW	ผลัดภัณฑ์แลเซอร์ Class 1, IEC60825-0.55:2014, 850 nm, สูงสุด 1 mW ดำแหน่ง: ด้านหลังของอุปกรณ์
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60925-1 Ed.3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.	สอดกล้องตามข้อบังกับแห่งสหรัฐอเมริกา 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 56. ตำแหน่ง: ด้านหลังของอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1มีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองเห็นได้เมื่ออุปกรณ์ชำรุดและเมื่อฝาครอบอุปกรณ์เปิดอยู่ ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นไปตาม EN 61010-1 "ข้อกำหนดความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการวัด ควบคุม และใช้ในห้องปฏิบัติการ" และ IEC/EN 60825-1 "ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์" รวมถึง 21 CFR 1040.10 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 56 ดูรายละเอียดที่ฉลากแสดงข้อมูลเลเซอร์ที่ดิดอยู่บนอุปกรณ์

2.1.4 หน่วย RFID

อุปกรณ์ที่ดิดตั้งหน่วย RFID จะรับและส่งผ่านข้อมูล โดยหน่วย RFID จะทำงานที่ความถี่ 13.56 MHz

เทคโนโลซี RFID เป็นการนำคลื่นวิทขุมาประขุกดีใช้ การนำคลื่นวิทขุมาประขุกดีใช้อยู่ภายใต้บังกับแห่งข้อกำหนดการอนุญาตของแต่ละ ประเทศ

หากมีข้อสงสัย โปรคติคต่อผู้ผลิต

2.1.4.1 ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับหน่วย RFID



อันตรายหลายประการ ห้ามถอดแยกขึ้นส่วนอุปกรณ์ในการดูแลรักษา หากจำเป็นต้องทำความสะอาดหรือช่อมแชมส่วนประกอบภายใน ให้ ทำการติดต่อผู้ผลิต

A คำเคือน

🛦 คำเตือน



อันตรายจากการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ห้ามใช้อุปกรณ์ในสภาพแวคล้อมที่เป็นอันตราย

หมายเหตุ

อุปกรณ์นี้ดอบสนองไวต่อสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟพ้าและพลังงานกลไฟพ้า สัญญาณรบกวนเหล่านี้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของ อุปกรณ์นี้ โปรดอย่าตั้งอุปกรณ์นี้ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน

ปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยค้านล่างเพื่อใช้งานอุปกรณ์ตามข้อกำหนดภายในท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่ใกล้เคียงกันนี้ หรือในบริเวณที่ใกล้กับอุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องกระคุ้น หัวใจหรือเครื่องช่วยพึง
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่ใกล้กับสารไวไฟสูง เช่น เชื้อเพลิง สารเคมีไวไฟสูง และสารที่ระเบิคได้
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่ใกล้กับแก๊ส ไอ หรือฝุ่นที่ติดไฟได้
- เก็บอุปกรณ์ให้พ้นจากการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกที่รุนแรง
- อุปกรณ์สามารถก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อโทรศัพท์ วิทยุ และคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงได้
- การรับประกันไม่ครอบคลุมการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการสึกหรอ

2.1.4.2 การรับรองสำหรับ RFID จาก FCC

อุปกรณ์นี้อาจมีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบระบุเอกลักษณ์ค้วยกลื่นความถี่วิทยุ (RFID) ที่มีการจดทะเบียนไว้ โปรคดูข้อมูลการจดทะเบียนของคณะ กรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ใน ตาราง 1

ตาราง 1 ข้อมูลการจดทะเบียน

Parameter (พารามิเตอร์)	ทำ
หมายเลขประจำตัว FCC (FCC ID)	YUH-QR15HL / YUH-Q152
IC	9278A-QR15HL / 9278A-Q152
ความถึ่	13.56 MHz

2.1.5 การปฏิบัติตามข้อกำหนดกวามเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

A ข้อควรระวัง

อุปกรณ์เครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบสำหรับการใช้งานในที่พักอาศัยและอาจมีการป้องกันการรับสัญญาณวิทยุที่ไม่เพียงพอในสภาพแวคล้อมคังกล่าว

CE (EU)

อุปกรณ์นี้ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นของ EMC Directive 2014/30/EU

UKCA (UK)

อุปกรณ์นี้ตรงตามข้อกำหนดของกฎระเบียบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าปี 2016 (S.I. 2016/1091)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนของแคนาดา ICES-003, Class A:

รองรับข้อมูลการทคสอบของผู้ผลิต

อุปกรณ์ดิจิตอล Class A นี้ได้มาตรฐานตามเงื่อนไขภายใต้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนของแคนาดา

Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences.

FCC Part 15, Class "A" Limits

รองรับข้อมูลการทดสอบของผู้ผลิต อุปกรณ์ได้มาตรฐานตาม Part 15 ของ FCC Rules การใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์จะต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายจากสัญญาณรบกวน
- 2. อุปกรณ์จะต้องสามารถทนรับสัญญาณรบกว[ิ]นที่ได้รับ รวมทั้งสัญญาณรบกวนอื่น ๆ ที่อาจทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่กาดหวัง

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งอุปกรณ์นี้ซึ่งไม่ได้รับการรับรองโดยผู้เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมมาตรฐาน อาจทำให้ผู้ใช้เสียสิทธิ์ในการใช้งาน อุปกรณ์ อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าได้มาตรฐานตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิดอล Class A ภายใต้ Part 15 ของ FCC Rules ข้อจำกัดนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ในเชิงพาฒิชย์ อุปกรณ์นี้ทำให้เกิด ใช้ และสามารถแพร่กลิ่นความถิ่วิทยุ และหากมีการดิดตั้งและใช้งานไม่เป็นไปตามกู่มือการใช้งาน อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็น อันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ การทำงานของอุปกรณ์ในที่พักอาศัยอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย ซึ่งในกรณ์นี้ผู้ใช้จะค้อง แก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนค้วยตัวเอง สามารถใช้เทคนิดต่อไปนี้เพื่อลดปัญหาจากสัญญาณรบกวน:

- ปลดอุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟเพื่อขึ้นขันว่าอุปกรณ์เป็นสาเหตุของสัญญาณรบกวนหรือไม่
- 2. หากต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเดียวกันกับอุปกรณ์ที่มีปัญหาสัญญาณรบกวน ให้ต่ออุปกรณ์กับเต้ารับไฟฟ้าอื่น
- 3. ข้าขอุปกรณ์ออกห่างจากอุปกรณ์ที่ได้รับสัญญาณรบกวน
- ปรับตำแหน่งสายอากาศสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับสัญญาณรบกวน
- 5. ลองดำเนินการตามวิธีการต่าง ๆ ข้างต้น

2.2 ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดความขุ่นรุ่น TU5200 ใช้ครวจวัดความขุ่นช่วงต่ำในการใช้น้ำคื่มที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติ การนี้ใด้รับการปรับเทียบจากโรงงานและจะตรวจวัด แสงที่กระเงิงที่มุม 90° ในรัศมี 360° รอบขั้วของลำแสงจากแหล่งกำเนิดแสง อุปกรณ์นี้ใช้หน้าจอสัมผัสในการสั่งงาน โปรดดูรายละเอียดใน รูปที่ 1

โมดูล RFID มีให้เลือกใช้งานได้ รูปที่ 1 แสดงโมดูล RFID โมดูล RFID ช่วยให้เปรียบเทียบการวัดความขุ่นในกระบวนการและในห้อง ปฏิบัติการได้ง่ายดาย

วิดีโอกำแนะนำพร้อมใช้งานในส่วนการสนับสนุนในเว็บไซต์ของผู้ผลิต

โปรคดูราขละเอียดอุปกรณ์เสริมใน ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริม ในหน้า 34

รูปที่ 1 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์



2.3 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับส่วนประกอบทั้งหมดแล้ว โปรดดูรายละเอียดใน รูปที่ 2 หากพบว่าชิ้นส่วนใดสูญหายหรือชำรุด โปรดติดต่อผู้ ผลิตหรือพนักงานขายทันที





หัวข้อที่ 3 การติคตั้ง

🛦 ข้อควรระวัง



อันตรายหลายประการ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่ควรคำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารส่วนนี้

อุปกรณ์นี้ได้รับการกำหนดให้ใช้งานที่ระดับความสูงไม่เกิน 3100 ม. (10,710 ฟุต) การใช้อุปกรณ์นี้ในระดับความสูงที่มากกว่า 3100 ม. อาจทำให้ฉนวนสายไฟมีโอกาสเสียหาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อดได้ ผู้ผลิตขอแนะนำให้ผู้ใช้ที่เป็นกังวลทำการ ดิดค่อฝ่ายบริการด้านเทคนิค

3.1 _{คำแนะนำในการติดตั้ง}

ติดตั้งอุปกรณ์:

- บนพื้นผิวที่เรียบ
- ในสถานที่ที่สะอาด แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีการควบคุมอุณหภูมิ
- ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนน้อยที่สุดและ ไม่โดนแสงแดดโดยตร[ั]ง
- ในสถานที่ที่มีพื้นที่ว่างโดยรอบกว้างเพียงพอที่จะวางอุปกรณ์ต่อพ่วงและทำงานบำรุงรักษา
- ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นและเข้าถึงปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและสายไฟได้สะดวก

3.2 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เลือกได้)

หมายเหตุ

การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและจุดเข้าสู่การใช้งานเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ไร้สาย ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวม ถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางอ้อม พิเศษ อันเป็นผลต่อเนื่อง หรือเหตุบังเอิญ ที่เกิดจากช่องว่างหรือการรุกล้ำความปลอดภัยของเครือข่าย

อุปกรณ์มีพอร์ต USB 1.1 สามช่องและพอร์ตอีเธอร์เน็ตหนึ่งช่อง คูราขละเอียคใน รูปที่ 1 ในหน้า 8

พอร์ค USB ชนิค A—เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนบาร์ โค้ดแบบมีด้ามจับ แฟลชไครฟ์ USB แป้นพิมพ์² หรือโมดูล SIP 10 พอร์ค USB ชนิค B—เชื่อมต่อกับพีซี

พอร์คอีเธอร์เน็ค—เชื่อมต่อกับ LAN ด้วยสายเกเบิลหุ้มฉนวน (เช่น STP, FTP, S/FTP) กวามยาวสูงสุดของสายเกเบิลหุ้มฉนวนกือ 20 ม. (65.6 ฟุต) หากต้องการทราบว่าจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ LAN หรือไม่ โปรดดูรายละเอียดในตั้งก่าการเชื่อมต่อ LAN ในหน้า 16

บันทึก: สายเคเบิล USB ด้องยาวไม่เกิน 3 ม. (9.8 ฟุต)

หัวข้อที่ 4 อินเทอร์เฟซผู้ใช้และ โครงสร้างเมนู

จอแสดงผลของอุปกรณ์เป็นหน้าจอสัมผัส ใช้ปลายนิ้วที่แห้งสะอาคสั่งงานพึงก์ชันต่างๆ บนหน้าจอสัมผัส โปรดอข่าใช้ปลายด้านที่ใช้เขียน ของดินสอหรือปากกาหรือของมีคมอื่นๆ ในการเลือกรายการบนหน้าจอ มิเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายต่อหน้าจอ

โปรคคูภาพรวมของหน้าจอหลักใน รูปที่ 3

รูปที่ 3 ภาพรวมของจอแสดงผล



² ใช้แทนหน้าจอสัมผัสได้ ใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนข้อความลงในกล่องข้อความบนหน้าจอ (เช่น รหัสผ่านและ ID ตัวอย่างน้ำ)

³ หมายเลขการตรวจวัดจะเพิ่มทีละหนึ่งเมื่อตรวจวัดเสร็จในแต่ละครั้ง

ตาราง 2 ไอคอนของเมนูแถบด้านข้าง

ไอกอน	ทำอธิบาย
	้ลือกอินหรือลือกเอาต์ผู้ควบคุม หากต้องการล็อกอิน ให้เลือก ID ผู้ควบคุมแล้วกด Login (ล็อกอิน) หากต้องการล็อก เอาต์ ให้กด Logout (ล็อกเอาต์)
Login (ถ็อกอิน)	บันทึก: เมื่อผู้ควบคุมลือกอินแล้ว ไอคอนล็อกอินจะเปลี่ยนเป็นไอคอนที่เลือกให้กับ ID ผู้ควบคุมนั้น (เช่น รูปปลา ผีเสื้อ หรือลูกฟุตบอล) และข้อความ "ล็อกอิน" จะเปลี่ยนเป็น ID ผู้ควบคุม
	เลือก ID ตัวอย่างน้ำ
Sample ID (ID ตัวอย่างน้ำ)	
การสอบเทียบ	เริ่มการสอบเทียบ
è	เริ่มการขึ้นขัน
Verification (การขึ้นขัน)	
ℤ Link2SC	เปรียบเทียบการตรวจวัดในกระบวนการและการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ
Data Log (บันทึกข้อมูล)	แสดงบันทึกการอ่านค่า บันทึกการปรับเทียบ บันทึกการตรวจสอบ และบันทึกเปรียบเทียบ โปรดดูราขละเอียดใน การ แสดงข้อมูลที่บันทึก ในหน้า 23
Setup (ຕໍ້ຳກ່າ)	กำหนดค่าอุปกรณ์ โปรดดูราขละเอียดใน การกำหนดการตั้งก่าก่าอุปกรณ์ ในหน้า 12
Diagnostics (การวินิจลัย)	แสดงข้อมูลเฟิร์มแวร์ การสำรองข้อมูลอุปกรณ์ การอัปเดคอุปกรณ์ ข้อมูลการส่งสัญญาณ และข้อมูลบริการโรงงาน
ເພື່ອ Timer (ตัวตั้งเวลา)	กำหนดตัวตั้งเวลา
ГЛАСН	ไปที่เว็บไซค์ของผู้ผลิดเพื่อครวจสอบเวอร์ชันซอฟค์แวร์ล่าสุดและกู่มือผู้ใช้เมื่ออุปกรณ์มีการเชื่อมค่อ LAN
	แสดงคู่มือผู้ใช้และวิดี โอสำหรับอุปกรณ์
Documents (เอกสาร)	

หัวข้อที่ 5 การเริ่มทำงาน

🛦 ข้อควรระวัง



อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ห้ามออดฝาออกจากอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลเซอร์ และผู้ใช้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หากโดนแสง เลเซอร์

🛦 ข้อควรระวัง



อันตรายต่อการบาดเจ็บของบุคคล โปรดอย่ามองเข้าไปในส่วนของหลอดแก้วขนาดเหล็กขณะที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

ต่อสายไฟกับอุปกรณ์และเปิดอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในรูปภาพด้านล่าง เมื่อเมนูภาษาแสดงขึ้น ให้เลือกภาษาแล้วกด **OK (ตกลง)** การตรวจสอบภายในระบบจะเริ่มทำงาน *บันทึก: หากต้องการเปลี่ยนภาษาหลังจากเริ่มต้นใช้งานเบื้องล้นแล้ว โปรดดูที่* การเปลี่ยนภาษา *ในหน้า* 13



หัวข้อที่ 6 การทำงาน

6.1 การกำหนดค่า

6.1.1 การกำหนดการตั้งค่าค่าอุปกรณ์

1. กด 🕶 สองครั้งแล้วกด Setup (ตั้งค่า)

2. เลือกตัวเลือก

ด้วเลือก	กำอริบาช
สถานที่ตั้ง	กำหนดชื่อสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ สถานที่ตั้งจะถูกบันทึกพร้อมกับการตรวจวัดลงในบันทึกข้อมูล
Date & Time (วันที่และ เวลา)	ຄຳหนดรูปแบบวันที่ รูปแบบเวลา ແละวันที่และเวลา ป้อนวันที่และเวลาปัจจุบัน Date Format (รูปแบบวันที่) — กำหนดรูปแบบวันที่ ด้วเลือก: dd-mmm-yyyy (ค่าเริ่มดัน), yyyy-mm-dd, dd-mm-yyyy หรือ mm-dd- yyyy Time Format (รูปแบบเวลา) —กำหนดรูปแบบเวลา ดัวเลือก: 12 หรือ 24 ชั้วไมง (ล่าเริ่มดัน)
Security (การรักษา ความปลอดภัย)	เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าและงานต่างๆ ในรายการการรักษาความปลอดภัย Security Password (รหัสผ่านการรักษาความปลอดภัย)—กำหนดหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน (ผู้ดูแลระบบ) การรักษา ความปลอดภัย (สูงสุด 10 ตัวอักษร) รหัสผ่านเป็นแบบแยกแยะตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก Security List (รายการการรักษา ความปลอดภัย)—กำหนดระดับการรักษาความปลอดภัยสำหรับการตั้งค่าและงานแต่ละรายการในรายการการรักษาความ ปลอดภัย
	 Off (ปีค) — ผู้ควบคุมทุกคนสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและ/หรือทำงานได้ One key (กุญแจหนึ่งคอก) —เฉพาะผู้ควบคุมที่มีระดับการรักษาความปลอดภัยเป็นรูปกุญแจหนึ่งดอกหรือกุญแจ สองดอกเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือทำงานได้ ไปรดดูรายละเอียดใน การเพิ่ม ID ผู้ควบคุม ในหน้า 13 Two keys (กุญแจสองดอก) —เฉพาะผู้ควบคุมที่มีระดับการรักษาความปลอดภัยเป็นรูปกุญแจสองดอกเท่านั้นที่ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือทำงานได้
	บันทึก: การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยจะยังไม่เปลี่ยนเป็นเป็ดจนกว่าจะกด Close (ปีด)
Sound Settings (การ ดังค่าเสียง)	เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตั้งค่าเสียงสำหรับแต่ละกิจกรรม กำหนดระดับเสียงสำหรับแต่ละกิจกรรุม (1 ถึง 10) หาก ด้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตั้งก่าเสียงทั้งหมด ให้เลือก All (ทั้งหมด) แล้วกด Setup (ดังก่า)

ตัวเลือก	กำอริบาช
Network & Peripherals (เครือข่าย และอุปกรณ์รอบข้าง)	แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ด่างๆ ที่ต่อกับอุปกรณ์โดยตรงและที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่าน LAN (Local Area Network) • เครื่องพิมพ์—เครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่องหรือเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย • เครือข่าย—การเชื่อมต่อผ่าน LAN • แผงกวบกุม—แผงควบกุม SC • พีซี • หน่วยความจำ USB—แฟลษไตรฟ์ USB • แป้นพิมพ์
Power Management (การ จัดการพลังงาน)	กำหนดเวลาที่อุปกรณ์จะเข้าสู่ไหมดพักหรือปิดการทำงานโดยอัดโนมัดิหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งาน Sleep Timer (ดั้มวลาพัก)—กำหนดเวลาที่อุปกรณ์จะเข้าสู่ไหมดพัก ดัวเลือก: OFF (ปิด), 30 นาที, 1 (ถ่าเริ่มดัน), 2 หรือ 12 ชั่วไมง Power-Off Timer (ดั้งเวลาปิดเครื่อง)—กำหนดเวลาที่อุปกรณ์จะปิดการทำงาน ดัวเลือก: OFF (ปิด), 2, 6, 12 (ก่าเริ่มด้น) หรือ 24 ชั่วไมง

6.1.1.1 _{การเปลี่ยนภาษา}

หมายเหตุ

หลังจากปิดการทำงานของเครื่องแล้ว ให้รออข่างน้อย 20 วินาทีแล้วจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้

หากต้องการเปลี่ยนภาษาหลังจากเริ่มต้นใช้งานเบื้องต้นแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนค้านล่างนี้

- 1. ปีคการทำงานของอุปกรณ์
- 2. เปิดการทำงานของอุปกรณ์
- 3. ในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน ให้แตะที่หน้าจอจนกว่าเมนูภาษาจะปรากฏขึ้น (ประมาณ 45 วินาที)
- 4. เมื่อเมนูภาษาแสดงขึ้น ให้เลือกภาษาแล้วกด OK (ตกลง)

6.1.2 _{การเพิ่ม} ID ผู้ควบคุม

เพิ่ม ID ผู้ควบคุมที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละบุคคลที่จะทำการตรวจวัดด้วอข่างน้ำ (สูงสุด 30 ราขการ) เลือกไอคอน รหัสผ่านของผู้ควบคุม และระดับการรักษาความปลอดภัยสำหรับแต่ละ ID ผู้ควบคุม

- 1. กด Login (ล็อกอิน)
- 2. กด Options (ดัวเลือก)>New (ใหม่)
- 3. ป้อน ID ผู้ควบคุมใหม่ (สูงสุด 10 ตัวอักษร) แล้วกด OK (ตกลง)
- 4. กคลูกศร LEFT (ซ้าย) และ RIGHT (ขวา) เพื่อเลือกไอคอนของ ID ผู้ควบคุม (เช่น รูปปลา ผีเสื้อ หรือลูกฟุตบอล)
- กด Operator Password (รหัสผ่านของผู้ควบคุม) แล้วป้อนรหัสผ่านของ ID ผู้ควบคุม มันทึก: รหัสผ่านเป็นแบบแขกแขะตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
- 6. กด Security Level (ระดับการรักษาความปลอดภัย) แล้วเลือกระดับการรักษาความปลอดภัยของ ID ผู้ควบคุม
 - Off (ปัด)—ผู้ควบคุมไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือทำงานต่างๆ ในการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่มีระดับการรักษาความ ปลอดภัยเป็นรูปกุญแจหนึ่งดอกหรือกุญแจสองดอกได้

 - Two keys (กุญแจสองดอก) —ผู้ควบคุมสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดและทำงานทั้งหมดในการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ได้

ปันทึก: ก่อนที่จะเลือกระดับการรักษาความปลอดภัย ด้องกำหนดการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเป็นเปิด โปรดดูรายละเอียดใน การกำหนดการตั้งค่าค่า อุปกรณ์ ในหน้า 12

7. กด OK (ตกลง)>Close (ปีด)

- 8. หากต้องการแก้ไข ID ผู้ควบคุม ให้เลือก ID ผู้ควบคุมแล้วกด Options (ตัวเลือก)>Edit (แก้ไข)
- 9. หากต้องการลบ ID ผู้ควบคุม ให้เลือก ID ผู้ควบคุมแล้วกด Options (ตัวเลือก)>Delete (ลบ)>OK (ตกลง)

6.1.2.1 การกำหนดค่าแท็ก RFID ผู้ควบคุม (เลือกได้)

หากต้องการใช้แท็ก RFID ผู้ควบคุมในการถือกอิ่นเข้าอุปกรณ์ ให้บันทึก ID ผู้ควบคุมที่ต้องการเป็นแท็ก RFID ผู้ควบคุมดังนี้:

1. กด Login (ถือกอิน)

- 2. เลือก ID ผู้ควบคุมแล้วกด Options (ดัวเลือก)>Initialize RFID Tag (เริ่มดันแท็ก RFID)
- 3. ป้อนรหัสผ่านของ ID ผู้ควบคุมที่จำเป็น
- 4. ทำตามขั้นตอนที่แสดงอยู่บนหน้าจอ
- 5. กด OK (ตกลง) เพื่อเปลี่ยน ID ผู้ควบคุมบนแท็ก RFID เป็น ID ผู้ควบคุมใหม่ ถ้ามี
- 6. กด Close (ปีด)
- 7. วางแท็ก RFID ผู้ควบคุมไว้ที่ด้านหน้าของโมดูล RFID เพื่อล็อกอิน

6.1.3 _{การเพิ่ม} ID ตัวอย่างน้ำ

เพิ่ม ID ตัวอย่างน้ำเฉพาะสำหรับตัวอย่างน้ำแต่ละรายการ (สูงสุด 100 รายการ) ID ตัวอย่างน้ำระบุถึงสถานที่เก็บตัวอย่างน้ำหรือข้อมูลจำ เพาะอื่นๆ ของตัวอย่างน้ำ

คุณสามารถนำเข้า ID ตัวอย่างน้ำจากไฟล์สเปรดชีทลงในอุปกรณ์ได้อีกวิธีหนึ่ง โปรคคูรายละเอียคใน นำเข้า ID ตัวอย่างน้ำ (ไม่บังกับ) ในหน้า 14

บันทึก: เมื่อวางขวดบรรจุด้วออ่างน้ำที่ดิดสดิกเกอร์ RFID ด้วออ่างน้ำไว้ที่ด้านหน้าของโมดูก RFID ข้อมูล ID ด้วออ่างน้ำขะถูกเพิ่มและเลือกไว้ในอุปกรณ์ โดยอัดโนมัด

1. กด Sample ID (ID ตัวอย่างน้ำ)

- 2. กด Options (ตัวเลือก)>New (ใหม่)
- ป้อน ID ตัวอย่างน้ำใหม่ (สูงสุด 20 ตัวอักษร)
- หากขวดบรรจุด้วอข่างน้ำมีบาร์ โก้ดที่ระบุ ID ด้วอข่างน้ำ ให้อ่านบาร์ โก้ดด้วยเกรื่องสแถนบาร์ โก้ดแบบมีด้ามจับที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ บาร์ โก้ดดังกล่าวจะถูกเพิ่มใน ID ด้วอข่างน้ำ

5. กดOK (ตกลง)

6. เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	ทำอริบาย
Add Date/Time (เพิ่ม วันที่/เวลา)	เพิ่มวันที่และเวลาที่มีการเก็บข้อมูลด้วอข่างน้ำของ ID ด้วอข่างน้ำนั้น (เลือกได้) วันที่และเวลาที่บันทึกของแต่ละ ID ด้วอข่างน้ำจะแสดงบนเมนู ID ตั้วอข่างน้ำ
Add Number (เพิ่ม หมายเถข)	เพิ่มหมายเลขการครวจวัคใน ID ค้วอย่างน้ำ (เลือกได้) เลือกหมายเลขแรกที่ใช้เป็นหมายเลขการครวจวัค (0 ถึง 999) หมายเลขการครวจวัคจะปรากฏอยู่ในวงเล็บต่อจาก ID คัวอย่างน้ำบนหน้าจอหลัก โปรคคูรายละเอียดใน รูปที่ 3 ในหน้า 10
Add Color (ເพີ່ມສີ)	เพิ่มวงกลมสิในไอคอน ID ตัวอย่างน้ำ (เลือกได้) ไอคอน ID ด้วอย่างน้ำจะปรากฏอยู่ด้านหน้าของ ID ตัวอย่างน้ำบน หน้าจอหลัก โปรดดูรายละเอียดใน รูปที่ 3 ในหน้า 10

7. กด OK (ตกลง)>Close (ปีด)

- 8. หากต้องการแก้ไข ID ตัวอย่างน้ำ ให้เลือก ID ตัวอย่างน้ำแล้วกด Options (ตัวเลือก)>Edit (แก้ไข)>OK (ตกลง)
- 9. หากต้องการลบ ID ตัวอย่างน้ำ ให้เลือก ID ตัวอย่างน้ำแล้วกด Options (ตัวเลือก)>Delete (ลบ)>OK (ตกลง)

6.1.3.1 นำเข้า ID ด้วอย่างน้ำ (ไม่บังคับ)

นำเข้า ID ตัวอย่างน้ำจากไฟล์สเปรคชีตในแฟลชไครฟ์ USB

บันทึก: ID ตัวอย่างน้ำที่นำเข้ามาจะ ไม่สามารถแก้ไขได้

- ให้ทำไฟล์สเปรดชีดใหม่ใน PC
- ที่ด้านบนสุดของลอลัมน์แรก ป้อน #Row Number;#Sample ID;#Date and Time เป็นหัวข้อ
- ป้อนข้อมูลสำหรับหนึ่ง ID ด้วอข่างน้ำในแต่ละแถวหลังจากหัวข้อ ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่าง ด้วยข่าง:

#Row Number;#Sample ID;#Date and Time

1;Aeration;13.09.2015 10:03

2;Outlet;13.09.2015 06:30

3;Feed;13.09.2015 18:00

บันทึก: จะใส่วันที่เก็บตัวอย่างน้ำหรือไม่ก็ได้

- 4. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในแฟลชไดรฟ์ USB ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า "SampleID"
- 5. บันทึกไฟล์สเปรดชีตลงในโฟลเดอร์ SampleID เป็นไฟล์ CSV (รูปแบบไฟล์ที่มีจุลภาคคั่น) หรือ TXT (ข้อความ)
- 6. ต่อแฟลชไครฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของอุปกรณ์
- 7. กด Sample ID (ID ตัวอย่างน้ำ)>Options (ตัวเลือก)>Import Sample ID list (นำเข้าราชการ ID ตัวอย่างน้ำ) ที่ อุปกรณ์

ชื่อไฟล์ของไฟล์สเปรคชีตในโฟลเคอร์ SampleID จะปรากฏขึ้น

 เลือกไฟล์สเปรดชีตที่ใช้ได้ แล้วกด OK (คกลง) ID ตัวอย่างน้ำจะถูกเพิ่มลงในอุปกรณ์

6.1.4 การกำหนดการตั้งค่าการตรวจวัด

เลือกโหมดการอ่านค่า หน่วยการตรวจวัด การตั้งค่าบันทึกข้อมูล ความละเอียด และอื่นๆ

- 1. ในหน้างอการอ่านก่าหลัก ให้กด Options (ดัวเลือก)>Reading Setup (ตั้งก่าการอ่านก่า)
- 2. เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	ทำอริบาย	
Reading (การข่าน ก่ า)	กำหนดโหมดการอ่านก่าเป็นโหมดเดียว ต่อเบื่อง หรือด่ำสุด ก่าเริ่มดีน: Single (เดียว) Single (เดียว)—การดรวจวัด จะหยุดเมื่อก่าที่อ่านได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Continuous (ต่อเนื่อง)—การดรวจวัดจะทำต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ใช้จะกด Done (แสร็จ)Minimum Mode (โหมดตั้งสุด)—กำหนดเป็นเปิดเมื่อมีการเปรียบเทียบการดรวจวัดในกระบวนการ และการดรวจวัดในห้องปฏิบัติการและการดรวจวัดในกระบวนการอยู่ในช่วง NTU ที่ดำกว่า ขัดผลกระทบจากอยุภาคที่ ไม่สามารถใช้เป็นดัวแทนได้ไนด้วอย่างแบบจ้วง Signal Avg (ชัญญาณธิ์ส)—ก่าความนุ่นที่แสดงบนหน้าจอเป็นก่า เมื่อของจำต่างๆ ที่ตรวจวัดได้ระหว่างรอบเวลาที่เลือกไว้ ดัวเลือก: 5 ถึง 15 วินาทีสำหรับโหมดการดรวจวัดเดียว 5 ถึง 90 วินาทีสำหรับโหมดการดรวจวัดต่อเนื่อง	
Unit (หน่วย)	เลือกหน่วยการวัดที่แสดงบนหน้าจอและที่บันทึกในบันทึกข้อมูล ตัวเลือก: NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC, mNTU หรือ mFNU ค่าเริ่มด้น: FNU)	
Data Log Setup (ดั้งค่าบันทึกข้อมูล)	กำหนดค่าบันทึกข้อมูล Auto Store (จัดเส็บอัตโนมัติ)—ข้อมูลการตรวจวัดได้รับการบันทึกโดยอัตในมัติในบันทึกการ อ่านก่า ก่าเริ่มดัน: On (เปิด) เมื่อไม่ได้เลือกไว้ ให้กด Options (ตัวเสือก)>Store (จัดเก็บ) เพื่อบันทึกการตรวจวัด ปัจจุบันในบันทึกการอ่านก่าตามความจำเป็น Send Data Format (รูปแบบการส่งข้อมูล)—กำหนดรูปแบบเอาท์พุด ของข้อมูลการตรวจวัดที่ส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอก (CSV หรือ XML) ก่าเริ่มดัน: XML Print Format (รูปแบบการ พิมพ์)—กำหนดรูปแบบเอาท์พุดของข้อมูลการตรวจวัดที่ส่งไปยังเกรื่องพิมพ์ (พิมพ์ค่วนหรือพิมพ์แบบละเอียด (GLP)) Comments (ความเห็น)—อนุญาดให้ผู้ใช้เพิ่มความเห็นในรายการบันทึกได้ Auto Send (ส่งอัตโนมัติ)—ข้อมูล การตรวจวัดจะถูกส่งไดยอัตในมัติไปยังอุปกรณ์ทั้งหมด (เช่น เครื่องพิมพ์ แฟลชไตรฟ์ USB และเซิร์ฟเวอร์ FTP) ที เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลังจากการวัดในเต่ละครั้ง	
Resolution (ความ ละเอียด)	เลือกจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แสดงบนหน้าจอ ตัวเลือก: 0.001 (ก่าเริ่มต้น) หรือ 0.0001	
Bubble Reject (ปฏิเสรฟอง)	กำหนดการปฏิเสธฟองให้เป็นเปิด (ค่าเริ่มค้น) หรือปิด	
Close lid to start reading (ปีคฝ่าเพื่อเริ่ม ดันอ่านค่า)	ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เริ่มต้นการตรวจวัดโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อปิดฝาครอบ ค่าเริ่มต้น: On (เปิด) การตรวจวัดจะดำเนินการก็ ต่อเมื่อมีขวดบรรจุดัวอย่างน้ำอยูู่ํไนเกรื่อง	

6.1.5 การกำหนดช่วงที่ยอมรับ

ก่อนที่จะนำการตรวจวัดในกระบวนการและการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการมาเปรียบเทียบกันบนอุปกรณ์ ให้กำหนดช่วงที่ขอมรับของผลการ เปรียบเทียบ ช่วงที่ยอมรับหมายถึงผลต่างสูงสุดที่ยอมรับได้ระหว่างการตรวจวัดในกระบวนการและการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ

1. กด LINK2SC

- 2. กด Options (ตัวเลือก)>Compare Setup (ตั้งก่าเปรียบเทียบ)
- 3. กด Acceptance Range (ช่วงที่ขอมรับ)>Unit (หน่วย)

เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอริบาย
%	กำหนดช่วงที่ขอมรับเป็นเปอร์เซ็นต์ (1 ถึง 99%)
NTU	กำหนดช่วงที่ขอมรับเป็นหน่วย NTU (0.015 ถึง 100.00 NTU)

5. กด Value (ค่า) แล้วป้อนช่วงที่ขอมรับ

6.1.6 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ LAN

ทมายเหตุ

การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและจุดเข้าสู่การใช้งานเป็นความรับผิดชอบของลูกก้าที่ใช้อุปกรณ์ไร้สาย ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวม ถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางอ้อม พิเศษ อันเป็นผลต่อเนื่อง หรือเหตุบังเอิญ ที่เกิดจากช่องว่างหรือการรุกส้ำความปลอดภัยของเครือข่าย

ผู้ผลิตแนะนำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทำงานนี้

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ LAN ที่อุปกรณ์เพื่อทำงานดังต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่า

- แสดงเว็บไซต์ของผู้ผลิตบนอุปกรณ์
- เปรียบเทียบกระบวนการและการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการด้วย Link2SC
- ส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายที่เปิดใช้งาน SNMP
- ส่งข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงบนเซิร์ฟเวอร์ FTP
- ส่งข้อมูลไปยังโฟลเคอร์ที่เฉพาะเจาะจงบน Netdrive
- แสดงค่าอ่านจากแผงควบคุม SC บนอุปกรณ์
- เชื่อมต่อพอร์ตอีเธอร์เน็ตเข้ากับ LAN ด้วยสายเคเบิลหุ้มฉนวน (เช่น STP, FTP, S/FTP) บันทึก: ความยาวสูงสุดที่ได้รับอนุญาตของสายเคเบิลหุ้มฉนวนคือ 20 ม. (65.6 ฟุต)
- กด T สองครั้งแล้วกด Setup (ตั้งค่า)
- 3. กด Network & Peripherals (เครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- 4. เลือก Network (เครือข่าย) แล้วกด Setup (การตั้งค่า)
- 5. เลือก On (เปิด):
- 6. กด TU5200 IP
- เพื่อให้ได้รับที่อยู่ IP สำหรับอุปกรณ์จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - a. เลือก Automatic (อัตโนมัติ)
 - b. กด OK (ตกลง) สองครั้ง

ที่อยู่ IP จะแสดงอยู่บนไอกอนเมนู TU5200 IP

- 8. เพื่อป้อนที่อยู่ IP สำหรับอุปกรณ์ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - a. เลือก Fixed (คงที่)
 - b. กด IP-Address (ที่อยู่ IP) แล้วป้อนที่อยู่ IP
 - c. กด Default Gateway (เกตเวย์เริ่มค้น) แล้วป้อนเกตเวย์เริ่มต้น
 - d. กด Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์) แล้วป้อนซับเน็ตมาสก์
 - e. กด OK (ตกลง) สองครั้ง

ที่อยู่ IP จะแสดงอยู่บนไอกอนเมนู TU5200 IP

- เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการและการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการด้วย Link2SC ให้ป้อนที่อยู่ IP สำหรับอุปกรณ์ในแผงควบคุม sc ดัง ด่อไปนี้:
 - a. ในแผงกวบกุม sc ให้เลือก LINK2SC>CONFIGURE (กำหนดก่า)>IP ADDRESS (ที่อยู่ IP)
 - **b.** ป้อนที่อยู่ IP สำหรับอุปกรณ์

6.1.6.1 เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ Netdrive

ข้อกำหนดเบื้องดั้น: เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ LAN โปรดดูรายละเอียดใน ตั้งก่าการเชื่อมต่อ LAN ในหน้า 16 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ Netdrive เพื่อส่งข้อมูลไปยังโฟลเดอร์นั้น

- 1. กค 🕶 สองครั้งแล้วกค Setup (ตั้งค่า)
- 2. กด Network & Peripherals (เครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- 3. เลือก Network (เครือข่าย) แล้วกด Setup (การตั้งค่า)
- 4. กด Network Server (เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย)
- 5. ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโฟลเดอร์บนเชิร์ฟเวอร์ FTP
 - **a.** เลือก FTP:
 - b. กด FTP Server (เซิร์ฟเวอร์ FTP)
- 6. ให้ทำตามขั้นตอนดังค่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโฟลเดอร์บน Netdrive
 - a. เลือก Netdrive
 - b. กด Netdrive Setup (การตั้งก่า Netdrive)
- 7. เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ที่อยู่ IP	เลือกที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ Netdrive กด IP-Address (ที่อยู่ IP) แล้วป้อนที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ Netdrive
ชื่อเซิร์ฟเวอร์	เลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ Netdrive กด Server Name (ชื่อเซิร์ฟเวอร์) แล้วป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ Netdrive

- 8. กด Data Folder (โฟลเดอร์ข้อมูล) แล้วใส่ชื่อของโฟลเดอร์เป้าหมายที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ Netdrive
- 9. กด User (ผู้ใช้) แล้วป้อนชื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการอ่าน/เขียนโฟลเดอร์เป้าหมาย
- 10. กด Password (รหัสผ่าน) แล้วใส่รหัสผ่านสำหรับชื่อผู้ใช้นั้น
- **11.** กด **OK (ตกลง)** สามครั้ง

6.1.6.2 เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

ข้อกำหนดเบื้องค้น: เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ LAN โปรดดูรายละเอียดใน ตั้งก่าการเชื่อมต่อ LAN ในหน้า 16

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายเข้ากับอุปกรณ์เพื่อส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ (บนเครือข่าย) ระยะไกล เฉพาะเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายที่เปิดใช้ งาน SNMP และอยู่ในเครือข่ายย่อยเดียวกันเท่านั้นถึงจะค้นพบอุปกรณ์

- 1. กด 🕶 สองกรั้งแล้วกด Setup (ตั้งค่า)
- 2. กด Network & Peripherals (เครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- 3. เลือก Printer (เครื่องพิมพ์) แล้วกด Setup (การตั้งค่า)
- 4. กด Network Printer (เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย) แล้วเลือก On (เปิด)
- 5. กด Printer IP (IP ของเครื่องพิมพ์) แล้วเลือก Automatic (อัตโนมัติ)
- 6. เมื่อรายการเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วกด OK (ตกลง)
- 7. กด Resolution (ความละเอียด) แล้วเลือกความละเอียดของเครื่องพิมพ์ (100 หรือ 150 dpi)
- 8. กด Paper (กระดาษ) แล้วเลือกขนาดกระดาษ ตัวเลือก: Letter, Legal, Executive หรือ A4
- 9. กด OK (ตกลง) สองครั้ง

6.1.6.3 _{การต่อแผงควบคุม} sc

ข้อกำหนดเบื้องค้น: เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ LAN โปรดดูราขละเอียดใน ตั้งก่าการเชื่อมต่อ LAN ในหน้า 16 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแผงกวบคุม sc หนึ่งตัวหรือมากกว่าที่มีการเชื่อมต่อ LAN⁴ เพื่อดำเนินงานดังต่อไปนี้

⁴ โปรดดูเอกสารแผงควบกุม sc เพื่อตั้งก่าการเชื่อมต่อ LAN

- แสดงค่าอ่านปัจจุบันจากแผงควบคุม SC
- แสดงก่าอ่านก่อนหน้านี้จากแผงควบคุม SC สำหรับวันนี้ ประจำสัปดาห์ หรือประจำเดือนในรูปแบบกราฟ
- แสดงค่าอ่านปัจจุบันสำหรับพารามิเตอร์หนึ่งจากแผงควบคุม SC ในเมนูแถบข้าง

บันทึก: งานนี้ไม่จำเป็นสำหรับการเปรียบเทียบกระบวนการและการดรวจวัดในห้องปฏิบัติการด้วย Link2SC

- 1. กค 🕶 สองครั้งแล้วกค Setup (ตั้งค่า)
- 2. กด Network & Peripherals (เครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- 3. เลือก Controller (แผงควบคุม) แล้วกด Setup (การศั้งค่า)
- 4. กด Add (เพิ่ม)
- ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อป้อนที่อยู่ IP ของแผงกวบกุม sc
 - a. เลือกที่อยู่ IP
 - b. กด IP-Address (ที่อยู่ IP) แล้วป้อนที่อยู่ IP ของแผงควบกุม sc
- ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อป้อนชื่อโฮสต์ของแผงกวบกุม sc
 - **a.** เลือกชื่อโฮสต์
 - b. กด Hostname (ชื่อโฮสต์) แล้วป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ของแผงควบคุม sc
- 7. กด Password (รหัสผ่าน) แล้วใส่รหัสผ่านสำหรับแผงควบคุม sc
- 8. กด OK (ตกลง)>CLOSE (ปิด)>CLOSE (ปิด)
- 9. เลือกแชนเนล (พารามิเตอร์) ที่แสดงบนอุปกรณ์ดังนี้:
 - a. กด Link2SC
 - b. กด Process Monitoring (การดิดตามกระบวนการ)>Add (เพิ่ม)
 - C. เลือกแชนเนล แล้วกด OK (ตกลง)
 - ้ ค่าอ่านปัจจุบันและค่าอ่านก่อนหน้านี้สำหรับแชนเนลจะแสดงอยู่ในรูปแบบกราฟ
- 10. ทำขั้นตอน 9 อีกครั้งเพื่อแสดงแชนเนลมากขึ้นบนจอแสดงผลตามความจำเป็น
- 11. เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงบนกราฟ ให้กดที่กราฟ แล้วเลือก Day, Week or Month (วัน สัปดาห์ หรือเดือน)
- 12. เพื่อแสดงก่าอ่านปัจจุบันสำหรับแชนเนลหนึ่งในเมนูแถบข้าง ให้เลือกแชนเนล แล้วกคไอกอนลดขนาดที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ก่าอ่านปัจจุบันสำหรับแชนเนลจะแสดงอยู่ในเมนูแถบข้างหลังจากไอกอนการขึ้นขัน

6.2 _{การตรวจวัค}

6.2.1 _{การเก็บตัวอย่างน้ำ}

- เก็บตัวอย่างน้ำในขวดแก้วหรือขวดพลาสติกสะอาดที่มีฝาปิดแน่นสนิท
- ล้างภาชนะบรรจุด้วยตัวอย่างน้ำอย่างน้อยสามรอบ
- เมื่อเก็บคัวอย่างน้ำงากก๊อกน้ำในระบบง่ายน้ำหรือโรงงานผลิตน้ำ ให้เปิดน้ำทิ้งไว้อย่างน้อยห้านาทีแล้วจึงเก็บคัวอย่างน้ำ อย่าปรับการไหล ของน้ำเนื่องจากอาจทำให้มีอนุภาคเพิ่มขึ้นได้
- เมื่อเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ (เช่น ธารน้ำหรือถังเก็บน้ำ) ให้เก็บตัวอย่างน้ำอย่างน้อยหนึ่งลิตร (1 ควอร์ต) และนำมาเทผสมกันก่อนที่ จะนำตัวอย่างที่สุ่มได้ไปใช้ในการตรวจวัด หากคุณภาพของแหล่งที่เก็บตัวอย่างน้ำไม่คงที่ ให้เก็บตัวอย่างน้ำจากหลายๆ สถานที่ในระดับ ความถึกที่แตกต่างกันเท่าที่จำเป็น จากนั้นนำมาเทผสมกันรวมเป็นตัวอย่างน้ำจากแหล่งเดียวเพื่อใช้ในการตรวจวัด
- เทลงในภาชนะบรรจุ เทตัวอย่างน้ำให้สันภาชนะบรรจุ จากนั้นให้ปัดฝาครอบภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำทันทีเพื่อไม่ให้มีช่องว่างในแนวตั้ง (อากาศ) เหนือตัวอย่างน้ำ
- เขียนข้อมูลของตัวอย่างน้ำบนภาชนะบรรจุ
- เริ่มต้นวิเคราะห์โดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันอุณหภูมิเปลี่ขนแปลง แบคทีเรียเจริญเติบโต และการตกตะกอน

6.2.2 _{การ}ป้องกันการปนเปื้อนในขวด

หมายเหตุ

้ โปรดอย่าสัมผัสหรือสร้างรอยขีดข่วนแก่ส่วนที่เป็นแก้วของขวดบรรจุดัวอย่างน้ำ การสร้างรอยขีดข่วนหรือทำให้แก้วมีสารปนเปื้อนอาจทำให้การวัดก่าผิดพลาด ได้ ส่วนที่เป็นแก้วต้องสะอาคอยู่เสมอและไม่มีรอยขีดข่วน ใช้ผ้าที่ปราศจากขุยเช็คเพื่อขจัครอยนิ้วมือ รอยเปื้อน หรือฝุ่นผงออกจากแก้ว เปลี่ยน ขวดตัวอย่างน้ำเมื่อมีรอยขีดข่วนที่แก้ว

ูดบริเวณที่ห้ามสัมผัสโคนของขวดตัวอย่างน้ำที่ รูปที่ 4 ใส่ขวดตัวอย่างน้ำไว้ในที่วางขวดเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่กันขวด

รูปที่ 4 ภาพรวมของขวดบรรจุตัวอย่างน้ำ



1 พื้นผิวที่มีการตรวจวัด—ห้ามสัมผัสโดน

6.2.3 การเตรียมขวดบรรจุตัวอย่างน้ำ

🛦 ข้อควรระวัง

อาจได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารเคมี การกำจัดสารเคมีและของเสียตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

หมายเหตุ

ปิดฝาขวดบรรจุตัวอย่างน้ำไว้เสมอเพื่อป้องกันการกระฉอกในช่องใส่ขวด

ดูขั้นตอนที่แสดงไว้ในรูปภาพด้านล่างเพื่อเตรียมขวดบรรจุตัวอย่างน้ำสำหรับการตรวจวัด ตรวจวัดตัวอย่างน้ำทันที

บันทึก: หากมีสิ่งปนเบื้อนในขวดหลังจากล้างด้วยด้วอข่างนั้นเล้ว ให้ทำความสะอาดขวดบรรจูด้วอข่างน้ำ โปรดดูรายละเอียดใน การทำความสะอาดขวดบรรจุ ด้วอข่างน้ำ ในหน้า 28







6.2.4 การวางขวดลงในอุปกรณ์

🛦 ข้อควรระวัง

อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ห้ามฉอดฝาออกจากอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลเซอร์ และผู้ใช้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หากโดนแสง เลเซอร์

🗚 ข้อควรระวัง

อันตรายต่อการบาดเจ็บของบุคคล โปรดอย่ามองเข้าไปในส่วนของหลอดแก้วขนาดเหล็กขณะที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

หมายเหตุ

ปิดฝากรอบไว้เสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในช่องใส่ขวด

- ล็อกอินเข้าอุปกรณ์ดังนี้:
 - วางแท็ก RFID ผู้ควบคุมไว้ที่ด้านหน้าของโมดูล RFID หรือ
 - กด Login (ล็อกอิน) เลือก ID ผู้ควบคุมที่ต้องการแล้วกด Select (เลือก)
- เลือก ID ตัวอย่างน้ำดังนี้:
 - จัดวางสติกเกอร์ RFID ตัวอย่างน้ำบนขวดตัวอย่างน้ำไว้ที่ด้านหน้าของโมดูล RFID หรือ
 - กด Sample ID (ID ด้วอข่างน้ำ) เลือก ID ด้วอข่างน้ำที่ต้องการแล้วกด Select (เสือก)

บันทึก: หากต้องการเพิ่ม ID ด้วอข่างน้ำในอุปกรณ์ ดูรายละเอียดใน การเพิ่ม ID ด้วอข่างน้ำ ในหน้า 14

- เช็ดขวดบรรจุตัวอย่างน้ำด้วยผ้าที่ปราสจากขุยเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน
- 4. เช็คพื้นผิวค้านนอกของขวดให้แห้งด้วยผ้าที่ปราสจากขุย อย่าลืมเช็คกันขวดให้แห้ง
- 5. วางขวดบรรจุตัวอย่างน้ำในช่องใส่ขวด โปรคดูขั้นตอนที่แสดงไว้ในรูปภาพด้านล่าง



6.2.5 การตรวจวัดตัวอย่างน้ำ

- 1. กด Read (อ่านค่า) หากการตรวจวัดไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อปิดฝาครอบ
- เมื่อการตรวจวัดเสร็จสิ้น ให้กด Options (ตัวเลือก)>Store (จัดเก็บ) เพื่อบันทึกการตรวจวัดในบันทึกการอ่านล่าตามความจำเป็น บันทึก: หากการสั่งค่าบันทึกอัด โนมัติมีการกำหนดไว้เป็นเปิด "ข้อมูลถูกจัดเก็บแล้ว" จะแสดงบนหน้าจอและการดรวจวัดจะถูกบันทึกโดยอัด โนมัติใน บันทึกการอ่านค่า
- หากต้องการแสดงการตรวจวัดที่บันทึกไว้ ให้กด Options (ด้วเลือก)>Reading Log (บันทึกการอ่านก่า) โปรดดูดัวเลือกเพิ่ม เดิมที่ การแสดงข้อมูลที่บันทึก ในหน้า 23
- หากต้องการส่งข้อมูลการตรวจวัดไปยังอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ ให้กด Options (ตัวเลือก)>Send Data (ส่ง ข้อมูล) โปรดดูตัวเลือกเพิ่มติมที่ การแสดงข้อมูลที่บันทึก ในหน้า 23

บันทึก: หากการตั้งค่าส่งอัคโนมัติมีการกำหนดไว้เป็นเปิด ข้อมูลการตรวจวัดจะถูกส่งโดยอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์

6.2.6 การเปรียบเทียบการตรวจวัดในกระบวนการและการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ

การเปรียบเทียบการตรวจวัดในกระบวนการและการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการด้วย RFID หรือ Link2SC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สอบ เทียบอุปกรณ์ในกระบวนการและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจนมีจำนวนจุดสอบเทียบที่เท่ากันและมีมาตรฐานเดียวกันแล้ว ตรวจสอบว่าการ สอบเทียบยังไม่หมดอายุ

6.2.6.1 เก็บตัวอย่างแบบจ้วง

เก็บตัวอย่าง 100 มล. (ต่ำสุด) จากท่อทางออกตัวอย่างของอุปกรณ์ในกระบวนการ เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วที่สะอาดและมีฝาปิดมิดซิด ห้าม เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วตัวอย่างน้ำโดยตรง

- 1. ล้างขวดแก้วอย่างน้อยสามครั้งค้วยน้ำจากท่อทางออกตัวอย่างของอุปกรณ์ในกระบวนการ ให้ตัวอย่างไหลจนล้นขวด
- 2. เก็บตัวอย่าง 100 มล. (ต่ำสุด) ด้วยขวดแก้วจากท่อทางออกตัวอย่างของอุปกรณ์ในกระบวนการ
- 3. ใส่ฝาปิดบนขวดตัวอย่างน้ำ
- วิเคราะห์ด้วอข่างแบบง้วงทันทีด้วยอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดกตะกอน การเจริญเติบโดของแบกทีเรีย และ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

6.2.6.2 เปรียบเทียบการวัดด้วย RFID

เมื่ออุปกรณ์ในกระบวนการและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการมีโมคูล RFID ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ให้เปรียบเทียบการตรวจวัคในกระบวนการ และในห้องปฏิบัติการด้วย RFID

สิ่งที่ด้องเตรียม:

- TU5300 sc หรือ TU5400 sc พร้อมกับโมดูล RFID ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
- TU5200 พร้อมกับโมดูล RFID ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
- ขวดแก้วตัวอย่างน้ำ TU5200
- ขวดแก้วตัวอย่าง พร้อมกับสติ๊กเกอร์ RFID ของตัวอย่าง
- แท็ก RFID สำหรับผู้ควบคุม (ไม่บังคับ)

- 1. ที่อุปกรณ์ในกระบวนการ แท็ก RFID สำหรับผู้ควบคุม (หากมี) ไปใกล้ๆ โมดูล RFID
- 2. แปะสติ๊กเกอร์ RFID ของตัวอย่างไว้ที่ขวดตัวอย่างน้ำ
- เก็บตัวอย่างแบบง้วง โปรคดูรายละเอียดใน เก็บตัวอย่างแบบง้วง ในหน้า 21
- ที่อุปกรณ์ในกระบวนการ ให้ชื่นสดิ๊กเกอร์ RFID ที่อชู่บนขวดตัวอช่างน้ำไปใกล้ๆ โมดูล RFID อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเสียง ไฟบอกสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ค่าความขุ่น, ID สำหรับผู้ควบคุม (หากมี), สถานที่ตั้งของอุปกรณ์ในกระบวนการ และวันที่และเวลาจะได้รับการบันทึกลงในสดิ๊กเกอร์ RFID
- นำขวดตัวอย่างแบบง้วงไปที่อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
- 6. ที่เครื่อง TU5200 ให้กด **ตัวเลือก>ตั้งค่าการอ่าน**
- กด ปฏิเสรฟอง จากนั้นกำหนดการปฏิเสรฟองให้เป็นเปิด
- หากตัวอย่างแบบง้วงมีค่า 1 NTU หรือน้อยกว่า ให้กด การอ่าน>โหมดต่ำสุด จากนั้นเลือก 60 วินาที บันทึก: ในโหมดต่ำสุด การอ่านจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาทีเมื่อการวัดเสรีงสิ้น ค่าที่อ่านได้ด่าที่สุดใน 60 วินาทีจะถูกบันทึกลงในบันทึกข้อมูล
- ที่อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ขึ้นแท็ก RFID สำหรับผู้ควบคุม (หากมี) ไปใกล้ๆ โมดูล RFID เพื่อล็อกอิน โปรดดูดำแหน่งของโมดูล RFID ที่ รูปที่ 1 ในหน้า 8
- 10. ขึ้นสติ๊กเกอร์ RFID ที่อยู่บนขวดตัวอย่างน้ำไปใกล้ๆ โมดูล RFID

อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเสียง ค่าความขุ่นจากอุปกรณ์ในกระบวนการจะแสดงอยู่บนจอแสดงผล

- 11. การเตรีขมขวดบรรจุตัวอข่างแบบจ้วง ดูราขละเอียดใน การเตรีขมขวดบรรจุตัวอข่างน้ำ ในหน้า 19
- 12. วัดความขุ่นของตัวอย่างแบบจ้วงด้วยอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ โปรดดูที่เอกสาร TU5200

หากความแตกต่างระหว่างการตรวจวัดในกระบวนการและในห้องปฏิบัติการไม่เกินช่วงที่ขอมรับที่เลือกไว้ "Measurement values match" (ก่าวัดตรงกัน) จะแสดงบนจอภาพ โปรดดูที่ การกำหนดช่วงที่ขอมรับ ในหน้า 15 เพื่อเลือกช่วงที่ขอมรับ

หาก "Measurement values do not match" (ก่าวัดไม่ตรงกัน) แสดงขึ้นบนงอภาพ กลิกลิงก์เพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ไข ปัญหา

- 13. หากต้องการแสดงบันทึกการเปรียบเทียบ ให้กด Options (ดัวเลือก)>Compare Log (บันทึกการเปรียบเทียบ) โปรดดูตัวเลือก เพิ่มเดิมที่เอกสาร TU5200
- 14. หากด้องการส่งข้อมูลการขึ้นขันไปยังอุปกรณ์ภาขนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ ให้กด Options (ดัวเลือก)>Send Data (ส่ง ข้อมูล) โปรดดูดัวเลือกเพิ่มเดิมที่เอกสาร TU5200

6.2.6.3 เปรียบเทียบการวัดด้วย Link2SC

เมื่ออุปกรณ์ในกระบวนการและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการไม่มีโมดูล RFID ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ให้เปรียบเทียบการตรวจวัดใน กระบวนการและในห้องปฏิบัติการด้วย Link2SC

สิ่งที่ด้องเตรียม:

- TU5300 sc หรือ TU5400 sc
- TU5200
- ขวดแก้วตัวอย่างน้ำ TU5200
- การ์ด SD⁵ (หรือการเชื่อมต่อ LAN ที่แผงควบคุม SC⁶ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ⁷)
- อแดปเตอร์ USB สำหรับการ์ด SD (หากใช้)
- 1. เก็บตัวอย่างแบบจ้วง โปรคคูรายละเอียดใน เก็บตัวอย่างแบบจ้วง ในหน้า 21
- หากแผงควบคุม SC และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่มีการเชื่อมต่อ LAN ให้ดิดตั้งการ์ด SD ในแผงควบคุม SC โปรดดูเอกสาร แผงควบคุม SC เพื่อดิดดั้งการ์ด SD
- ที่แผงควบคุม SC ให้สร้างไฟล์งาน Link2SC ดังนี้:
 - a. กด เมนู
 - b. เลือก LINK2SC>CREATE A NEW JOB (สร้างงานใหม่)>TU5x00 sc แผงควบคุม SC จะสร้างไฟล์งาน Link2SC ขึ้นมา ค่าความขุ่น, ID ผู้ควบคุม (หากมี), สถานที่ตั้งของอุปกรณ์ในกระบวนการ และวันที่และเวลาจะได้รับการบันทึกลงในไฟล์งาน

⁵ โปรดดูข้อกำหนดการ์ด SD ในเอกสารแผงควบคุม SC

⁶ โปรดดู้เอกสารแผงควบคุม SC เพื่อตั้งก่าการเชื่อ[้]มต่อ LAN ที่แผงควบคุม SC

⁷ โปรดดูเอกสาร TU5200 เพื่อตั้งก่าการเชื่อมต่อ LAN ที่อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

อุณหภูมิ การตั้งก่าการสอบเทียบ การตั้งก่าปฏิเสษฟอง กวามชัดเจนของขวดแก้ว และอาขุของตลับดูดกวามชื้นจะได้รับการบันทึก ลงในไฟล์งาน Link2SC เช่นกัน

- 4. กด OK (ตกลง) จากนั้น YES (ใช่)
- เลือก JOB (งาน)>แล็บ ไฟล์งาน Link2SC จะได้รับการบันทึกลงในการ์ด SD (หากมี) หรือส่งไปยังอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (เมื่อแผงควบคุม SC และ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีการเชื่อมต่อ LAN)

ในการคูไฟถังาน Link2SC ในการ์ด SD ให้เลือก JOBS FROM CARD (งานจากการ์ด)

- 6. หากแผงควบคุม SC และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่มีการเชื่อมต่อ LAN ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - a. นำการ์ด SD ออกจากแผงควบคุม SC
 - b. ที่อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ให้เสียบการ์ค SD ลงในอแคปเตอร์ USB จากนั้นเสียบอแคปเตอร์ USB ลงในพอร์ค USB ชนิค A บนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
- 7. นำงวดตัวอย่างแบบง้วงไปที่อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
- 8. ที่เครื่อง TU5200 ให้กด **ตัวเลือก>ตั้งก่าการอ่าน**
- 9. กด ปฏิเสธฟอง จากนั้นกำหนดการปฏิเสธฟองให้เป็นเปิด
- 10. หากตัวอย่างแบบง้วงมีค่า 1 NTU หรือน้อยกว่า ให้กด การอ่าน>โหมดต่ำสุด จากนั้นเลือก 60 วินาที บันทึก: ในโหมดต่ำสุด การอ่านจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาทีเมื่อการวัดเสร็จสิ้น ค่าที่อ่านได้ด่ำที่สุดใน 60 วินาทีจะถูกบันทึกลงในบันทึกข้อมูล
- 11. ที่อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ กด LINK2SC เพื่อแสดงราขการงาน
- 12. เลือกไฟล์งาน Link2SC ล่าสุด

การวัดความขุ่นจากอุปกรณ์ในกระบวนการจะแสดงให้เห็นที่ด้านขวามือของจอแสดงผล

- 13. การเตรียมขวดบรรจุตัวอย่างแบบจ้วง ดูรายละเอียดใน การเตรียมขวดบรรจุตัวอย่างน้ำ ในหน้า 19
- 14. วัดความขุ่นของตัวอย่างแบบจ้วงค้วยอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ โปรคดูที่เอกสาร TU5200

หากความแตกต่างระหว่างการตรวจวัดในกระบวนการและในห้องปฏิบัติการไม่เกินช่วงที่ขอมรับที่เลือกไว้ "Measurement values match" (ค่าวัดตรงกัน) จะแสดงบนจอภาพ โปรคดูที่ การปรับการตั้งก่า Link2SC ในหน้า 23 เพื่อเลือกช่วงที่ขอมรับ

หาก "Measurement values do not match" (ก่าวัดไม่ตรงกัน) แสดงขึ้นบนจอภาพ กลิกลิงก์เพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ไข ปัญหา

- 15. หากต้องการแสดงบันทึกการเปรียบเทียบ ให้กด Options (ดัวเลือก)>Compare Log (บันทึกการเปรียบเทียบ) โปรดดูตัวเลือก เพิ่มเดิมที่เอกสาร TU5200
- 16. หากต้องการส่งข้อมูลการขึ้นขันไปยังอุปกรณ์ภาขนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ ให้กด Options (ดัวเลือก)>Send Data (ส่ง ข้อมูล) โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเดิมที่เอกสาร TU5200

6.2.6.3.1 การปรับการตั้งค่า Link2SC

เลือกช่วงที่ขอมรับที่อนุญาต เมื่อใช้ Link2SC เปรียบเทียบการตรวจวัดในกระบวนการและในห้องปฏิบัติการ

- **1.** กด เมนู
- 2. เลือก การตั้งค่าเซ็นเซอร์>TU5x00 sc>LINK2SC
- 3. เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
หน่วย ที่ยอมรับ	กำหนดหน่วยที่จะใช้เปรียบเทียบการตรวจวัดในกระบวนการและในห้องปฏิบัติการ ตัวเลือก: %, NTU หรือ แล็บ เลือก แล็บ เมื่อ ช่วงที่ขอมรับมาจากอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
หน่วย ที่ยอมรับ	กำหนดความแตกต่างสูงสุดที่อนุญาตระหว่างการตรวจวัดในกระบวนการและในห้องปฏิบัติการ ด้วเลือก: 1 ถึง 50% (ก่าเริ่มต้น: 10%) ด้วเลือกนี้จะแสดงขึ้นเมื่อหน่วยที่ ขอมรับเป็น % หรือ NTU

6.3 การแสดงข้อมูลที่บันทึก

้ข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะเก็บอยู่ในบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็นสี่รายการบันทึกดังนี้:

- **บันทึกการอ่านค่า**—แสดงการตรวจวัดที่บันทึกไว้
- บันทึกสอบเทียบ—แสดงข้อมูลการสอบเทียบที่ผ่านมา
- บันทึกขึ้นขัน—แสดงข้อมูลการขึ้นขันที่ผ่านมา
- บันทึกเปรียบเทียบ—แสดงการเปรียบเทียบการตรวจวัดในกระบวนการและการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการที่ได้บันทึกไว้

1. กด Data Log (บันทึกข้อมูล) และเลือกบันทึกที่ต้องการแสดง

- หากด้องการแสดงรายละเอียดของรายการบันทึก ให้เลือกรายการบันทึกแล้วกด View Details (ดูรายละเอียด) บันทึก: หากด้องการเพิ่มความเห็นในรายการบันทึก ให้กดที่ ใอดอนความเห็น
- หากด้องการแสดงเฉพาะรายการบันทึกที่ได้บันทึกไว้ระหว่างรอบเวลาหรือที่มี ID ผู้ควบคุมหรือ ID ด้วอย่างน้ำที่ด้องการ ให้ทำตามขั้น ตอนด้านล่างนี้
 - a. กด Filter (ตัวกรอง) แล้วเลือก On (เปิด)
 - **b.** เลือกตัวเลือก

ศัวเลือก	คำอริบาย
Time Interval (รอบเวลา)	ເລືອກຮອນເວລາ
Operator ID (ID ผู้ควบคุม)	เลือก ID ผู้ควบคุม
Sample ID (ID ตัวอย่างน้ำ)	เลือก ID ตัวอย่างน้ำ ตัวเลือกนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อเลือกบันทึกการอ่านก่าหรือบันทึกเปรียบเทียบไว้เท่านั้น

 หากต้องการส่งข้อมูลบันทึกไปยังอุปกรณ์ (เช่น เครื่องพิมพ์หรือแฟลชไตรฟ์ USB) ลบราชการบันทึก หรือแสดงราชการบันทึกเปรียบ เทียบหรือราชการบันทึกการอ่านค่าในกราฟ ให้ทำตามขั้นตอนด้านถ่างนี้

a. กด Options (ตัวเลือก)

b. เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	ก้าอริบาย
Delete (ຄນ)	ลบรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
	 ราชการบันทึกที่เลือกไว้ ราชการบันทึกที่มี ID ผู้ควบคุมที่ระบุ ราชการบันทึกที่มี ID คัวอย่างน้ำที่ระบุ⁸ ราชการบันทึกที่มี ID ด้วอย่างน้ำที่ระบุ⁸ ราชการทั้งหมดในบันทึกที่เลือกไว้
Send Data (ส่งข้อมูล)	ส่งราชการใคราชการหนึ่งต่อไปนี้ไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ (เช่น เครื่องพิมพ์หรือแฟลชไครฟ์ USB) และที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่าน LAN (เครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่ายหรือเชิร์ฟเวอร์ FTP)
	 รายการบันทึกที่เลือกไว้ รายการบันทึกในรอบเวลา รายการบันทึกที่มี ID ผู้ควบคุมที่ระบุ รายการบันทึกที่มี ID ด้วอย่างน้ำที่ระบุ⁸ รายการทั้งหมดในบันทึกที่เลือกไว้
View Graph (g	แสดงราชการบันทึกการอ่านค่าที่มี ID ตัวอข่างน้ำเดียวกันในกราฟ ตัวเลือกนี้จะแสดงก็ค่อเมื่อเลือกบันทึกเปรียบเทียบหรือบันทึก การอ่านค่าไว้เท่านั้น
กราฟ)	หากต้องการเพิ่มรายการบันทึกสำหรับ ID ตัวอย่างน้ำอื่นในกราฟ ให้กด Options (ดัวเลือก)>Add Data (เพิ่มข้อมูล) เลือก ID ด้วอย่างน้ำที่จะเพิ่มองในกราฟ
	หากต้องการแสดงราขละเอียดของจุดข้อมูล ให้แตะที่จุดข้อมูลบนหน้าจอหรือกดลูกศร LEFT (ซ้าย) และ RIGHT (ขวา) เพื่อเลือกจุดข้อมูล
	Data points (จุดข้อมูล)—เลือกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจุดข้อมูล Control Limit (เส้นขอบเขต)—กำหนดค่าต่ำสุดและค่า สูงสุดของการอ่านค่าที่แสดงบนกราฟ

6.4 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์

1. กด Diagnostics (การวินิจฉัย)

2. เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอริบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์	แสดงรุ่น เวอร์ชัน หมายเลขประจำตัวเครื่อง ชื่อสถานที่ และที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์

⁸ ตัวเลือกนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อเลือกบันทึกการอ่านก่าหรือบันทึกเปรียบเทียบไว้เท่านั้น

ตัวเลือก	คำอริบาย	
ຕັ້ญູູງາພ	แสดงสถานะของฝาปีด ขวดแก้วตัวอย่างน้ำ ความขุ่น การควบแน่น และความเปรอะเบื้อน หากแฟลชไครฟ์ USB หรือ PC เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ ให้กดไอกอนเพื่อส่งข้อมูลไปยังแฟลชไครฟ์ USB หรือ PC ตามความจำเป็น	
Instrument Backup (การสำรองข้อมูลอุปกรณ์)	Store (จัดเส็ม)—-บันทึกการสำรองข้อมูลการดั้งค่าอุปกรณ์และไฟล์บันทึกทั้งหมดลงในแฟลชไดรฟ์ USB Restore (เรียกกิน)—กัดลอกการตั้งค่าอุปกรณ์ ไฟล์บันทึกค่าอ่าน และไฟล์บันทึกการเปรียบเทียบงากแฟลชไดรฟ์ USB ลงในอุปกรณ์ บันทึกทับการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมด	
Instrument Update (กา รอัปเดตอุปกรณ์)	ดิคคั้งการอัปเดตอุปกรณ์ลงในอุปกรณ์ ใส่แฟลชไตรฟ์ USB ที่มีการอัปเดตอุปกรณ์เข้ากับพอร์ด USB	
Service Time (เวลา บริการ)	แสดงวันที่ที่บันทึกเป็นวันที่บริการครั้งถ่าสุดและวันที่บริการครั้งต่อไป เมื่อกำหนดเป็นเปิด ข้อความแจ้งเตือนบริการ จะแสดงบนหน้าจอเมื่อถึงกำหนดการให้บริการแล้ว	
Factory Service (บริการ โรงงาน)	สำหรับโรงงานเท่านั้น	

หัวข้อที่ 7 การปรับเทียบ

🛦 คำเตือน



อาจได้รับอันตราขจากการสัมศัสสารเคมี ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมด ให้ เหมาะสมในการดำเนินงานกับสารเคมีนั้นๆ ไปรดดูกฎระเบียบด้านความปลอดภัยได้ที่เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยฉบับปัจจุบัน (MSDS/SDS)

อุปกรณ์ได้รับการปรับเทียบจากโรงงานและแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์มีความเสถียร ผู้ผลิตแนะนำให้ทำการตรวจสอบการปรับเทียบเป็นระขะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานตามที่ต้องการ ผู้ผลิตแนะนำให้ทำการปรับเทียบหลังงานช่อมแซมหรือบำรุงรักษาโดยรวม

7.1 การปรับแต่งการตั้งค่าการสอบเทียบ

เลือกโค้งสอบเทียบ ช่วงเวลาระหว่างการสอบเทียบแต่ละครั้ง และอีกมาก

- 1. กด Calibration (การสอบเทียบ)
- 2. กด Options (ดัวเลือก)>Calibration Setup (ตั้งค่าการสอบเทียบ)
- 3. เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย	
ได้งสอบเทียบ	ເລືອກປ່ຈະເການອຈມາຈະອານແລະ ໄດ້ຈັດອນເຫີຍນ (ช່วง) StablCal RapidCal (0–40 FNU) (ຄ່າເຈົ້ມຄໍ້ນ)—ກາວ ຕອນເຫີຍນ 1 ຈຸດ (20 FNU)	
Verify after Cal. (ขึ้นขันหลังสอบเทียบ)	กำหนดให้อุปกรณ์เริ่มการตรวจสอบทันทีหลังจากสอบเทียบอุปกรณ์ เมื่อกำหนดเป็นเปิด จะมีการวัดมาตรฐานการตรวจ สอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบเทียบ	
Calibration Reminder (แจ้งเดือน สอบเทียบ)	ตั้งช่วงเวลาระหว่างการสอบเทียบ เมื่อถึงกำหนดสอบเทียบ หน้าจอจะแสดงการแจ้งเดือนและเครื่องหมายคำถามที่ไอกอน การสอบเทียบที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ตัวเลือก: OFF (ปัด) (ก่าเริ่มค้น), 1 day (1 วัน), 7 days (7 วัน), 30 days (30 วัน) หรือ 90 days (90 วัน) เมื่อการสอบเทียบเสร็จสิ้น เวลาการสอบเทียบจะถูกกำหนดให้เป็นสูบย์	
Reset to Factory Calibration (รีเซ็ต เป็นการสอบเทียบจาก โรงงาน)	ดั้งก่าการสอบเทียบเป็นก่าเริ่มด้นจากโรงงาน	

7.2 สอบเทียบอุปกรณ์

อุปกรณ์ได้รับการสอบเทียบจากโรงงานแล้ว

- ล็อกอินเข้าอุปกรณ์ดังนี้:
 - วางแท็ก RFID ผู้ควบคุมไว้ที่ด้านหน้าของโมดูล RFID หรือ
 - กด Login (สือกอิน) เลือก ID ผู้ควบคุมที่ต้องการแล้วกด Select (เลือก)
- สำหรับขวดแก้ว RFID ให้วางขวดแก้วไว้ที่ด้านหน้าโมดูล RFID โปรดดูรายละเอียดใน รูปที่ 5 การสอบเทียบจะเริ่มด้นขึ้น อุปกรณ์จะได้รับค่า หมายเลขล็อด วันหมดอายุและข้อมูลใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) จากขวด แก้ว RFID
- 3. สำหรับขวดแก้วที่ไม่มี RFID ให้กด Calibration (การสอบเทียบ)
- เช็ดขวดแก้วด้วยผ้าที่ปราสจากขุยเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน
 อย่าให้มีสิ่งปนเปื้อนดิดแก้ว โปรดดูรายละเอียดใน การป้องกันการปนเปื้อนในขวด ในหน้า 18
- 5. เช็ดพื้นผิวด้านนอกของขวดแก้วให้แห้งด้วยผ้าที่ปราสจากขุย อย่าลืมเช็ดกันขวดแก้วให้แห้ง
- คว่ำอย่างระมัดระวังอย่างน้อยสามครั้ง โปรดดูรายละเอียดใน รูปที่ 6 บันทึก: สำหรับขวดแก้ว StablCal โปรดดูเอกสารที่ให้มากับขวดแก้ว StablCal เพื่อเตรียมขวดแก้วสำหรับการใช้งาน
- 7. วางขวดแก้วในช่องใส่ขวดแก้ว
- 8. กด Start (เริ่มต้น)
- 9. ขึ้นขันค่าที่แสดงอยู่หรือป้อนค่าความขุ่นมาตรฐานที่แม่นขำ กด Read (อ่าน)
- 10. เมื่อวัคเสร็จแล้ว เอาขวคแก้วออก
- 11. ทำขั้นตอน 2 ถึง 10 อีกครั้งจนกว่าจะวัดทุกค่ามาตรฐานที่แสดงอยู่บนจอแสดงผลแล้ว
- 12. กด Store (จัดเก็บ) เพื่อเสร็จสิ้นการสอบเทียบและบันทึกผลลัพธ์ลงในบันทึกการสอบเทียบ
- 13. หากด้องการแสดงบันทึกการสอบเทียบ ให้กด Options (ดัวเลือก)>Calibration Log (บันทึกการสอบเทียบ) โปรดดูตัวเลือก เพิ่มเดิมที่ การแสดงข้อมูลที่บันทึก ในหน้า 23
- 14. หากด้องการส่งข้อมูลการสอบเทียบไปยังอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ ให้กด Options (ดัวเลือก)>Send Data (ส่ง ช้อมูล) โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเดิมที่ การแสดงข้อมูลที่บันทึก ในหน้า 23

รูปที่ 5 วางขวดแก้ว RFID ไว้ที่ด้านหน้าโมดูล RFID



รูปที่ 6 คว่ำขวดแก้ว



หัวข้อที่ 8 Verification (การยืนยัน)

8.1 การปรับการตั้งค่าการตรวจสอบ

เลือกช่วงที่ขอมรับและหน่วยวัดสำหรับการขึ้นขันการสอบเทียบและอีกมากมาข

1. กด Verification (การขึ้นขัน)

2. กด Options (ดัวเลือก)>Verification Setup (การตั้งค่าการขึ้นขัน)

เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอริบาย	
Standard Value (ก่า	วัดมาตรฐานการตรวจสอบ ผลลัพธ์จะได้รับการบันทึกลงในอุปกรณ์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรวัดมาตรฐานการตรวจ	
มาตรฐาน)	สอบทันทีหลังจากการสอบเทียบ	
Verify after Cal. (ขึ้นขัน	กำหนดให้อุปกรณ์เริ่มการตรวจสอบทันทีหลังจากสอบเทียบอุปกรณ์ เมื่อกำหนดเป็นเปิด จะมีการวัดมาตรฐานการ	
หลังสอบเทียบ)	ตรวจสอบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบเทียบ	
Acceptance Range (ช่วงที่ขอมรับ)	กำหนดผลต่างสูงสุดที่ขอมรับได้ระหว่างกำที่บันทึกไว้ของมาครฐานการครวจสอบและก่าที่ครวจวัคได้ของมาครฐาน การตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ หน่วย —กำหนดช่วงที่ขอมรับสำหรับการตรวจสอบเป็นเปอร์เซ็นด์ (1 ถึง 99%) หรือค่า NTU (0.015 ถึง 100.00 NTU) ตัวเลือก: % หรือ NTU (หรือ mNTU)	
Verification	กำหนดรอบเวลาระหว่างการตรวจสอบการสอบเทียบ หน้าขอจะแสดงการแจ้งเดือนเมื่อถึงกำหนุดการดรวจสอบ ด้ว	
Reminder (เดือนตรวจ	เสือก: OFF (ปีด) (ก่าเริ่มดื่น), 1 วัน, 7 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น เวลาการตรวจสอบ	
สอบ)	จะถูกกำหนดให้เป็นศูนย์	

8.2 การคำเนินการตรวจสอบการสอบเทียบ

ทำการขึ้นขันการสอบเทียบตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ขังคงไม่เบี่ยงเบนออกจากมาตรฐาน

- 1. ล็อกอินเข้าอุปกรณ์ดังนี้:
 - วางแท็ก RFID ผู้ควบคุมไว้ที่ด้านหน้าของโมดูล RFID หรือ
 - กด Login (ล็อกอิน) เลือก ID ผู้ควบคุมที่ต้องการแล้วกด Select (เลือก)
- 2. กด Verification (การขึ้นขัน)
- เช็ดขวดแก้วมาตรฐานการขึ้นขันด้วยผ้าที่ปราสงากขุยเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อน อย่าให้มีสิ่งปนเปื้อนติดแก้ว โปรดดูรายละเอียดใน การป้องกันการปนเปื้อนในขวด ในหน้า 18
- 4. เช็ดพื้นผิวด้านนอกของขวดแก้วให้แห้งด้วยผ้าที่ปราสจากขุย อย่าลืมเช็ดกันขวดแก้วให้แห้ง
- 5. กว่ำขวดแก้วอย่างระมัดระวังสามกรั้ง โปรดดูรายละเอียดใน รูปที่ 6 ในหน้า 26
- 6. วางขวดแก้วในช่องใส่ขวดแก้ว
- 7. กด Start (เริ่มค้น)
- 8. ขึ้นขันค่าที่แสดงอยู่หรือป้อนค่าความขุ่นมาตรฐานที่แม่นขำ กด Read (อ่าน)
- เมื่อวัดเสร็จแล้ว เอาขวดแก้วออก

การขึ้นขันจะได้รับการบันทึกลงในบันทึกการขึ้นขัน

- 10. หากต้องการแสดงบันทึกการขึ้นขัน ให้กด Options (ดัวเลือก)>Verification Log (บันทึกการขึ้นขัน) โปรดดูดัวเลือกเพิ่มเดิมที่ การแสดงข้อมูลที่บันทึก ในหน้า 23
- 11. หากด้องการส่งข้อมูลการขึ้นขันไปยังอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ ให้กด Options (ดัวเลือก)>Send Data (ส่ง ช้อมูล) โปรคดูตัวเลือกเพิ่มเติมที่ การแสดงข้อมูลที่บันทึก ในหน้า 23

หัวข้อที่ 9 การดูแลรักษา

🛦 ข้อควรระวัง



อันตรายหลายประการ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่ควรคำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารส่วนนี้

🗚 ข้อควรระวัง



อาจได้รับอันครายจากการสัมผัสสารเคมี ปฏิบัติตามขั้นคอนเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมด ให้ เหมาะสมในการดำเนินงานกับสารเคมีนั้นๆ ไปรดดูกฎระเบียบด้านความปลอดภัยได้ที่เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยฉบับป้งจุบัน (MSDS/SDS)

🗚 ข้อควรระวัง



อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ห้ามถอดฝาออกจากอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลเซอร์ และผู้ใช้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หากโดนแสง เลเซอร์

หมายเหตุ

ห้ามถอดแขกขึ้นส่วนอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา หากจำเป็นด้องทำความสะอาคหรือซ่อมแซมส่วนประกอบภายใน ให้ทำการติดต่อผู้ผลิต

9.1 ทำความสะอาคสิ่งที่หกล้น

🛦 ข้อควรระวัง



อาจได้รับอันตราขจากการสัมผัสสารเคมี การกำจัดสารเคมีและของเสียตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

- 1. โปรดเชื่อฟังระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ในการควบคุมการรั่วไหล
- 2. ทิ้งของเสียตามระเบียบที่ใช้บังคับ

9.2 การทำความสะอาคอุปกรณ์

ทำความสะอาคภาขนอกของอุปกรณ์ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง

9.3 การทำความสะอาคขวคบรรจุตัวอย่างน้ำ

🛦 ข้อควรระวัง



อาจได้รับอันครายจากการสัมผัสสารเกมี ปฏิบัติตามขั้นดอนเพื่อความปลอดภัยให้ร้องปฏิบัติการ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมด ให้ เหมาะสมในการดำเนินงานกับสารเกมีนั้นๆ โปรดดูกฎระเบียบด้านความปลอดภัยได้ที่เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยฉบับป้งจุบัน (MSDS/SDS)

ทำความสะอาดขวดบรรจุตัวอย่างน้ำเมื่อมีสิ่งปนเปื้อนในขวดบรรจุตัวอย่างน้ำหลังจากล้างขวดแล้ว

สิ่งที่ด้องเครียม:

- กรคไฮโครคลอริก (ความเข้มข้น 10%)
- สารทำความสะอาดสำหรับแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ความเข้มข้น 0.1%)
- น้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราสจากไอออน
- น้ำผสมเจือจาง
- ที่เช็ดขวด (เลือกใช้ได้)
- ผ้าที่ปราศจากขุย
- 1. แช่พื้นผิวด้านนอกและด้านในของขวดบรรจุตัวอย่างน้ำและฝาปิดในกรดไฮโดรคลอริก 10% ไว้นาน 15 นาที
- ทำกวามสะอาดพื้นผิวด้านนอกและด้านในของขวดบรรจุตัวอย่างน้ำและฝาปิดด้วยสารทำกวามสะอาดสำหรับแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (กวามเข้มข้น 0.1%)
- ล้างขวดบรรงุตัวอย่างน้ำในน้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราสงากไอออนให้ทั่วสามรอบ

บันทึก: หากขวดบรรดด้วออ่างน้ำนั้นใช้ในการครวจวัดด้วออ่างน้ำที่มีความขุ่นในช่วงด่ำหรือน้ำผสมเจือจาง ให้สังขวดในน้ำผสมเจือจาง (ไม่ล้างในน้ำกลั่น หรือน้ำที่ปราสจากไอออน)

- ใช้ที่เช็ดขวดเช็ดทำความสะอาดขวดบรรจุดัวอย่างน้ำ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จากนั้นล้างขวดบรรจุด้วอย่างน้ำให้ทั่วอีกครั้ง โปรดดูราย ละเอียดใน รูปที่ 7
- 5. เช็ดพื้นผิวด้านนอกของเซลล์บรรจุสารละลายให้แห้งด้วยผ้านุ่มที่ปราสจากขุย อย่าผึ่งแห้งขวดบรรจุตัวอย่างน้ำ
- สำหรับการเก็บรักษา ให้เดิมน้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราสจากไอออนใส่ในขวดบรรจุดัวอย่างน้ำ มันทึก: หากขวดบรรจุดัวอย่างน้ำนั้นใช้ในการตรวจวัดด้วอย่างน้ำที่มีความขุ่นในช่วงต่ำหรือน้ำผสมเจือจาง ให้เดิมน้ำผสมเจือจางใส่ในขวดบรรจุด้วอย่างน้ำ (ไม่ใช่น้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราสจากไอออบ)
- 7. ปีดฝาขวดทันทีเพื่อรักษากวามชื้นภายในขวด

รูปที่ 7 การทำกวามสะอาดขวดด้วยที่เช็ดขวด (เลือกใช้ได้)



9.4 การทำความสะอาคช่องใส่ขวค

ทำความสะอาคช่องใส่ขวดก็ต่อเมื่อช่องบรรจุมีสิ่งปนเปื้อนเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาคช่องใส่ขวดมีผิวหน้านุ่ม และไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย ตาราง 3 แสดงตัวเลือกของวิธีทำความสะอาคช่องใส่ขวด

ตาราง 3 ตัวเลือกในการทำความสะอาด

สิ่งปนเปื้อน	ศัวเลือก	
ស៊ីប	ที่เช็ดช่องใส่ขวด ผ้าไมโครไฟเบอร์ ผ้าที่ปราสงากขุย	
ของเหลว น้ำมัน	ผ้า น้ำ และสารทำความสะอาด	

หัวข้อที่ 10 การแก้ไขปัญหา

ข้อกวาม	แนวทางแก้ไขบัญหา	
การเริ่มทำงาน		
The self-check stopped (การตรวจสอบภายใน ระบบหตุดทำงาน) ทำความสะอาดช่องใส่ขวดแก้ว	ช่องขวดแก้วสกปรก ปิดเครื่อง ทำความสะอาคช่องใส่ขวดแก้ว โปรคดูรายละเอียดใน การทำความ สะอาคช่องใส่ขวด ในหน้า 29 เปิด หากตรวจสอบด้วยตนเองไม่สำเร็จ โปรคดิดด่อฝ่ายให้บริการ ทางเทคนิก	
The self-check stopped. (การตรวจสอบ ภายในระบบหยุดทั้งงาน) ปัดฝาปิด	ปิดฝาปิด กด Close (ปิด)	

ข้อกวาม	แนวทางแก้ไขปัญหา
The self-check stopped. (การตรวจสอบ ภาฮในระบบหยุดท้างาน) Hardware error. (ฮาร์ดแวร์เกิดข้อผิดพลาด)	ปีดเครื่อง รอ 20 วินาที แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากการดรวจสอบภายในระบบไม่สำเร็จ ให้บันทึก หมายแถงข้อผิดพลาด และติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทกนิค
Error [x] (เกิดข้อผิดพลาด)	
The self-check stopped (การตรวจสอบภายใน ระบบหยุดทำงาน)	ดิดต่อฝ่ายให้บริการทางเทคนิก
The light source is not stable (แหล่งกำเนิด แสงไม่เสถียร)	
The last update was not completed (กา รอัปเดตครั้งถ่าสุดไม่สำเร็จ)	เชื่อมต่อแฟลชไตรฟ์ USB เข้ากับอุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟล์อัปเดดอุปกรณ์ ทำตามขั้นตอนที่แสดงอยู่ บนหน้าจอ
Update the instrument (อัปเดตอุปกรณ์)	
Next calibration is due! (ถึงกำหนดสอบเทียบ ครั้งค่อไปแล้ว!)	สอบเทียบอุปกรณ์ โปรคดูราขละเอียดใน สอบเทียบอุปกรณ์ ในหน้า 26 <i>มันทึก: มีการกำหนดให้เปิดการแจ้งเดือนการสอบเทียบ โปรคดูราขละเอียดใน</i> การปรับแต่งการตั้งกำการสอบเทียบ <i>ในหน้า</i> 25
Next service is due! (ถึงกำหนดบริการครั้งต่อ ไปแถ้ว!)	ติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทคนิค บันทึก: มีการกำหนดให้เปิดการแจ้งเดือนบริการ <i>โปรดดูราขฉะเอียดใน</i> แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ <i>ในหน้า</i> 24
Next verification is due! (ถึงกำหนดขึ้นขันครั้ง ด่อไปแล้ว!)	ดำเนินการขึ้นขันการสอบเทียบ โปรดดูราขละเอียดใน การดำเนินการตรวจสอบการสอบเทียบ ในหน้า 27 บันทึก: มีการกำหนดให้เปิดการแจ้งเดือนขึ้นขัน <i>โปรดดูราขละเอียดใน</i> การปรับการตั้งก่าการตรวจสอบ ในหน้า 27
การอ่านค่า	
ทำความสะอาดขวดแก้ว	เช็ดขวดแก้วบรรจุดัวอย่างน้ำด้วยผ้าที่ปราหจากขุยเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและหยดน้ำออกจากแก้ว
Hardware error / instrument error (ฮาร์ดแวร์เกิดข้อผิดพลาด / อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาด)	ปิดเครื่อง รอ 20 วินาที แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากปัญหายังเกิดขึ้นอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายให้บริการ ทางเทคนิก
The calibration range is exceeded. (เกิน ช่วงการสอบเทียบ)	ความขุ่นที่ตรวจวัดได้มากกว่าช่วงการสอบเทียบของอุปกรณ์ เลือกโต้งสอบเทียบที่มีช่วงการตรวจ วัดครบทุกช่วง โปรดดูรายละเอียดใน การปรับแต่งการตั้งก่าการสอบเทียบ ในหน้า 25
The measurement range is exceeded. (เกินช่วงการตรวจวัด)	ความขุ่นที่ตรวจวัดได้มากกว่าช่วงการตรวจวัดของอุปกรณ์
การสอบเทียบ/การยืนยัน	
Instrument error (อุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาด)	ครวจสอบมาตรฐาน เริ่มการสอบเทียบหรือการขึ้นขั้นอีกครั้ง หากการสอบเทียบ (หรือการขึ้นชั่น) ไม่สำเร็จ โปรดดิดด่อฝ่ายให้บริการทางเทคนิค
The standard is not stable. (มาดรฐานไม่ เสถียร)	ใช้มาตรฐานการสอบเทียบที่ถูกต้อง คว่ำขวดมาตรฐานงนกว่างะไม่มีฟองหรืออนุภาคขนาดใหญ่ ปรากฏให้เห็น
The standard value is out of the measurement range. (ค่ามาตรฐานอยู่นอกช่วง การตรวจวัค)	ใช้มาตรฐานการสอบเทียบที่ถูกต้อง คว่ำขวดมาตรฐาน ตรวจสอบว่าทำการตรวจวัดมาตรฐานตาม สำคับจากน้อยไปหามาก
The standard value is too low. (ก่ามาดรฐาน ด้ำเกินไป)	ใส่มาตรฐานการสอบเทียบที่ไม่ถูกค้องในช่องใส่ขวด ตรวจสอบว่ามาตรฐานยังไม่หมดอายุ ใส่มาตรฐานการสอบเทียบที่ถูกค้องในช่องใส่ขวด ค้องทำการกว่ำขวดมาตรฐาน
The standard value is too high. (ก่า มาดรฐานสูงเกินไป)	ใส่มาตรฐานการสอบเทียบที่ไม่ถูกต้องในช่องใส่ขวด ดรวงสอบว่ามาตรฐานยังไม่หมดอายุ ใส่มาตรฐานการสอบเทียบที่ถูกต้องในช่องใส่ขวด

ข้อกวาม	แนวทางแก้ไขปัญหา
Verification failed. (การขึ้นขันถ้มเหลว)	ตรวจสอบมาตรฐานการขึ้นขัน สอบเทียบอุปกรณ์ โปรดดูราขละเอียดใน สอบเทียบอุปกรณ์ ในหน้า 26
	หากการขึ้นขันไม่สำเร็จ ให้กด Calibration (การสอบเทียบ)>Options (ด้ว เสือก)>Calibration Setup (การตั้งค่าการสอบเทียบ)>Reset to Factory Calibration (รีเซ็ดเป็นการสอบเทียบจากโรงงาน)>OK (ดกลง)
การเปรียบเทียบการตรวจวัดในกระบวนการและการตรวจ	วัดในห้องปฏิบัติการ
Measurement values are not the same (ทำวัดไม่เหมือนกัน)	กลิกลิงค์เพื่อรับข้อมูลแก้ไขปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปมีดังนี้:
	 ทำความสะอาดขวดแก้ว ไปรดดูราขละเอียดใน การทำความสะอาดขวดบรรงุด้วอย่างน้ำ ในหน้า 28
	 สอบเทียบได้งสอบเทียบของอุปกรณ์ให้เหมือนกับได้งสอบเทียบของอุปกรณ์ที่ใช้ใน กระบวนการ ใช้มาตรฐานเดียวกันในการสอบเทียบกระบวนการและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบว่ามาตรฐานยังไม่หมดอายุ
	 ตั้งค่า Bubble Reject (ปฏิเสธหากมีฟอง) เป็นเปิด โปรดดูรายละเอียดใน การกำหนดการ ตั้งค่าการตรวจวัด ในหน้า 15
	 มีเวลามากเกินไประหว่างการวัดในกระบวนการและการดรวจวัดในห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดช่องใส่ขวดแก้ว
การอัปเดตอุปกรณ์	
Copy from USB Memory failed (กัดลอกจาก หน่วยความจำ USB ไม่สำเร็จ)	ลบไฟล์ขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่มากเกินไปออกงากแฟลชไดรฟ์ USB เริ่มขั้นตอนการอัปเดตอุปกรณ์ อีกครั้ง
	อบไฟล์อัปเดดอุปกรณ์ออกงากแฟลษไตรฟ์ USB บันทึกไฟล์อัปเดดอุปกรณ์ลงในแฟลษไตรฟ์ USB อีกครั้ง
	ต่อแฟลชไตรฟ์ USB กับอุปกรณ์ เริ่มขั้นตอนการอัปเดตอุปกรณ์อีกครั้ง
Instrument update file is missing (ไม่มีไฟล์ อัปเดดอุปกรณ์)	
Instrument update file is corrupt (ไฟล์อัปเด ดอปกรณ์เสียหาย)	อบไฟล์อัปเดตอุปกรณ์ออกจากแฟลชไตรฟ์ USB บันทึกไฟล์อัปเดตอุปกรณ์ลงในแฟลชไตรฟ์ USB อีกครั้ง
Update script file is corrupt (ไฟล์สกริปด์อัป เดดเสียหาย)	ี ค่อแฟลชไดรฟ์ USB กับอุปกรณ์ เริ่มขันตอนการอัปเดตอุปกรณ์อีกกรัง
Not enough memory to update the instrument (มีหน่วยความจำไม่พอที่จะอัปเดตอุ ปกรณ์)	ติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทกนิค
USB memory is not connected. (ไม่ได้ต่อ หน่วยความจำ USB)	ต่อแฟลชไครฟ์ USB กับอุปกรณ์ ตรวจสอบว่ามีระบบไฟล์ "FAT32" ติดตั้งอยู่บนแฟลชไครฟ์ USB แล้ว
	ปิดเครื่อง รอ 20 วินาที แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง ค่อแฟลชไตรฟ์ USB เริ่มขั้นตอนการอัปเดตอุ ปกรณ์อีกครั้ง
อ่าน/เขียนข้อมูลในแฟลชไครฟ์ USB	
Cannot write to USB memory (ไม่สามารถ เขียนข้อมูลองในหน่วยความจำ USB)	ต่อแฟลชไครฟ์ USB กับอุปกรณ์ ตรวงสอบว่ามีระบบไฟล์ "FAT32" ติดตั้งอยู่บนแฟลชไครฟ์ USB แล้ว
Cannot read from USB memory (ไม่	ปัดเครื่อง so 20 วินาที แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง ดูพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่บนแฟลชไดรฟ์ USB
สามารถอ่านข้อมูลในหน่วยความจำ USB)	ปัดเกรือง รอ 20 วินาที แล้วเปิดเกรืองอีกกรัง ต่อแฟลชไดรฟ์ USB กับอุปกรณ์

ข้อกวาม	แนวทางแก้ไขปัญหา	
เรียกคืนการสำรองข้อมูล		
No instrument backup is available. (ไม่มี การสำรองข้อมูลอุปกรณ์)	ต่อแฟลชไตรฟ์ USB กับอุปกรณ์ ตรวจสอบว่ามีระบบไฟล์ "FAT32" ติดคั้งอยู่บนแฟลชไตรฟ์ USB แล้ว	
Not able to restore the backup (ไม่สามารถ เรียกคืนการสำรองข้อมูล)	ปิดเครื่อง รอ 20 วินาที แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง ต่อแฟลชไดรฟ์ USB เริ่มขั้นตอนการอัปเดตอุ ปกรณ์อีกครั้ง	
การรักษาความปลอดภัย		
Invalid password (รหัสผ่านไม่ถูกต้อง)	ป้อนรหัสผ่านที่ถูกค้อง หากรหัสผ่านสูญหาย โปรดดิดต่อฝ่ายให้บริการทางเทคนิก	
ส่งข้อมูล		
Connect a receiving device. (เชื่อมต่อ อุปกรณ์ปลายทาง)	ตรวงสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ กำหนดการดั้งก่า Auto Send (ส่งอัดไนมัติ) เป็นปีด โปรดดูราย ละเอียดใน การกำหนดการตั้งก่าการตรวงวัด ในหน้า 15	
เพิ่ม ID ด้วอย่างน้ำจากราชการ		
No valid data found (ไม่พบข้อมูลที่ถูกค้อง)	ไม่พบไฟล์ ID ด้วอข่างน้ำบนแฟลชไดรฟ์ USB	
Not able to read sampling date. (ไม่ สามารถอ่านค่าวันที่สุ่มตัวอย่าง)	ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาอยู่ในรูปแบบ dd.mm.yyyy hh:mm	
The instrument cannot read the Sample ID (อุปกรณ์ไม่สามารถอ่านก่า ID ด้วอย่างน้ำ)	ตรวงสอบสตริงข้อกวาม โปรคดูราขละเอียดใน นำเข้า ID ตัวอย่างน้ำ (ไม่บังกับ) ในหน้า 14	
ปัญหา/ข้อผิดพลาด: วันที่ไม่ถูกด้อง (Problem/Error: Incorrect date) Possible cause: The wrong date format. (สาเหตุที่เป็นไปได้: รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง)	ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาอยู่ในรูปแบบ dd.mm.yyyy hh:mm	
The sample ID list full. Data has not been added. (ราชการ ID ด้วอช่างน้ำมีข้อมูลเด็ม แล้ว) Data has not been added (ฮังไม่ได้เพิ่ม ข้อมูล)	ลบ ID ดัวอย่างน้ำที่ไม่ได้ใช้ เพิ่ม ID ดัวอย่างน้ำใหม่	
เอกสาร/วิดีโอ		
เอกสารไม่ปรากฏบนจอแสดงผล	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารถูกบันทึกเป็นไฟล์ PDF	
Not enough memory to store the document (มีหน่วยความจำไม่พอที่จัดเก็บเอกสาร)	ลบเอกสารอื่นๆ แล้วเพิ่มเอกสารอีกครั้ง	
Cannot delete the document (ไม่สามารถลบ เอกสารได้)	ติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทกนิก	
Cannot store the document (ไม่สามารถจัด เก็บเอกสารได้)	ติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทกนิก	
Cannot open the manual (ไม่สามารถเปิดคู่มือ ได้)	ตรวงสอบให้แน่ใจว่าฟอร์แมดของเอกสารคือ PDF	
The video format is not supported (ไม่ รองรับฟอร์แมดของวิดีโอ)	ตรวงสอบให้แน่ใจว่าฟอร์แมดของวิดีโอคือ AVI (Codec XVID) โดยที่มีความละเอียดขนาด 640 x 480 พิกเซล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของวิดีโอไม่เกิน 10 Mb	
The video does not play (เล่นวิดีโอไม่ได้)	ไฟล์วิดีโอเสียหาย	

ข้อความ	แนวทางแก้ไขบัญหา	
อีเซอร์เน็ต/การเชื่อมต่อ LAN		
Network authentication failed (การพิสูงน์ตัว ตนกับเครือข่ายส้มเหลว)	ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง ครวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งก่าเครือข่ายได้รับการกำหนดก่า	
LAN Connection failed (การเชื่อมด่อ LAN ล้ม เหลว)	อข่างถูกด้อง	
Automatic retrieval of the local IP address failed! (การดึงที่อยู่ IP ท้องถิ่นโดย อัดโนมัติส้มเหลว!)	ไม่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP ติดต่อผู้ดูแลระบบเกรือข่าย หากเซิร์ฟเวอร์ DHCP ไม่ได้เปิดใช้งาน ให้ป้อนที่อยู่ IP สำหรับอุปกรณ์ด้วยตนเอง	
Setting IP-address failed! (การตั้งค่าที่อยู่ IP ล้มเหลว!)		
Setting subnet-mask failed! (การตั้งกำซับเน็ต มาสก์ล้มเหลว!)		
Setting default gateway failed! (การตั้งก่า เกตเวย์เริ่มต้นล้มเหลว!)	<u>⊖_', ∛, , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	
Mounting network drive failed! (การติดตั้ง ไดรฟ์เครือข่ายล้มเหลว!)	(ดดดอผู้ดูแลระบบเครือข่าข หากจำเป็น ให้ติดต่อฝ่ายให้บริการทางเทกนิก	
FTP connection failed (การเชื่อมต่อ FTP ล้ม เหลว!)		
Verify network configuration (ตรวจสอบการ ตั้งค่าเครือข่าข)		
Files did not save to the network share (ไม่ได้บันทึกไฟล์ลงในเครือข่ายร่วมกัน)	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไดเรกทอรีเครือข่ายร่วมกันอย่างถูกต้องแล้ว	
No connection to the web server (ไม่มีการ เชื่อมต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์)	ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ LAN อีกครั้งในภาชหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับ เครือข่าย	
RFID		
Standard expired (มาตรฐานหมดอายุแถ้ว) Continue? (ดำเนินการต่อหรือไม่)	ใช้มาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุ	
Primary standard is write protected (มาตรฐานหลักมีการป้องกันการเขียน)	คำมาดรฐานการขึ้นขันไม่สามารถบันทึกไว้ในมาดรฐานการสอบเทียบได้	
Measured value is out of nominal value range (ก่าที่วัดได้อยู่นอกช่วงก่าที่ระบุ)	ค่าที่วัดได้ไม่ได้อยู่ในช่วงมาดรฐานนี้ ช่วงมาดรฐาน 10 NTU คือ 5 ถึง 15 NTU ช่วงแท่งแก้ว ดรวจสอบคือ < 0.1 NTU คือ 0 ถึง 0.1 NTU	
	ใช้มาตรฐานที่ถูกต้อง ตรวงสอบว่ามาตรฐานขังไม่หมดอาขุ วัดมาตรฐานอีกกรั้ง	
No act. value on RFID tag (ไม่มีค่า act. ใน แท็ก RFID) Read standard? (อ่านมาตรฐาน หรือไม่)	วัดมาตรฐานการขึ้นขันครั้งแรกในอุปกรณ์ที่ได้สอบเทียบไปเมื่อเร็วๆ นี้	
Measured with different calibration (วัด ด้วยการสอบเทียบที่แดกด่าง) Read standard? (อ่านมาดรฐานหรือไม่)	มาดรฐานการขึ้นขันได้รับการดรวจหาโค้งสอบเทียบที่แตกต่างกัน (เช่น StablCal, Formazin, SDVB, ความเข้มข้น หรือแบบกำหนดเอง)	
Measured with different instrument type (วัดด้วยประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่าง) Read standard? (อ่านมาตรฐานหรือไม่)	มาตรฐานการขึ้นขันได้รับการตรวจในประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่าง (เช่น เฉเซอร์ที่แตกต่าง)	

10.1 นำฟองอากาศออกจากตัวอย่าง

ฟองอากาศสามารถก่อให้เกิดค่าอ่านที่ไม่คงที่ได้ ใช้วิธีการไล่แก๊สเพื่อนำอากาศหรือแก๊สอื่นๆ ออกจากตัวอย่างก่อนที่จะวัด แม้ว่าจะไม่มีฟอง อากาศให้เห็นก็ตาม

วิธีการไล่แก๊สที่ใช้กันทั่วไปคือ:

- วางตัวอย่างไว้นิ่งๆ เป็นเวลาหลายนาที
- ทำให้เกิดสุญญากาศ
- ใช้ชุดอุปกรณ์ใล่แก๊สในตัวอย่าง
- ใช้อ่างอัลตราโซนิค

้วางตัวอย่างไว้นึ่งๆ เป็นเวลาหลายนาที จากนั้นก่อยๆ กว่ำสองหรือสามกรั้งก่อนที่จะวัด

ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องนำฟองออกด้วยมากกว่าหนึ่งวิธีการ (เช่น อาจจำเป็นต้องใช้ความร้อนร่วมกับอ่างอัลตราโซนิคในสภาวะรุนแรง) ใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากวิธีการเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงความขุ่นของตัวอย่างได้ หากไม่ได้ใช้วิธีการเหล่านี้อย่างถูกต้อง

10.2 _{การควบแน่น}

หากเกิดการควบแน่นที่ขวดแก้วบรรจุตัวอย่างน้ำในระหว่างการวัด ปล่อยให้ตัวอย่างอุ่นขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะวัด เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือแช่ขวดแก้วบรรจุตัวอย่างน้ำลงในอ่างน้ำอุ่นเพียงบางส่วนเป็นเวลาสั้นๆ

บันทึก: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงความขุ่นของคัวอย่างได้ วัดศัวอย่างก่อนที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นไปได้

หัวข้อที่ 11 ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริม

🛦 คำเคือน



อันตรายต่อการบาคเจ็บของบุกกล การใช้ขึ้นส่วนที่ไม่ได้รับการอนุญาตอางทำให้เกิดการบาคเจ็บของบุกกล กวามเสียหายของเครื่องมือ หรือ การทำงานผิคพลาดของอุปกรณ์ ขึ้นส่วนทดแทนในส่วนนี้ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต

บันทึก: หมายเลขผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบอางแตกค่างกันไปตามภูมิภาลที่ข้ดจำหน่าย ติดค่อตัวแทนจำหน่ายหรือไปที่เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อคูข้อมูลการติดค่อ

มาตร**ฐ**านที่แนะนำ

ก้ายสิบาย	จำนวน	หมายเลขสินค้ำ
ນາຕຮฐานการตรวงสอบ, < 0.1 NTU, ແກ່งແก້วตรวงสอบ (ນາตรฐานทุติยภูมิแบบแข็ง)	อย่างละหนึ่ง	LZY901
ชุดสารเคมี StablCal, ขวดปิดผนึกพร้อม RFID ประกอบด้วย: ขวด 10, 20 และ 600 NTU	อย่างละหนึ่ง	LZY835
ขวดปัดผนึก StablCal พร้อม RFID ขนาด 20 NTU	อย่างละหนึ่ง	LZY837
ขวดปัดผนึก StablCal พร้อม RFID ขนาด 600 NTU	อย่างละหนึ่ง	LZY838
ชุดสารเคมี StablCal, ขวดปิดผนึกแบบไม่มี RFID ประกอบด้วย: ขวด 10, 20 และ 600 NTU	อย่างละหนึ่ง	LZY898
ขวดปัดผนึก StablCal แบบไม่มี RFID ขนาด 20 NTU	อย่างละหนึ่ง	LZY899
ขวดปัดผนึก StablCal แบบไม่มี RFID ขนาด 600 NTU	อข่างละหนึ่ง	LZY900

ขึ้นส่วนอะไหล่

ทำอริบาช	จำนวน	หมายเลขสินค้า
ฝาปีค, พอร์ด USB ชนิด A	1	LZV881
ศ้ากลุมกันฝุ่น	1	LZV947
ฝากรอบ	1	LZV968
แหล่งจ่ายไฟ 100 ถึง 240 V, 50/60 Hz	1	LZV844
ขวดแก้วบรรงุด้วอข่างน้ำพร้อมกับฝาปิด	2	LZV946
ที่วางขวดแก้ว	1	LZV952

อุปกรณ์เสริม

ท้าอริบาย	จำนวน	หมายเลขสินค้า
ผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับทำความสะอาดขวดแก้ว	1	LZY945
แท็ก RFID สำหรับผู้ควบคุม	2/แพค	LZQ066
สติ็กเกอร์ RFID, ขวดตัวอย่างน้ำ, สีดำ ⁹	3/แพค	LZQ067
ที่เช็ดขวดแก้ว	1	LZY903
ที่เช็ดช่องขวดแก้ว	1	LZY910
ชุดอุปกรณ์ไล่แก๊สในตัวอย่าง	1	4397510

⁹ มีสีอื่นจำหน่าย



HACH COMPANY World Headquarters

P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A. Tel. (970) 669-3050 (800) 227-4224 (U.S.A. only) Fax (970) 669-2932 orders@hach.com www.hach.com



HACH LANGE GMBH Willstätterstraße 11 D-40549 Düsseldorf, Germany Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320 Fax +49 (0) 2 11 52 88-210 info-de@hach.com www.de.hach.com HACH LANGE Sàrl 6, route de Compois 1222 Vésenaz SWITZERLAND Tel. +41 22 594 6400 Fax +41 22 594 6499

[©] Hach Company/Hach Lange GmbH, 2015–2019, 2021, 2023, 2025. สงวนสิบสีทธิ์.