




DOC023.43.03231

ULTRATURB

seawater sc

Korisnički priručnik

05/2024, izdanje 10



Sadržaj

Odjeljak 1 Specifikacije	5
1.1 Dimenzije.....	6
Odjeljak 2 Opći podaci	7
2.1 Sigurnosne informacije	7
2.1.1 Upotreba informacija o opasnosti	7
2.1.2 Oznake mjera predostrožnosti	8
2.2 Primjene	9
2.3 Princip mjerenja	9
2.4 Rukovanje.....	9
2.5 Isporučene stavke	10
2.6 Provjera funkcija	10
Odjeljak 3 Postavljanje	11
3.1 Montaža.....	11
3.1.1 Prikљučci	12
3.2 Izgled instrumenta	13
3.3 Priklučivanje kabela senzora	14
Odjeljak 4 Rad	15
4.1 Upravljanje sc kontrolerom	15
4.2 Postavke senzora	15
4.3 Dnevnični zapisi senzora.....	15
4.4 Struktura izbornika.....	15
4.4.1 SENSOR DIAG (DIJAGNOSTIKA SENZORA).....	15
4.4.2 SENSOR SETUP (POSTAVKE SENZORA).....	16
4.5 Kalibracija standardnom otopinom	19
4.6 Potvrdite pomoću standarda provjere.....	20
4.7 Postavljanje nulte točke.....	20
Odjeljak 5 Održavanje	23
5.1 Raspored održavanja	23
5.2 Čišćenje mjerne komore	23
5.3 Zamjena profila brisača	24
5.4 Zamjena tvari za odvlaživanje	26
5.5 Nadzor testne opreme	27
5.5.1 Priprema formazinske otopine sukladno standardu ISO 7027:2016.	27
Odjeljak 6 Pogreške, uzroci, mjere za rješavanje	29
6.1 Poruke o pogreškama	29
6.2 Upozorenja	29
Odjeljak 7 Zamjenski dijelovi i dodaci	31
7.1 Opcije senzora.....	31
7.2 Zamjenski dijelovi	31
7.3 Dodatna oprema.....	31


Sadržaj

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.Specifications are subject to change without notice

Komponente	Mikroprocesorski kontroliran protočni senzor mutnoće ULTRATURB sc za niske do srednje mutnoće s naprednim sustavom samodijagnostike
Tehnika mjerena	Tehnika raspršenog infracrvenog pulsног svjetla od 90° u skladu s ISO 7027-1:2016
Raspon mjerena	0,0001–1000 FNU (TE/F, NTU, FTU), može se programirati prema potrebi (0,0001–250 EBC = 2500 ppm SiO ₂)
Razlučivost	0,0001–0,9999 / 1,00–9,99 / 10,0–99,9 / 100–1000 FNU
Preciznost	±0,008 FNU ili ±1 % izmјerene vrijednosti (0–10 FNU)
Ponovljivost	±0,003 FNU ili ±0,5 % izmјerene vrijednosti (0–2 FNU)
Vrijeme odziva	1–60 s (može se programirati prema potrebi)
Kompenzacija zračnih mjeđurića	Fizičko-matematička
Kalibracija	Trajno postavljeno u tvornici (Validacija pomoću formazina, StablCal)
Stopa protoka uzorka	Min. 0,2 L/min, maks. 1 L/min, maks. 6 bara (na 20 °C (na 68 °F))
Temperatura uzorka	Maks. 50 °C (maks. 122 °F)
Udio soli sonde	Ispitano na 65 g/L (maksimum)
Temperatura okoline	od +2 °C do +40 °C (od +36 °F do +104 °F)
Povezivanje s uzorkom	Cijevi (unutarnjeg promjera od 13 mm) ili fiksna veza (komponentne PVC cijevi sustava)
Automatsko čišćenje mjerne komore	Automatsko čišćenje brisačem, s vremenskom kontrolom i prema potrebi
Materijali	Mjerni prozorčić: kvarc
	Mjerna komora: Noryl GFN2
	Osovina brisača: nehrđajući čelik 1.4571
	Tijelo brisača: slitina titanija
	Profil brisača: silikon
Kućište	Klasa kućišta: IP55 Plastično kućište ASA
Interval između pregleda	Dvije godine (minimalno)
Dimenzije	(Š × V × D) 250 × 240 × 110 mm
Masa	Cca. 1,5 kg
Održavanje od strane korisnika	0,5 h svaki mjesec, tipično
Certifikati	CE
Jamstvo	1 godina (EU: 2 godine)

1.1 Dimenzije

SI. 1 Dimenzijsen zora ULTRATURB sc



Proizvođač ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za štetu koja proizlazi iz neispravne uporabe proizvoda ili nepridržavanja uputa u priručniku. Proizvođač zadržava pravo na izmjene u ovom priručniku te na opise proizvoda u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave ili obaveze. Revizije priručnika mogu se pronaći na web-stranici proizvođača.

2.1 Sigurnosne informacije

Proizvođač nije odgovoran za štetu zbog nepravilne primjene ili nepravilne uporabe ovog proizvoda uključujući, bez ograničenja, izravnu, slučajnu i posljedičnu štetu i odriče se odgovornosti za takvu štetu u punom opsegu dopuštenom prema primjenjivom zakonu. Korisnik ima isključivu odgovornost za utvrđivanje kritičnih rizika primjene i za postavljanje odgovarajućih mehanizama za zaštitu postupaka tijekom mogućeg kvara opreme.

Prije raspakiravanja, postavljanja ili korištenja opreme pročitajte cijeli ovaj korisnički priručnik. Poštujte sva upozorenja na opasnost i oprez. Nepoštivanje ove upute može dovesti do tjelesnih ozljeda operatera ili oštećenja na opremi.

Uvjerite se da zaštita koju pruža ova oprema nije narušena. Nemojte koristiti ili instalirati ovu opremu na način koji nije naveden u ovom priručniku.

2.1.1 Upotreba informacija o opasnosti



OPASNOST

Označava potencijalno ili neposredno opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.



UPOZORENJE

Označava potencijalno ili neposredno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.



OPREZ

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može dovesti do manjih ili umjerenih ozljeda.

OBAVIJEST

Označava situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzrokovati oštećenja instrumenta. Informacije koje je potrebno posebno istaknuti.

2.1.2 Oznake mjera predostrožnosti

Pročitajte sve naljepnice i oznake na instrumentu. Ako se ne poštiju, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja instrumenta. U priručniku se nalazi simbol instrumenta uz upozorenje.

	Ovo je sigurnosni simbol upozorenja. Kako biste izbjegli potencijalne ozljede poštujte sve sigurnosne poruke koje slijede ovaj simbol. Ako se nalazi na uređaju, pogledajte korisnički priručnik za rad ili sigurnosne informacije.
	Električna oprema označena ovim simbolom ne smije se odlagati u europskim domaćim ili javnim odlagalištima. Staru ili isteklu opremu vratite proizvođaču koji će je odložiti bez naknade.
	Ovaj simbol naznačuje da postoji opasnost od električnog i/ili strujnog udara.

2.2 Primjene

ULTRATURB sc protočni senzori inovativni su i precizni instrumenti za mjerjenje mutnoće razvijeni na temelju najnovijih tehničkih dostignuća.

ULTRATURB sc protočni senzori razvijeni su za primjene s otpadnom i pitkom vodom. Vrlo otporna verzija *seawater* razvijena je posebno za primjenu s morskom vodom visokog saliniteta (npr. nadzor vode za pranje sustava za pročišćavanje ispušnih plinova (EGCS) i filtriranje pitke vode iz morske vode, uzgoj riba ili akvariji s morskom vodom).

Mutnoća u rasponu FNU (NTU) 0.0001–1000 mjeri se i prikazuje alfanumerički putem kontrolera.– Ta visoka razlučivost omogućuje jasno razlikovanje čak i izuzetno prozirnih tekućina.

Izvor infracrvenog zračenja (LED-dioda) s pulsnim radom i dugim vijekom trajanja smanjuje troškove rada.

ULTRATURB sc senzori zamućenosti dizajnirani su u skladu s ISO 7027-1:2016 i trajno se kalibriraju prije izlaska iz tvornice. Svi su ključni podaci postavljeni na praktične standardne vrijednosti.

Instrumenti su spremni za korištenje odmah nakon povezivanja s napajanjem i vodom koja će služiti kao uzorak. Raspon mjerjenja i svi izlazi podataka prilagođavaju se potrebama uz pomoć izbornika na kontroleru.

Svi optički i elektronički sklopovi instalirani su u kućišta visoke čvrstoće otporna na špricanje vode.

Mjerna komora senzora ULTRATURB sc opremljena je brisačima koji pouzdano sprečavaju zaprljanja optičkog sustava u trenutku nastanka zaprljanja te tako značajno smanjuju potrebu za održavanjem koje provode korisnici. Čišćenje se izvodi u intervalu koji se postavlja prema lokalnim potrebama. Intervali čišćenja prilagođavaju se očekivanoj razini zaprljanja tijekom puštanja u rad. Korisnik kasnije jednostavno može promijeniti interval. Broj već provedenih postupaka čišćenja može se provjeriti u izborniku SENSOR SETUP (POSTAVKE SENZORA) naredbom COUNTER (BROJAČ).

2.3 Princip mjerjenja

Tehnika nefelometrijskog mjerjenja raspršenim svjetлом metoda je mjerjenja vrlo niske do srednje mutnoće tekućina čiji su rezultati usporedivi širom svijeta.

Ovom se metodom svjetlo raspršeno u stranu zbog sudara s česticama koje uzrokuju mutnoću mjeri se pod kutom od 90°. Nizak prag osjetljivosti ove metode omogućuje pouzdano razlikovanje količine čestica koje uzrokuju mutnoću čak i u destiliranoj vodi. Ova je tehnika definirana u standardu ISO 7027:2016. Senzori ULTRATURB sc sukladni su zahtjevima tog standarda.

2.4 Rukovanje

Senzor sadrži visokokvalitetne optičke i elektroničke sklopove. Zbog toga je važno da senzor ne bude izložen mehaničkim udarcima. Unutar senzora nema komponenti koje korisnik može sam održavati – osim ručnog čišćenja mjerne komore, zamjene profila brisača i tvari za odvlaživanje.

2.5 Isporučene stavke

- Senzor ULTRATURB sc
- Spojni kabel (duljine prema narudžbi)
- Korisnički priručnik
- Certifikat o tvorničkom testiranju
- Komplet dodatnih dijelova LZP816
- Komplet brisača (za 4 izmjene) LZV275

2.6 Provjera funkcija

Nakon raspakiranja treba provjeriti obje komponente kako bi se ustanovilo je li tijekom transporta došlo do oštećenja te prije instalacije izvršiti kratku provjeru.

Stoga senzor treba spojiti s kontrolerom, a kontroler priključiti na mrežu. U kratkom roku nakon priključivanja kontrolera aktivira se zaslon, a kontroler prelazi na prikaz izmjerениh vrijednosti. U tom je slučaju vrijednost izmjerena u zraku bez značenja.

Napomena: Operativnu nullu točku moguće je provjeriti samo uz pomoć vode visoke čistoće!

Ako se ne prikazuje poruka na kontroleru, provjera funkcija je dovršena.



OPASNOST

Instalaciju smiju obaviti samo kvalificirani stručnjaci u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima.

3.1 Montaža

Odaberite odgovarajuće mjesto montaže instrumenta kako biste zajamčili


- sigurnu instalaciju
- siguran rad
- održavanje bez problema

Ispalnirajte unaprijed kako ćete položiti kabele i crijeva i njihovu lokaciju. Crijeva, podatkovne kabele i kabele napajanja položite tako da se ne savijaju. Mogu se upotrebljavati samo originalni rezervni i dodatni dijelovi koje je preporučio proizvođač.

Uvjerite se da postoji dovoljan kapacitet nosivosti za montažu. Klinovi moraju biti odabrani i odobreni u skladu sa stanjem zida. Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost ako je instrument instaliran nepropisno.

Instrument instalirajte u vodoravnom položaju.

Sl. 2 Montaža



3.1.1 Priključci

Važna napomena: Instrument se može oštetiti ako se priključci i/ili maticе previše stegnu. Rukom pritegnite samo maticе za nosače crijeva. Ako je potrebno, priključke pridržavajte alatom (SW 22).

Mjerni instrument može se integrirati i proces analize pomoću cijevi(ID 13 mm) ili fiksne veze (komponentna PVC cijev sustava kompatibilna s maticom od 1").

Tablica 1: Priključci

Vanjski navoj	Navoj cijevi sukladan standardu DIN ISO 228
veliki	G1A
mali	G½A

3.1.1.1 Odabir dijafragme

Kod uzoraka koji ispuštaju plinove u mjernoj komori mogu se formirati mjeđurići. To uzrokuje velika kolebanja u izmjerjenim vrijednostima. Kad se pojave velika kolebanja u izmjerjenim vrijednostima, zamijenite dijafragmu u odvodnom priključku.


Napomena: Promatrazite količinu protoka i smjer protoka uzorka navedene u tehničkim podacima.

Tablica 2: Predodabir dijafragme

Količina/pritisak toka	Dijaftagma
velika	veliki otvor
srednja	srednji otvor
mala	mali otvor

3.2 Izgled instrumenta

Sl. 3 Izgled instrumenta ULTRATURB sc



1. Poklopac s navojem	8. Ploča dijafragme* (ako je potrebno), LZP600 1.2 mm 1.2 mm 2 mm 3 mm
2. Čep mjerne komore s brtvom	9. Cijevni nipl* (\varnothing 13 mm)
3. Spojka, LZV842	10. Matica spoja* 1" 1"
4. Utikač	11. Odvod
5. Prstenasta brtva (unaprijed montirana)	12. Smjer kretanja
6. Spoj (unaprijed montiran)	13. Utičnica senzorskog kabala
7. O-prsten*	14. Nosač brisača, LZV842

* Uključen u komplet dodatnih dijelova (povezivanje) LZP816

3.3 Priklučivanje kabela senzora




OPREZ

Kabele i crijeva uvijek postavite tako da se izbjegne mogućnost spoticanja.


1. Odvijte zaštitne kapice s utičnice kontrolora i utikača kabela i zadržite ih.
2. Obratite pozornost na vodilicu u utikaču i postavite utikač u utičnicu.
3. Pričvrstite maticu rukom.

Napomena: Producni kabeli dostupni su u različitim duljinama (pogledajte [Odjeljak 7, Zamjenski dijelovi i dodaci, page 31](#)).
Maksimalna dužina kabela 100 m (328 ft).

Sl. 4 Priklučivanje utikača senzora u kontroler



Sl. 5 Dodjela pinova priključka senzora



Broj	Opis	Boja kabela
1	+12 V DC	smeđa
2	Uzemljenje	crna
3	Podaci (+)	plava
4	Podaci (-)	bijela
5	Screen (Zaslon)	Zaslon (siva)
6	Utor	-

4.1 Upravljanje sa kontrolerom

Senzorom se može upravljati uz pomoć bilo kojeg sa kontrolera. Prije upotrebe senzora upoznajte se s načinom rada svog kontrolera. Naučite kako se kretati kroz izbornike i izvoditi pojedine funkcije.

4.2 Postavke senzora

Kad se senzor prvi puta spoji, broj senzora prikazuje se kao njegov naziv. Naziv senzora možete promijeniti kako slijedi:

1. Otvorite GLAVNI IZBORNIK.
2. Odaberite SENSOR SETUP (POSTAVLJANJE SENZORA) i prihvativite.
3. Odaberite željeni senzor i prihvativite.
4. Odaberite CONFIGURE SETUP (KONFIGURACIJA POSTAVKI) i prihvativite.
5. Odaberite EDITED NAME (UREĐENI NAZIV) i prihvativite.
6. Izmijenite naziv i prihvativite kako biste se vratile u izbornik SENSOR SETUP (POSTAVKE SENZORA).

Na isti način dovršite konfiguraciju sustava uz pomoć sljedećih naredbi:

- MEAS UNITS (MJERNE JEDINICE)
- INTERVAL ČIŠĆENJA
- RESPONSE TIME (VRIJEME ODZIVA)
- LOGGER INTERVAL (INTERVAL ZAPISA)
- RESOLUTION (RAZLUČIVOST)
- SET DEFAULTS (POSTAVLJANJE ZADANIH VRIJEDNOSTI)

4.3 Dnevni zapisi senzora

Memoriji koja sadrži podatke i memoriji događaja može se pristupiti preko sa kontrolera. Dok se rezultati mjerena spremaju u memoriju podataka, memorija događaja prikuplja brojne događaje poput promjena konfiguracije, alarma i upozorenja. Memorija podataka kao i memorija događaja mogu se izvesti u CSV format. Informacije o prijenosu podataka možete pronaći u priručniku kontrolera.

4.4 Struktura izbornika

4.4.1 SENSOR DIAG (DIJAGNOSTIKA SENZORA)

ERROR LIST (POPIS POGREŠAKA)

Moguće poruke pogreške: POLOŽAJ BRISAČA, LED C., POJAČANJE PREVISOK

WARNING LIST (POPIS UPZOZRENJA)

Moguća upozorenja: BROJAČ PROFILA, VLAŽNO, KORISNIČKI INTERVAL KAL

Napomena: U [Odjeljak 6, page 29](#) pronaći ćete, zajedno s popisom svih poruka o pogreškama i upozorenja, i opis svih potrebnih radnji.

4.4.2 SENSOR SETUP (POSTAVKE SENZORA)


WIPE (BRISANJE)			<i>Pokreće aktivnost brisanja</i>
VERIFY (PROVJERA)		Provjera valjanosti	
CALIBRATE (KALIBRACIJA)			
STANDARD (STANDARDNA)	Odabire se uz pomoć značajke CAL. CONFIG (KONFIGURACIJA BROJAČA PROFILA) OUTPUT MODE (NAČIN IZLAZA)	Kalibracija standardnom otopinom	<i>Postupak tijekom kalibracije, uz pomoć izbornika</i>
OFFSET (ODMAK)	Odabire se uz pomoć značajke CAL. CONFIG (KONFIGURACIJA BROJAČA PROFILA) OUTPUT MODE (NAČIN IZLAZA)	Postavljanje nulte točke	<i>Postavljanje nulte točke, uz pomoć izbornika</i>
CAL. FAKTORS (FAKTORI KALIBRACIJE)	FAC. STANDARD (STANDARDNI FAKTOR)		<i>0,50 do 2,00</i>
	OFFSET (ODMAK)		<i>-0,100 to +0,100 TRBFNU</i>
CAL. CONFIG (KONFIGURACIJA BROJAČA PROFILA)	OUTPUT MODE (NAČIN IZLAZA)	HOLD (ZADRŽAVANJE) ACTIVE (AKTIVNO) TRANSFER (PRIJENOS) CHOICE (ODABIR)	<i>Ponašanje izlaza tijekom kalibracije ili postavljanja nulte točke</i>
	CAL. INTERVAL (INTERVAL KALIBRACIJE)		<i>Može se podešiti u rasponu od 0 do 365 dana</i>
SET CAL DEFLT (POST. ZADANE KALIBRACIJE)			Postavljanje uređaja na zadanu kalibraciju
CONFIGURE (KONFIGURACIJA)			

EDITED NAME (UREĐENI NAZIV)		SET DEFAULTS (POSTAVLJANJE ZADANIH VRIJEDNOSTI) Broj instrumenta	<i>Mogući su nazivi duljine do 16 znakova</i>
MEAS UNITS (MJERNE JEDINICE)	mg/l, FNU, NTU, TE/F, EBC	POST. KALIB. FNU	
INTERVAL ČIŠĆENJA		POST. KALIB. 12 h	<i>10 min, 20 min, 30 min, 2 h, 6 h, 12 h ili jednom svaki dan u 10:00</i>
RESPONSE TIME		POST. KALIB. 15 s	<i>0 do 60 s</i>
LOGGER INTERVAL (INTERVAL BILJEŽENJA)		POST. KALIB. 10 min.	<i>1-30 min</i>
RESOLUTION (RAZLUČIVOST)		SET DEFAULTS (POSTAVLJANJE ZADANIH VRIJEDNOSTI) 0,xxx	<i>0.xxx or 0.xxxx (<1 FNU)</i>
SET DEFAULTS (POSTAVLJANJE ZADANIH VRIJEDNOSTI)	Odzivnik za potvrdu		<i>Povratak na zadane vrijednosti za sve gore navedene naredbe.</i>


TEST / MAINT (TEST/ODRŽ.)			
PROBE INFO (INFORMACIJE O SONDI)	ULTRATURBsc	Naziv instrumenta	
	EDITED NAME (UREĐENI NAZIV)		
	SERIAL NUMBER (SERIJSKI BROJ)		
	RANGE (RASPON)	0.001 ... 1000 FNU	
	MODEL NUMBER (BROJ MODELA)	Predmet broj. senzor	
	SOFTWARE VERS (VERZ. SOFTVERA)	Softver senzora	
	DRIVER VERS (VERZIJA UPRAVLJAČKOG PROGRAMA)		
CAL. PODACI	CAL. DATE (Datum)	Datum posljednje kalibracije	
	FACTOR (FAKTOR)	Zadana postavka je 1,00	
	OFFSET (ODMAK)	Zadana postavka je 0,000 TRBFNU	
COUNTER (BROJAČ)	TOTAL TIME (UKUPNO VRIJEME)		
	PROFILE (PROFIL)		
	MOTOR (MOTOR)		
MAINT. PROC. (POSTUPCI ODRŽAVANJA)	CLN. MEAS CHAMB (ČIŠĆENJE MJEERNE KOMORE)	OUTPUT MODE (NAČIN IZLAZA) informacije	<i>Postupak tijekom čišćenja</i>
	REPLACE PROFILE (ZAMJENA PROFILA)	OUTPUT MODE (NAČIN IZLAZA) informacije	<i>Postupak tijekom zamjene brisača</i>
	WIPE (BRISANJE)	RESOLUTION (RAZLUČIVOST)	<i>Pokreće aktivnost brisanja</i>
	SIGNALS (SIGNALI)	AVER.: (PROSJEK:)	<i>Prosječna vrijednost</i>
		A VAL: (POJEDINAČNA VRIJEDNOST:)	<i>Pojedinačna izmjerena vrijednost</i>
		M:	<i>Izmjerena vrijednost</i>
		R:	<i>Referentna vrijednost</i>
		Q:	<i>Količnik M/R</i>
		MOIST (VLAŽNOST)	<i>Postotak relativne vlažnosti</i>
	OUTPUT MODE (NAČIN IZLAZA)	ACTIVE (AKTIVNO) HOLD (ZADRŽAVANJE) TRANSFER (PRIJENOS) CHOICE (ODABIR)	<i>Ponašanje izlaza instrumenta u izborniku MAINT. PROC. Jelovnik</i>

4.5 Kalibracija standardnom otopinom

1. Otvorite MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK).
2. Odaberite SENSOR SETUP (POSTAVLJANJE SENZORA) i prihvate.
3. Odaberite željeni senzor i prihvate.
4. Odaberite CALIBRATE (KALIBRACIJA) i prihvate.
5. Odaberite STANDARD (STANDARDNO) i prihvate.
6. Isključite dovod i prihvate poruku TURN OFF SAMPLE INLET (ISKLJUČIVANJE DOVODA UZORKA).
7. Ispraznite mjernu komoru kroz donji spoj dovoda. Prihvate poruku DRAIN MEAS. CHAMBER (PRAŽNJENJE MJERNE KOMORE).
8. Spojite špricu za kalibraciju sa spojem dovoda (vidi sliku) i dodajte standard za kalibraciju. Prihvate poruku POUR STD INTO MEAS. CHAMBER (SIPANJE STANDARDNE OTOPINE U MJERNU KOMORU).
9. Prihvate poruku PRESS ENTER WHEN STABLE x.xxx TRBFNU (PRITISNITE ENTER NAKON STABILIZIRANJA x.xxx TRBFNU).
10. Unesite koncentraciju standardne otopine. Prihvate poruku CALIBRATE (x.xxx TRBFNU) (KALIBRACIJA (x.xxx TRBFNU)).
11. Izvadite špricu za kalibraciju i prihvate poruku REMOVE CALIBRATION SYRINGE (UKLANJANJE ŠPRICE ZA KALIBRACIJU).
12. Ponovo spojite dovod i prihvate poruku CONNECT SAMPLE INLET (SPAJANJE DOVODA UZORKA).
13. Otvorite dovod uzorka i prihvate poruku CAL READY OPEN INLET (KALIBRACIJA SPREMNA, DOVOD OTVOREN).
14. Prihvate poruku OUTPUT ACTIVE (IZLAZ AKTIVAN).



4.6 Potvrdite pomoću standarda provjere



1. Otvorite GLAVNI IZBORNIK.
2. Odaberite SENSOR SETUP (POSTAVLJANJE SENZORA) i prihvate.
3. Odaberite željeni senzor i prihvate.
4. Odaberite VERIFY (PROVJERA) i prihvate.
5. Odaberite IZLAZI NA ČEKANJU i prihvate.
6. Zatvorite protok uzorka i prihvate ISKLJUČITE ULAZ ZA UZORKE.
7. Ispraznite mjernu komoru kroz donji spoj dovoda. Prihvate poruku DRAIN MEAS. CHAMBER (PRAŽNjenje mjerne komore).
8. Spojite verifikacijsku štrcaljku na dovod (vidi sliku) i dodajte verifikacijski standard. Prihvate poruku POUR STD INTO MEAS. CHAMBER (SIPANJE STANDARDNE OTOPINE U MJERNU KOMORU).
9. Prihvate poruku PRESS ENTER WHEN STABLE x.xxx TRBFNU (PRITISNITE ENTER NAKON STABILIZIRANJA x.xxx TRBFNU).
10. Zabilježite koncentraciju standardne otopine za provjeru. pritisnite ENTER;
11. Uklonite štrcaljku za provjeru i prihvate ODVODNA MJERILA KOMORA.
12. Ponovno spojite dovod i prihvate SPOJITE ULAZ ZA UZORKE.
13. Otvorite dovod i prihvate SPREMAN OTVORENI ULAZ.
14. Prihvate poruku OUTPUT ACTIVE (IZLAZ AKTIVAN).

4.7 Postavljanje nulte točke

1. Otvorite MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK).
2. Odaberite SENSOR SETUP (POSTAVLJANJE SENZORA) i prihvate.
3. Odaberite željeni senzor i prihvate.
4. Odaberite CALIBRATE (KALIBRACIJA) i prihvate.
5. Odaberite OFFSET (ODMAK) i prihvate.
6. Zatvorite dovod i ispustite tekućinu iz mjerne komore. Spojite filter s membranom (LZV325) s dovodom mjerne komore. Otvorite dovod i prihvate poruku POUR 0 STD INTO MEAS. CHAMBER (SIPANJE 0 STANDARDNE OTOPINE U MJERNU KOMORU).
7. Prihvate poruku PRESS ENTER WHEN STABLE x.xxx TRBFNU (PRITISNITE ENTER NAKON STABILIZIRANJA x.xxx TRBFNU.)
8. Postavite nultu točku i prihvate poruku CALIBRATE (x.xxx TRBFNU) (KALIBRACIJA (x.xxx TRBFNU)).

9. Prihvate poruku CAL READY OUTPUT ACTIVE(KALIBRACIJA SPREMNA, IZLAZ AKTIVAN).

Uspjeli smo smanjiti održavanje koje mora izvoditi korisnik na samo nekoliko postupaka. Jasno prikazane u tablici i opisane do pojedinosti u sljedećim odjeljcima, te postupke kvalificirano osoblje može lako izvršiti.

5.1 Raspored održavanja

Zadatak održavanja	Interval
Čišćenje mjerne komore:	Ovisno o tvarima koje se nalaze u vodi
Zamjena profila brisača	Nakon 1200 ciklusa (otprilike 18 mjeseci na zadanim postavkama)
Zamjena tvari za odvlaživanje	Svake 2 godine
Provjera nulte točke	Ovisno o tvarima koje se nalaze u vodi
Provjera gradijenta	Jednom godišnje (najmanje) ili prema potrebi Napomena: Za pomorske primjene, uključujući sustave za pročišćavanje ispušnih plinova (EGCS), jednom svake dvije godine (minimalno).

5.2 Čišćenje mjerne komore

Čistoća mjerne komore presudna je za točne rezultate mjerenja. Valjkasta komora za optičko mjerenje opremljena je rotirajućim brisačem s tri profila; oni sprečavaju uobičajeno zaprljanje optičkog sustava tijekom njegovog nastajanja. U slučaju naslaga koje se teško čiste preporučuje se ručno čišćenje uz pomoć prikladnog sredstva za čišćenje (npr. limunske kiseline).




OPREZ

Pridržavajte se sigurnosnih propisa i nosite zaštitnu odjeću!

- Zaštitne naočale
- Rukavice
- Zaštitno odijelo

1. Otvorite MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK).
2. Odaberite SENSOR SETUP (POSTAVLJANJE SENZORA) i prihvati.
3. Odaberite željeni senzor i prihvati.
4. Odaberite TEST/MAINT SETUP (TEST/POSTAVKE ODRŽAVANJA) i prihvati.
5. Odaberite MAINT. PROC (POSTUPAK ODRŽAVANJA) i prihvati.
6. Odaberite CLN. MEAS CHAMB (ČIŠĆENJE MJEERNE KOMORE) i prihvati.
7. Isključite dovod i prihvati poruku TURN OFF SAMPLE INLET (ISKLJUČIVANJE DOVODA UZORKA).
8. Ispraznite mjeru komoru kroz donji spoj dovoda i prihvati poruku DRAIN MEAS. CHAMBER (PRAŽNJENJE MJEERNE KOMORE).




9. Skinite poklopac s navojem i čep s brtvom s mjerne komore i prihvate poruku OPEN MEAS. CHAMBER (OTVARANJE MJERNE KOMORE).
10. Skinite nosač brisača i prihvate poruku REMOVE WIPER HOLDER (UKLANJANJE NOSAČA BRISAČA).
11. Očistite mjeru komoru i prihvate poruku CLN. MEAS CHAMB (ČIŠĆENJE MJERNE KOMORE).
12. Ponovo postavite nosač brisača i prihvate poruku REPLACE WIPER HOLDER (PONOVO POSTAVLJANJE NOSAČA BRISAČA).
13. Ponovo zatvorite i zabrtvite mjeru komoru čepom s brtvom i poklopcom s navojem te prihvate poruku CLOSE MEAS. CHAMBER (ZATVARANJE MJERNE KOMORE).
14. Otvorite dovod uzorka i prihvate poruku TURN OFF SAMPLE INLET (ISKLJUČIVANJE DOVODA UZORKA).
Izvodi se automatsko čišćenje.

5.3 Zamjena profila brisača

Radni vijek profila brisača ovisi, s jedne strane, o broju postupaka čišćenja, a s druge o vrsti nečistoća koje treba ukloniti. Zato je radni vijek profila brisača različit od slučaja do slučaja.

Profili brisača isporučeni s instrumentom zadovoljavaju potrebe za oko godinu dana u uobičajenim uvjetima korištenja.



1. Otvorite MAIN MENU (GLAVNI IZBORNIK).
2. Odaberite SENSOR SETUP (POSTAVLJANJE SENZORA) i prihvate.
3. Odaberite željeni senzor i prihvate.
4. Odaberite TEST/MAINT SETUP (TEST/POSTAVKE ODRŽAVANJA) i prihvate.
5. Odaberite MAINT. PROC (POSTUPAK ODRŽAVANJA) i prihvate.
6. Odaberite REPLACE PROFILE (ZAMJENA PROFILA) i prihvate.
7. Isključite dovod i prihvate poruku TURN OFF SAMPLE INLET (ISKLJUČIVANJE DOVODA UZORKA).
8. Ispraznite mjeru komoru kroz donji spoj dovoda i prihvate poruku DRAIN MEAS. CHAMBER (PRAŽNJENJE MJERNE KOMORE).
9. Skinite poklopac s navojem i čep s brtvom s mjeru komore i prihvate poruku OPEN MEAS. CHAMBER (OTVARANJE MJERNE KOMORE).
10. Skinite nosač brisača i prihvate poruku REMOVE WIPER HOLDER (UKLANJANJE NOSAČA BRISAČA).
11. Očistite mjeru komoru i prihvate poruku CLN. MEAS CHAMB (ČIŠĆENJE MJERNE KOMORE).
12. Postavite nove profila brisača i prihvate poruku REPLACE PROFILE (ZAMJENA PROFILA).
13. Ponovo postavite nosač brisača i prihvate poruku REPLACE WIPER HOLDER (PONOVO POSTAVLJANJE NOSAČA BRISAČA).
14. Ponovo zatvorite i zabrtvite mjeru komoru čepom s brtvom i poklopcom s navojem te prihvate poruku CLOSE MEAS. CHAMBER (ZATVARANJE MJERNE KOMORE).

- 15.** Otvorite dovod uzorka i prihvate poruku TURN OFF SAMPLE INLET (ISKLJUČIVANJE DOVODA UZORKA).
Izvodi se automatsko čišćenje.

5.4 Zamjena tvari za odvlaživanje


Senzor mutnoće ULTRATURB sc stalno je izložen mokrom okruženju. U svrhu zaštite od vlage u blizini optičkih i elektroničkih komponenti nalaze se 2 povelike vrećice odvlaživača. Kako bi se održala njihova zaštitna uloga, proizvođač preporučuje regeneraciju ili zamjenu svake 2 godine.

Kako biste zamijenili odvlaživač, otvorite kućište i zamjenite dvije vrećice odvlaživača,

4 jedinice (pogledajte [Sl. 6](#), stavku 1) i 0,5 jedinica (pogledajte [Sl. 6](#), stavku 2) prema slici.

Sl. 6

Zamjena tvari za odvlaživanje



1. Vrećica tvari za odvlaživanje s 4 jedinice, LZX304

2. Vrećica tvari za odvlaživanje s 0,5 jedinica, LZX303

5.5 Nadzor testne opreme

Kao dio sustava kontrole kvalitete u nadzoru testne opreme potrebno je provjeriti kalibraciju instrumenta. To se može izvesti uz pomoć standardne formazinske serije u skladu sa standardom ISO 7027:2016.

Otopinu formazina možete pripremiti sami prema uputama koje slijede [5.5.1 Priprema formazinske otopine sukladno standardu ISO 7027:2016](#) ili je nabaviti od proizvođača (LCW 813 ili Stabl Cal).

1. Za provjeru kalibracije instrumenta prvo dobro isperite mjernu komoru destiliranom vodom.
2. Pripremite seriju za mjerjenje mutnoće uz pomoć referentnih otopina formazina koje definira ISO 7027:2016; mjerna serija trebala bi odgovarati odabranom mernom rasponu. Primjerice, u mernom rasponu od 0 - 5,0 FNU odaberite referentne otopine čija je FNU vrijednost 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0.

Napomena: Ako u izmjerenim vrijednostima postoje odstupanja, preporučuje se ponavljanje mjerjenja s novim standardnim pripravkom prije promjene vrijednosti kalibracije instrumenta! Iskustvo pokazuje da odstupanja formazinskog pripravka mogu biti veća od odstupanja instrumenta ULTRATURB.

Pri povjeri instrumenta u skladu s EN 450901 ili GLP stoga preporučujemo zapisivanje datuma u dnevnik zapisa instrumenta i provjeru mogućeg dugoročnog odstupanja. Provjera funkciranja instrumenta ULTRATURB može se u praksi provesti i paralelnim mjerjenjima fotometrima za mjerjenje mutnoće sukladnim standardima DIN i ISO.

5.5.1 Priprema formazinske otopine sukladno standardu ISO 7027:2016

Kemikalije

Koriste se kemikalije čija je čistoća prikladna za "analizu". Kemikalije moraju biti pohranjene u tvrdim staklenim bocama.

Voda

- Stavite membranski filter veličine pora 0,1 µm (za bakteriološke pokuse) na 1 sat u 100 mL destilirane vode.
- Filtrirajte 250 ml vode kroz taj filter i odbacite vodu.
- Potom filtrirajte 500 ml destilirane vode dvaput kroz isti filter i koristite tu vodu za pripremu standardne otopine.

Formazin ($C_2H_4N_2$) - početna otopina **Formazine ($C_2H_4N_2$) parent solution**



OPREZ

Hidrazin sulfat je toksičan i moguće kancerogen

- Otopite 10,0 g heksametil-tetra-amina ($C_6H_{12}N_4$) u vodi i dopunite do 100 ml (otopina A).
- Otopite 1 g hidrazin-sulfata ($N_2H_6SO_4$) u vodi i dopunite do 100 ml (otopina B).
- Pomiješajte 5 ml otopine A s 5 ml otopine B.
- Nakon 24 sata na temperaturi od 25°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$) (77°F ($\pm 5,4^{\circ}\text{F}$)) dopunite otopinu vodom do 100 ml.

Mutnoća te početne otopine je 400, u jedinicama Formazine Attenuation Units (FAU) ili Formazine Nephelometric Units (FNU). Otopina se može skladištiti na

tamnim mjestima pri temperaturi od 25 °C (± 3 °C) (77 °F ($\pm 5,4$ °F)) na približno 4 tjedna.

Referentna otopina formazina

Razrijedite početnu otopinu uz pomoć pipeta i menzura kako biste dobili referentne otopine u željenom rasponu. Te se otopine mogu čuvati tek vrlo kratko vrijeme.

6.1 Poruke o pogreškama

Kontroler prikazuje moguće pogreške senzora.

Tablica 3: Poruke o pogreškama

Prikazana pogreška	Uzrok	Mjere za rješavanje
NONE (BEZ UPOZORENJA)	Ispravno funkcioniranje	
WIPER POS. (POLOŽAJ BRISAČA)	Brisač nije u pravilnom početnom položaju	Pokrenite funkciju brisača, obratite se servisu
LED C. (KVAR LED-DIODE)	LED-dioda neispravna	Obratite se servisu
GAIN TOO HIGH (NAPREDOVANJE PRETJERANO)	Neispravno podešavanje Neispravan standard kalibracije Mjerna komora zaprljana LED-dioda neispravna	Očistite mjernu komoru, izvedite kalibraciju, obratite se servisu

6.2 Upozorenja

Kontroler prikazuje moguće poruke upozorenja.

Tablica 4: Upozorenja

Prikazana pogreška	Uzrok	Mjere za rješavanje
NONE (BEZ UPOZORENJA)	Ispravno funkcioniranje	
PROFILE COUNTER (BROJAČ PROFILA)	Brojač je istekao	Zamijenite profile brisača
MOIST (VLAŽNOST)	Vlažnost > 10 % relativne vlažnosti	Zamijenite odvlaživač
CAL. INTERVAL (INTERVAL KALIBRACIJE)	Brojač je istekao	Izvedite kalibraciju

7.1 Opcije senzora

Opis	Mačka. Ne.
ULTRATURB seawater sc protočni senzor mutnoće bez kabela	LPV415.99.02001
ULTRATURB seawater sc protočni senzor mutnoće s kabelom duljine 0,35 m (1,1 ft.)	LPV415.99.12001
ULTRATURB seawater sc protočni senzor mutnoće s kabelom duljine 1 m (3,3 ft.)	LPV415.99.82001
ULTRATURB seawater sc protočni senzor mutnoće s kabelom duljine 5 m (16,4 ft.)	LPV415.99.22001
ULTRATURB seawater sc protočni senzor mutnoće s kabelom duljine 10 m (32,81 ft.)	LPV415.99.32001

7.2 Zamjenski dijelovi

Opis	Mačka. Ne.
Komplet profila brisača (za 4 izmjene)	LZV275
Držač brisača, ULTRATURB seawater sc	LZV842
Vrećica odvlaživača 0,5 J	LZX303
Vrećica odvlaživača 4 J	LZX304
Komplet dodataka (spajanje)	LZP816

7.3 Dodatna oprema

Opis	Mačka. Ne.
Produžni kabel 0,35 m (1,15 ft.)	LZX847
Produžni kabel 1 m (3,3 ft.)	6122400
Produžni kabel 5 m (16,4 ft.)	LZX848
Produžni kabel 10 m (32,81 ft.)	LZX849
Produžni kabel 15 m (49,21 ft.)	LZX850
Produžni kabel 20 m (65,62 ft.)	LZX851
Produžni kabel 30 m (98,43 ft.)	LZX852
Formazinski standard mutnoće	LCW 813
Komplet za kalibraciju mutnoće po tekućem standardu	LZV451
Set filtra za kalibraciju nulte točke (0,2 mm membranski filter uključujući spojni materijal)	LZV325

HACH COMPANY World Headquarters
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl
6, route de Compos
1222 Vésenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499

