




DOC022.98.80339

# QuikChem® 8500 Series 2

04/2015, Edition 2



Installation  
Installation  
Installation  
Instalación

English .....	3
Deutsch .....	21
Français .....	40
Español .....	59

## Table of contents

[Specifications](#) on page 3

[General information](#) on page 4

[Installation](#) on page 7

## Additional information

Additional information is available on the manufacturer's website.

## Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Specification	Details
Dimensions bench space (W x D x H)	2.72 x 0.83 x 0.58 m (9 x 2.75 x 2 ft) (recommended)
Location	Laboratory (indoor use only)
Pollution degree/installation category	II
Protection class	I
Operating temperature	5 to 40 °C (41 to 104 °F), maximum 80% relative humidity non-condensing for temperatures up to 31 °C and decreases linearly to 50% relative humidity at 40 °C
Storage temperature	-20 to 70 °C (-4 to 158 °F)
Altitude limit	Up to 3000 m (10,000 feet) above sea level
Certifications	CE: IEC/EN 61010-1 per LV Directive (2006/95/EC), IEC/EN 61326 per EMC: Directive (2004/108/EC) cETL: CSA C22.2 No 61010-1 ETLus: UL 61010-1
Warranty	1 year
<b>System unit (5 channels)</b>	
Dimensions (W x D x H)	70.5 x 71.2 x 26.7 cm (27.7 x 28.0 x 10.5 in.)
Weight	46.5 kg (102.51 lb)
Power requirements	100–115 V ±10%, 230 V ±10%; 50–60 Hz, 800 W
Fuse rating	T, 8 A, 100–115 V, T, 4 A, 230 V
Lamp	Tungsten/Halogen, 12 V, 50 W, MR16
<b>Sample processing module (SPM)</b>	
Dimensions (W x D x H)	69 x 9 x 26 cm (27.2 x 3.5 x 10.2 in.)
Weight	4 kg (8.8 lb)
Power requirements	115 VAC, 1.2 A, 60 Hz or 230 VAC, 0.8 A, 50 Hz
Fuse rating	T, 1.6 A, 250 V, 5 mm x 20 mm
<b>Pump (12 position)</b>	
Dimensions (W x D x H)	15 x 26 x 26.7 cm (5.9 x 10.2 x 10.5 in.)
Weight	5.6 kg (12.3 lb)

Specification	Details
Power requirements	100 or 120 VAC, 220 or 240 VAC; 50–60 Hz, 15 VA
Fuse rating	T, ½ A, 250 V
<b>ASX-520 sampler</b>	
Dimensions (W x D x H)	52.5 x 46 x 25 cm (20.6 x 18.1 x 9.8 in.)
Weight	10 kg (22 lb)
Power requirements	100–240 VAC; 50–60 Hz, 1.5 A
Fuse rating	Not user-replaceable
<b>ASX-260 sampler</b>	
Dimensions (W x D x H)	30 x 50.8 x 61 cm (13 x 20 x 24 in.)
Weight	8.4 kg (18.5 lb)
Power requirements	100–240 VAC; 50–60 Hz, 1.5 A
Fuse rating	Not user-replaceable
<b>PDS200 dilutor (optional)</b>	
Dimensions (W x D x H)	12.7 x 22.5 x 23.4 cm (5 x 8.9 x 9.2 in.)
Weight	4 kg (8.8 lb)
Power requirements	110–240 VAC; 50–60 Hz, 0.5 A
Fuse rating	T, ½ A, 250 V

## General information

In no event will the manufacturer be liable for direct, indirect, special, incidental or consequential damages resulting from any defect or omission in this manual. The manufacturer reserves the right to make changes in this manual and the products it describes at any time, without notice or obligation. Revised editions are found on the manufacturer's website.

## Safety information

### NOTICE

The manufacturer is not responsible for any damages due to misapplication or misuse of this product including, without limitation, direct, incidental and consequential damages, and disclaims such damages to the full extent permitted under applicable law. The user is solely responsible to identify critical application risks and install appropriate mechanisms to protect processes during a possible equipment malfunction.

Please read this entire manual before unpacking, setting up or operating this equipment. Pay attention to all danger and caution statements. Failure to do so could result in serious injury to the operator or damage to the equipment.

Make sure that the protection provided by this equipment is not impaired. Do not use or install this equipment in any manner other than that specified in this manual.

## Use of hazard information

### ▲ DANGER

Indicates a potentially or imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

### ▲ WARNING

Indicates a potentially or imminently hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

## **▲ CAUTION**

Indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury.

## **NOTICE**

Indicates a situation which, if not avoided, may cause damage to the instrument. Information that requires special emphasis.

### **Precautionary labels**

Read all labels and tags attached to the instrument. Personal injury or damage to the instrument could occur if not observed. A symbol on the instrument is referenced in the manual with a precautionary statement.

	This symbol, if noted on the instrument, references the instruction manual for operation and/or safety information.
	Electrical equipment marked with this symbol may not be disposed of in European public disposal systems after 12 August of 2005. In conformity with European local and national regulations (EU Directive 2002/96/EC), European electrical equipment users must now return old or end-of-life equipment to the Producer for disposal at no charge to the user. <i>Note: For return for recycling, please contact the equipment producer or supplier for instructions on how to return end-of-life equipment, producer-supplied electrical accessories, and all auxiliary items for proper disposal.</i>
	This symbol indicates that a risk of electrical shock and/or electrocution exists.
	This symbol indicates the need for protective eye wear.
	This symbol indicates that the marked item can be hot and should not be touched without care.
	This symbol, when noted on the product, identifies the location of a fuse or current limiting device.
	This symbol indicates that the object is heavy.

### **Certification**

#### **Canadian Radio Interference-Causing Equipment Regulation, IECS-003, Class A:**

Supporting test records reside with the manufacturer.

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences.

#### **FCC Part 15, Class "A" Limits**

Supporting test records reside with the manufacturer. The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

1. The equipment may not cause harmful interference.
2. The equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at their expense. The following techniques can be used to reduce interference problems:

1. Disconnect the equipment from its power source to verify that it is or is not the source of the interference.
2. If the equipment is connected to the same outlet as the device experiencing interference, connect the equipment to a different outlet.
3. Move the equipment away from the device receiving the interference.
4. Reposition the receiving antenna for the device receiving the interference.
5. Try combinations of the above.

## System overview

### **▲ DANGER**



Chemical or biological hazards. If this instrument is used to monitor a treatment process and/or chemical feed system for which there are regulatory limits and monitoring requirements related to public health, public safety, food or beverage manufacture or processing, it is the responsibility of the user of this instrument to know and abide by any applicable regulation and to have sufficient and appropriate mechanisms in place for compliance with applicable regulations in the event of malfunction of the instrument.

### **▲ WARNING**



Fire hazard. The user is responsible to make sure that sufficient precautions are taken when the equipment is used with methods that use flammable liquids. Make sure to obey correct user precautions and safety protocols. This includes, but is not limited to, spill and leak controls, proper ventilation, no unattended use, and that the instrument is never left unattended while power is applied.

The QuikChem® 8500 Series 2 FIA (Flow Injection Analysis) System Unit is configured to complete a flow injection analysis with a photometric detection. Alternate configurations, such as potentiometric and amperometric detection methods are described in the analytical method where they are necessary. For complete information on the software, refer to the online help system in the software.


The QuikChem® 8500 Series 2 analyzer is modular in design and includes the modules that follow. Refer to [Figure 1](#).

- QuikChem® FIA System Unit—The System Unit includes the core unit and the sample processing modules (SPM). The core unit supplies power, light and electronic signals to and from each SPM. An SPM or a channel has an injection valve, a manifold, a photometric detector and a heating module (optional). A System Unit can have up to five channels that operate simultaneously. A single computer controls two System Units in order to operate up to eight channels at once. A chemical reaction module or a manifold is installed on a channel for the quantitative analysis of an analyte. There are 450 QuikChem methods available to find over 40 analytes. There are many methods in several matrices.
- Sampler—The QuikChem® 8500 Series 2 analyzer operates with either the ASX-260 or the ASX-520 series autosamplers.
- Pump (12 or 16 cartridges)—The multichannel pump is used to pump reagents to the manifold. It also aspirates sample aliquots and moves them from the sampler to the valve. These portions are then loaded into the sample loop and moved to the manifold by the carrier stream to mix with the reagents.

- Computer with Omnist software loaded
- Printer (optional)
- Dilutor (optional)—The PDS200 uses positive displacement to pull diluent water to mix with non-flammable samples for analysis.

Make sure that all components have been received. If any items are missing or damaged, contact the manufacturer or a sales representative immediately.

**Figure 1 System overview**



1 Sampler	4 Channel (1–5 on 1 system, up to 8 on 2 systems)
2 Dilutor (optional)	5 QuikChem® FIA System Unit
3 Computer with Omnist software loaded	6 Pump

## Installation

### **DANGER**



Multiple hazards. Only qualified personnel must conduct the tasks described in this section of the document.

### **DANGER**



Personal injury hazard. Make sure that the equipment is stable and use assistance to install and move.

## Attach the Z-drive to the sampler


Refer to the instructions that come with the sampler.

## Attach the probe to the sampler

When the probe is installed, make sure that the probe is flush with the hole in the guide plate. Refer to [Figure 2](#).

**Note:** Always move the sliders with the wheel on the sampler to prevent damage to the tubing.

**Figure 2** Probe installation



1 Probe guide plate (single probe installation)	4 Probe slider	7 Slider knobs
2 Probe guide plate (dual probe installation)	5 Probe	
3 Slider wheel	6 Tie wrap	

## Install additional channels

If additional channels were ordered, attach the channels that are shipped separately. Use the documentation that is shipped with the channels.

## Electrical installation

### ▲ DANGER



Electrocution hazard. Always remove power to the instrument before making electrical connections.

### ▲ DANGER



Electrocution hazard. Do not connect AC power directly to a DC powered instrument.

### ▲ DANGER



Electrocution hazard. If this equipment is used outdoors or in potentially wet locations, a Ground Fault Circuit Interrupt (GFCI/GFI) device must be used for connecting the equipment to its main power source.

### ▲ DANGER



Electrocution hazard. Protective Earth Ground (PE) connection is required.

### ▲ DANGER



Electrocution and fire hazards. For instruments with a power cord, make sure that there is easy access to the local power disconnect.

### ▲ WARNING



Electrical shock hazard. Externally connected equipment must have an applicable country safety standard assessment.


### NOTICE

Make sure that the equipment is connected to the instrument in accordance with local, regional and national requirements.

## Connect the interfaces

Refer to [Figure 3](#).


**Figure 3 System interface connections**



### Connect to power

Do not set the power to on for these instruments or the power strip. Refer to [Figure 4](#).

**Figure 4 System power connections**




## Plumbing

The plumbing includes tubing attachment to the pump, sampler and dilutor. Make sure to use the specified tubing size. Refer to the QuikChem method for details.


## Install the pump tubing

1. Remove all of the cartridges from the pump. Refer to [Figure 5](#).
2. Attach the tubing to the cartridge. Refer to [Figure 6](#).
3. Attach the cartridge to the pump. Set the tension lever one click to the left. Refer to [Figure 7](#).

**Figure 5 Cartridge removal**




**Figure 6 Attach cartridge and tabs to the tubing**



1 Color-coded tab	3 Pump cartridge	5 To injection valve, wash station or manifold
2 Tension lever	4 Pump tubing	6 From reagent, sample, wash solution, buffer or other chemicals (varies with method)

**Figure 7 Cartridge installation**




**1 Pump cartridge**

**2 Tension lever at 12 o'clock position**

### Install the sampler tubing

To install the sampler tubing, refer to [Figure 8](#).

**Figure 8 Sampler tubing installation**




<b>1</b> Rinse solution tube assembly	<b>5</b> Dual probe (for dilutor option)	<b>9</b> Rinse station waste tube
<b>2</b> Rinse solution	<b>6</b> Sample tubing to pump and injection valve	<b>10</b> Sampler rinse station
<b>3</b> Dilution tube from dilutor	<b>7</b> Sample probe	<b>11</b> Pump cartridge
<b>4</b> Sample tube to dilutor	<b>8</b> Waste container	

### Install the dilutor tubing

To install the dilutor tubing, refer to [Figure 9](#).

**Figure 9 Dilutor tubing connections**




<b>1</b> DI water	<b>5</b> Tube to sampler probe	<b>9</b> Solenoid valve port 1
<b>2</b> Tube to solenoid valve	<b>6</b> Sample tube from sample probe	<b>10</b> Sample tube to pump and injection valve
<b>3</b> Diluent solution	<b>7</b> Solenoid valve port 2	
<b>4</b> Tube to dilutor	<b>8</b> Solenoid valve port 3	

### Install the heater mandrel

If the instrument has a heater module, a heater mandrel must be installed. To install a heater mandrel:

1. Make sure that the heater mandrel has the applicable wrapping.
2. Remove the channel cover. Refer to [Figure 10](#).
3. Install the mandrel, the tubing and the thermocouple jack.
4. Install the manifold board.

**Figure 10 Heater mandrel installation**




1 Access hole for heater tubing	4 Tubing to manifold	7 Heater element
2 Manifold board	5 Heater mandrel	8 Thermocouple jack
3 Thermocouple plug	6 Drip tub	

### Install the external manifold plumbing

Connect the tubing to the manifold. Refer to [Figure 11](#).

**Figure 11 External manifold plumbing**




1 Transmission solution tubing to manifold	4 Manifold plumbing (varies with method)	7 Detector
2 Reagent solution (varies with method)	5 Tubing from manifold to flow cell	8 Tubing from valve port 3 to manifold
3 Manifold board	6 Flow cell	9 Injection valve

### Install the channel plumbing

Connect the tubing to the channel ([Figure 12](#)).

**Figure 12 Channel plumbing**




1 Carrier solution (varies with QuikChem method)	5 Injection valve port numbers	9 Waste container
2 Carrier tubing to injection valve	6 Waste tubing from flow cell	10 Waste tubing from injection valve
3 Sample tubing to injection valve	7 Interference filter	Waste tubing from injection valve
4 Injection valve	8 Detector	

### Install the plumbing to multiple channels

When multiple channels are used, use 15 cm of 0.8 mm Teflon® tubing to connect port 5 on the first valve to port 6 on the next valve ([Figure 13](#)).

**Note:** Do not put the tubing in the waste solution, or back pressure and flow restrictions can occur. Make sure that the waste solution always drips in the container.

**Figure 13 Multi-channel plumbing**



<b>1</b> Waste container	<b>4</b> System unit	<b>7</b> Channel 2
<b>2</b> Injection valve waste tubing	<b>5</b> Manifolds	<b>8</b> Channel 3
<b>3</b> Sample tubing in	<b>6</b> Channel 1	<b>9</b> Flow cell waste tubing


## Non-photometric detectors

Other types of detectors are necessary for some methods, such as fluoride, flame photometers, conductivity or pH. The regular flow cell or interference filters are not necessary for non-photometric detectors, such as an ISE detector for fluoride determination. Refer to the instructions in the QuikChem method for fluidic connections.

## Set the power to on

1. Set the power to on for each instrument. Refer to [Figure 14](#).
2. Set the power to on for the power strip.

**Figure 14 Power switches and buttons**



1 Dilutor power switch	4 Pump power switch
2 Sampler power button	5 Pump start/stop button
3 System unit power switch	

## Do the initial pump test

1. Make sure that the Omnitron software is not on at this time. Push the **NORMAL RUN** button. Make sure that the pump operates at a normal speed of 35. The **NORMAL** LED illuminates. If the display shows a different speed, push the **ARROW** button to change the setting to 35.
2. Push the **MIN** button. The **MIN** LED illuminates. The display shows a speed of 4.
3. Hold down the **MAX** button until the **MAX** LED illuminates. The display shows a speed of 999. The pump goes back to the original speed when the **MAX** button is released.
4. To stop the pump, push the **MANUAL RUN/STOP** button. No LEDs illuminate, but the display shows "35" (the pump speed).
5. Push the **MANUAL RUN/STOP** button again. The **MANUAL** LED illuminates. The pump operates at a normal speed of 35.
6. Push the **MANUAL RUN/STOP** button to stop the pump. To do a step from above again, set the pump power to off and then to on. Start with step 1.
7. If there is a failure on a step from above, contact technical support.

# Inhaltsverzeichnis

[Technische Daten](#) auf Seite 21

[Allgemeine Informationen](#) auf Seite 22

[Installation](#) auf Seite 26

## Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers.

## Technische Daten

Änderungen vorbehalten.

Technische Daten	Details
Abmessungen der Arbeitsfläche (B x T x H)	2,72 x 0,83 x 0,58 m (empfohlen)
Standort	Labor (nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen)
Verschmutzungsgrad/Installationskategorie	II
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C, maximal 80 % relative Feuchte, nicht kondensierend, für Temperaturen bis 31 °C und linear abnehmend bis 50 % relative Feuchte bei 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)
Maximale Einsatzhöhe	Bis zu 3000 m über Meeresspiegel
Zertifizierungen	CE: IEC/EN 61010-1 durch LV-Richtlinie (2006/95/EC), IEC/EN 61326 durch EMC: Richtlinie (2004/108/EC) cETL: CSA C22.2 Nr. 61010-1 ETLus: UL 61010-1
Garantie	1 Jahr
Systemgerät (5 Kanäle)	
Abmessungen (B x T x H)	70,5 x 71,2 x 26,7 cm (27.7 x 28.0 x 10.5 in.)
Gewicht	46,5 kg (102.51 lbs)
Stromversorgung	100-115 V ±10 %, 230 V ±10 %; 50-60 Hz, 800 W
Sicherungsnennleistung	T, 8 A, 100-115 V, T, 4 A, 230 V
Lampe	Wolfram/Halogen, 12 V, 50 W, MR16
Probearbeitungsmodul (SPM)	
Abmessungen (B x T x H)	69 x 9 x 26 cm (27.2 x 3.5 x 10.2 in.)
Gewicht	4 kg (8.8 lb)
Stromversorgung	115 VAC, 1,2 A, 60 Hz oder 230 VAC, 0,8 A, 50 Hz
Sicherungsnennleistung	T, 1,6 A, 250 V, 5 mm x 20 mm
Pumpe (12-Uhr-Position)	
Abmessungen (B x T x H)	15 x 26 x 26,7 cm (5.9 x 10.2 x 10.5 in.)
Gewicht	5,6 kg (12.3 lbs)

Technische Daten	Details
Stromversorgung	100 oder 120 VAC, 220 oder 240 VAC; 50-60 Hz, 15 VA
Sicherungsnennleistung	T, ½ A, 250 V
<b>ASX-520 Probenehmer</b>	
Abmessungen (B x T x H)	52,5 x 46 x 25 cm (20.6 x 18.1 x 9.8 in.)
Gewicht	10 kg (22 lbs)
Stromversorgung	100-240 VAC; 50-60 Hz, 1,5 A
Sicherungsnennleistung	Nicht durch Benutzer austauschbar
<b>ASX-260 Probenehmer</b>	
Abmessungen (B x T x H)	30 x 50,8 x 61 cm (13 x 20 x 24 in.)
Gewicht	8,4 kg (18.5 lbs)
Stromversorgung	100-240 VAC; 50-60 Hz, 1,5 A
Sicherungsnennleistung	Nicht durch Benutzer austauschbar
<b>PDS200 Verdünner (optional)</b>	
Abmessungen (B x T x H)	12,7 x 22,5 x 23,4 cm (5 x 8.9 x 9.2 in.)
Gewicht	4 kg (8.8 lb)
Stromversorgung	110-240 VAC; 50-60 Hz, 0,5 A
Sicherungsnennleistung	T, ½ A, 250 V

## Allgemeine Informationen

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für direkte, indirekte, versehentliche oder Folgeschäden, die aus Fehlern oder Unterlassungen in diesem Handbuch entstanden. Der Hersteller behält sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung das Recht auf Verbesserungen an diesem Handbuch und den hierin beschriebenen Produkten vor. Überarbeitete Ausgaben der Bedienungsanleitung sind auf der Hersteller-Webseite erhältlich.

## Sicherheitshinweise

### HINWEIS

Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch Fehlanwendung oder Missbrauch dieses Produkts entstehen, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf direkte, zufällige oder Folgeschäden, und lehnt jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ab. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, schwerwiegende Anwendungsrisiken zu erkennen und erforderliche Maßnahmen durchzuführen, um die Prozesse im Fall von möglichen Gerätefehlern zu schützen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch komplett durch, bevor Sie dieses Gerät auspacken, aufstellen oder bedienen. Beachten Sie alle Gefahren- und Warnhinweise. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen des Bedieners oder Schäden am Gerät führen.

Stellen Sie sicher, dass die durch dieses Messgerät bereitgestellte Sicherheit nicht beeinträchtigt wird. Verwenden bzw. installieren Sie das Messsystem nur wie in diesem Handbuch beschrieben.

## Bedeutung von Gefahrenhinweisen

### ▲ GEFAHR

Kennzeichnet eine mögliche oder drohende Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

## **⚠️ WARNUNG**

Kennzeichnet eine mögliche oder drohende Gefahrensituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

## **⚠️ VORSICHT**

Kennzeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die zu geringeren oder moderaten Verletzungen führen kann.

## **HINWEIS**

Kennzeichnet eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, das Gerät beschädigen kann. Informationen, die besonders beachtet werden müssen.

### **Warnhinweise**

Lesen Sie alle am Gerät angebrachten Aufkleber und Hinweise. Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zur Folge haben. Im Handbuch wird in Form von Warnhinweisen auf die am Gerät angebrachten Symbole verwiesen.

	Dieses Symbol am Gerät weist auf Betriebs- und/oder Sicherheitsinformationen im Handbuch hin.
	Elektrogeräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen ab 12. August 2005 nicht in öffentlichen europäischen Abfallsystemen entsorgt werden. Benutzer von Elektrogeräten müssen in Europa in Einklang mit lokalen und nationalen europäischen Regelungen (EU-Richtlinie 2002/96/EG) Altgeräte kostenfrei dem Hersteller zur Entsorgung zurückgeben. <i>Hinweis: Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.</i>
	Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines elektrischen Schlages hin, der tödlich sein kann.
	Dieses Symbol kennzeichnet den Bedarf für einen Augenschutz.
	Dieses Symbol gibt an, dass die bezeichnete Stelle heiß werden kann und deswegen ohne entsprechende Schutzvorkehrungen nicht berührt werden sollte.
	Wenn sich dieses Symbol auf dem Produkt befindet, gibt es die Position einer Sicherung oder eines Strombegrenzers an.
	Dieses Symbol weist auf einen schweren Gegenstand hin.

### **Zertifizierung**

**Kanadische Vorschriften zu Störungen verursachenden Einrichtungen, IECS-003, Klasse A:**  
Entsprechende Prüfprotokolle hält der Hersteller bereit.

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Vorgaben der kanadischen Normen für Interferenz verursachende Geräte.

Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences.

**FCC Teil 15, Beschränkungen der Klasse "A"**

Entsprechende Prüfprotokolle hält der Hersteller bereit. Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

1. Das Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Das Gerät muss jegliche Störung, die es erhält, einschließlich jener Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen, annehmen.

Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch die für die Einhaltung der Standards verantwortliche Stelle bestätigt wurden, können zur Aufhebung der Nutzungsberechtigung für dieses Gerät führen. Dieses Gerät wurde geprüft, und es wurde festgestellt, dass es die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften einhält. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen gesundheitsschädliche Störungen gewährleisten, wenn dieses Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt hochfrequente Energie und kann diese auch abstrahlen, und es kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und eingesetzt wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann schädliche Störungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen auf eigene Kosten beseitigen. Probleme mit Interferenzen lassen sich durch folgende Methoden mindern:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, um sicherzugehen, dass dieser die Störungen nicht selbst verursacht.
2. Wenn das Gerät an die gleiche Steckdose angeschlossen ist wie das gestörte Gerät, schließen Sie das störende Gerät an eine andere Steckdose an.
3. Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem gestörten Gerät.
4. Ändern Sie die Position der Empfangsantenne des gestörten Geräts.
5. Versuchen Sie auch, die beschriebenen Maßnahmen miteinander zu kombinieren.

## Systemübersicht

### ▲ GEFÄHR

	Chemische und biologische Risiken. Wird das Gerät dazu verwendet, ein Verfahren und/oder eine chemische Zuleitung zu überwachen, für das vorgeschriebene Grenzwerte und Überwachungsvorschriften im Bereich der öffentlichen Sicherheit, der Gesundheit oder im Bereich der Lebensmittel- oder Getränkeherstellung bestimmt wurden, so unterliegt es der Verantwortung des Benutzers des Geräts, alle solche Bestimmungen zu kennen und diese einzuhalten und für ausreichende und entsprechende Vorsorgemaßnahmen zur Einhaltung der für den Fall einer Fehlfunktion des Geräts bestehenden Bestimmung zu sorgen.
--	--

### ▲ WARNUNG

	Brandgefahr. Der Benutzer ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, wenn das Gerät in einem Verfahren genutzt wird, bei dem brennbare Flüssigkeiten verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsprotokolle verwenden. Diese umfassen unter anderem die Kontrolle von ausgelaufenen Flüssigkeiten, korrekte Belüftung, Verwendung nur im Beisein des Bedieners sowie ständige Beaufsichtigung des Geräts, während es mit Strom versorgt wird.
--	--

Das FIA (Flow Injection Analysis) Systemgerät der QuickChem® 8500 Serie 2 wurde für die Durchführung einer Durchflussinjektionsanalyse mit photometrischer Detektion konfiguriert. Alternierende Konfigurationen, wie etwa die potentiometrische und amperometrische Suchmethode, werden in der analytischen Methode beschrieben, in der sie benötigt werden. Vollständige Informationen über die Software finden Sie im Online-Hilfesystem in der Software.

Der Analysator der QuickChem® 8500 Serie 2 hat ein modulares Design und umfasst folgende Module. Siehe Abbildung 1.


- QuikChem® FIA Systemgerät – Das Systemgerät besteht aus dem Kerngerät und den Probebearbeitungsmodulen (SPM). Das Kerngerät verteilt Strom, Licht und elektronische Signale zu und von jedem SPM(Probenverarbeitungsmodul). Ein SPM oder Kanal hat ein Einspitzventil, ein Reaktionsmodul, einen photometrischen Detektor und ein Heizmodul (optional). Ein Systemgerät kann bis zu fünf Kanäle haben, die gleichzeitig in Betrieb sind. Ein einzelner Computer steuert zwei Systemgeräte, sodass bis zu acht Kanäle gleichzeitig betrieben werden

können. Ein chemisches Reaktionsmodul oder ein Ansaugstutzen wird zur quantitativen Analyse eines Analyts auf einem Kanal eingebaut. Es gibt 450 QuikChem®-Verfahren zum Finden von über 40 Analyten. Es gibt viele Verfahren in mehreren Metriken.

- Probenehmer – Der Analysator der QuickChem® 8500 Serie 2 arbeitet mit dem Probengeber der ASX-260/ oder der ASX-520/Serie.
- Pumpe (12 oder 16 Kartuschen) – Die Mehrkanalpumpe wird verwendet, um Reagenzien in den Ansaugstutzen zu pumpen. Sie saugt auch Probe-Aliquoten an und bewegt sie vom Probenehmer zum Ventil. Diese Portionen werden dann in die Probeschläufe geladen und durch den Trägerstrom in den Ansaugstutzen bewegt, wo sie mit den Reagenzien gemischt werden.
- Computer mit geladener Omnic Software
- Drucker (optional)
- Verdünner (optional) – Beim PD2000 wird positive Verdrängung verwendet, um verdünntes Wasser anzuziehen und dieses dann mit nicht-entflammablen Proben für die Analyse zu mischen.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile erhalten haben. Wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie bitte umgehend den Hersteller oder Verkäufer.

**Abbildung 1 Systemübersicht**



1 Probenehmer	4 Kanal (1-5 auf 1 System, bis zu 8 auf 2 Systemen)
2 Verdünner (optional)	5 QuikChem® FIA Systemgerät
3 Computer mit geladener Omnic Software	6 Pumpe

# Installation

## ▲ GEFahr



Mehrere Gefahren. Nur qualifiziertes Personal sollte die in diesem Kapitel des Dokuments beschriebenen Aufgaben durchführen.

## ▲ GEFahr



Verletzungsgefahr. Vergewissern Sie sich, dass die Ausrüstung stabil ist, und bewegen oder installieren Sie diese nicht allein.

### Befestigen des Z-Antriebs am Probenehmer






Beachten Sie die Anweisungen, die mit dem Probenehmer geliefert werden.

### Befestigen der Sonde am Probenehmer

Wenn die Sonde installiert ist, stellen Sie sicher, dass die Sonde mit der Öffnung in der Führungsplatte abschließt. Siehe [Abbildung 2](#).

**Hinweis:** Bewegen Sie die Schieberegler immer mit dem Rad am Probenehmer, um Schäden an den Schläuchen zu vermeiden.

**Abbildung 2 Installation der Probenkanüle**



1 Sondenführungsplatte (Installation einer Sonde)	4 Sondenschieberegler	7 Schiebereglerknöpfe
2 Sondenführungsplatte (Installation von zwei Sonden)	5 Sonde	
3 Schiebereglerrad	6 Kabelbinder	

### Installation zusätzlicher Kanäle

Falls zusätzliche Kanäle bestellt wurden, befestigen Sie die separat gelieferten Kanäle. Beachten Sie die Dokumentation, die im Lieferumfang der Kanäle enthalten ist.

### Elektrische Installation

#### **GEFAHR**



Lebensgefahr durch Stromschlag. Trennen Sie das Gerät immer von der Spannungsversorgung, bevor Sie elektrische Anschlüsse herstellen.

## **▲ GEFÄHR**



Lebensgefahr durch Stromschlag. Schließen Sie keine mit Gleichstrom betriebenen Geräte an Wechselstrom an.

## **▲ GEFÄHR**



Lebensgefahr durch Stromschlag. Wenn dieses Gerät im Freien oder an potenziell feuchten Standorten eingesetzt wird, muss eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zum Anschluss an die Netzversorgung verwendet werden.

## **▲ GEFÄHR**



Lebensgefahr durch Stromschlag. Es ist eine Schutzerdung erforderlich.

## **▲ GEFÄHR**



Lebensgefahr durch Stromschlag und Brand. Stellen Sie bei Geräten mit Netzkabel sicher, dass schneller Zugang zur örtlichen Netzabschaltung gewährleistet ist.

## **▲ WARNUNG**



Stromschlaggefahr. Extern angeschlossene Geräte müssen über eine entsprechende Sicherheitsnormenbeurteilung des jeweiligen Landes verfügen.


## **HINWEIS**

Achten Sie darauf, dass die Ausrüstung unter Einhaltung der lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften am Gerät angeschlossen wird.

### **Anschließen der Schnittstellen**

Siehe [Abbildung 3](#).


**Abbildung 3 Systemschnittstellenanschlüsse**



#### An die Stromversorgung anschließen

Schalten Sie diese Instrumente oder die Steckerleiste nicht ein. Siehe [Abbildung 4](#).

Abbildung 4 Systemstromanschlüsse




### Montage der Schläuche

Die Schlauchinstallation umfasst die Befestigung der Schläuche an Pumpe, Probenehmer und Verdünner. Achten Sie darauf, die angegebenen Leistungsgrößen zu verwenden. Details können Sie dem QuikChem-Verfahren entnehmen.

## Installieren des Pumpenschlauchs

1. Nehmen Sie alle Kartuschen aus der Pumpe. Siehe [Abbildung 5](#).
2. Befestigen Sie die Schläuche an der Kartusche. Siehe [Abbildung 6](#).
3. Befestigen Sie die Kartusche an der Pumpe. Bewegen Sie die Spannhebel um einen Klick nach links. Siehe [Abbildung 7](#).

**Abbildung 5** Kartuschenentfernung




1 Pumpe

2 Pumpenkartusche


3 Kartuschenhalter

**Abbildung 6 Befestigen der Kartusche und Laschen an den Schläuchen**



1 Farbcodierte Lasche	3 Pumpenkartusche	5 Zu Einstellventil, Waschstation oder Reaktionsmodul
2 Spannhebel	4 Pumpenschläuche	6 Von Reagenz, Probe, Waschlösung, Puffer oder anderen Chemikalien (je nach Verfahren)

**Abbildung 7 Kartuscheninstallation**




1 Pumpenkartusche	2 Spannhebel auf 12-Uhr-Position
-------------------	----------------------------------

### Installieren des Probenehmerschlauchs

Anweisungen zum Installieren der Probenehmerschläuche finden Sie in [Abbildung 8](#).

**Abbildung 8 Installation der Probenehmerschläuche**




<b>1</b> Spülen der Schlauchbaugruppe	<b>5</b> Zweifachsonde (für Verdünneroption)	<b>9</b> Abfallschlauch der Spülstation
<b>2</b> Spülösung	<b>6</b> Probenschläuche zu Pumpe und Einspritzventil	<b>10</b> Probenehmerspülstation
<b>3</b> Verdünnungsschlauch von Verdünner	<b>7</b> Probenansaugrörchen	<b>11</b> Pumpenkartusche
<b>4</b> Probenschlauch von Verdünner	<b>8</b> Abfallkanister	

### Installieren der Verdünnerschläuche

Anweisungen zum Installieren der Verdünnerschläuche finden Sie in [Abbildung 9](#).

**Abbildung 9 Verdünnerschlauchanschlüsse**




1 Deionisiertes Wasser	5 Schlauch zu Probensonde	9 Magnetventilanschluss 1
2 Schlauch zu Magnetventil	6 Probenschlauch von Probensonde	10 Probenschlauch zu Pumpe und Einspritzventil
3 Verdünnerlösung	7 Magnetventilanschluss 2	
4 Schlauch zu Verdünner	8 Magnetventilanschluss 3	

### Installieren des Heizaggregatsstabs

Wenn das Instrument ein Heizmodul hat, muss ein Heizaggregatsstab installiert werden. So installieren Sie einen Heizaggregatsstab:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Heizaggregatsstab die korrekte Ummantelung hat.
2. Nehmen Sie die Kanalabdeckung ab. Siehe Abbildung 10.
3. Installieren Sie den Heizaggregatsstab, die Schläuche und die Thermoelementbuchse.
4. Installieren Sie die Reaktionsmodulplatte.

**Abbildung 10 Installation des Heizaggregatsstabs**




1 Zugangsöffnung für Heizaggregatsschläuche	4 Schläuche zu Reaktionsmodul	7 Heizaggregatelement
2 Reaktionsmodulplatte	5 Heizaggregatsstab	8 Thermoelement-Buchse
3 Stecker Thermoelement	6 Abtropfwanne	

### **Installation des externen Reaktionsmoduls**

Schließen Sie die Schläuche an das Reaktionsmodul an. Siehe [Abbildung 11](#).

**Abbildung 11 Externe Reaktionsmodulschläuche**




<b>1</b> Übertragungslösungsschläuche zu Reaktionsmodul	<b>4</b> Reaktionsmodulschläuche (je nach Verfahren)	<b>7</b> Detektor
<b>2</b> Reagenzlösung (je nach Verfahren)	<b>5</b> Schläuche von Reaktionsmodul zur Durchflusszelle	<b>8</b> Schläuche von Ventilanschluss 3 zu Reaktionsmodul
<b>3</b> Reaktionsmodulplatte	<b>6</b> Durchflusszelle	<b>9</b> Einspritzventil

### Installation der Kanalschläuche

Schließen Sie die Schläuche an den Kanal an ([Abbildung 12](#)).

**Abbildung 12 Kanalschlüche**




1 Trägerlösung (je nach QuikChem-Verfahren)	5 Anschlussnummern des Einspritzventils	9 Abfallkanister
2 Trägerschlauch zu Einspritzventil	6 Abfallschlauch von Durchflusszelle	10 Abfallschlauch von Einspritzventil
3 Probenschlauch zu Einspritzventil	7 Interferenzfilter	
4 Einspritzventil	8 Detektor	

### Installieren der Schläuche an mehreren Kanälen

Wenn mehrere Kanäle genutzt werden, verwenden Sie 15 cm lange 0,8-mm-Teflon®-Schläuche, um Anschluss 5 am ersten Ventil mit Anschluss 6 am nächsten Ventil zu verbinden ([Abbildung 13](#)).

**Hinweis:** Legen Sie die Schläuche nicht in die Abfalllösung, da ansonsten Gegendruck und Durchflussbehinderungen auftreten können. Achten Sie darauf, dass die Abfalllösung stets in den Kanister tropft.

**Abbildung 13 Mehrkanalschläuche**



1 Abfallkanister	4 Systemeinheit	7 Kanal 2
2 Einspritzventilabfallschläuche	5 Reaktionsmodule	8 Kanal 3
3 Probeleitung ein	6 Kanal 1	9 Durchflusszellenabfallschlauch


## Nicht-photometrische Detektoren

Für einige Verfahren sind andere Detektortypen wie Fluorid, Flammenphotometer, Leitfähigkeit oder pH erforderlich. Die normale Durchflusszelle oder Schnittstellenfilter sind für nicht-photometrische Detektoren wie den ISE-Detektor für Fluoridbestimmung nicht erforderlich. Beachten Sie die QuikChem-Verfahrensanleitung für strömungstechnische Anschlüsse.

## Einschalten

1. Schalten Sie jedes Instrument ein. Siehe [Abbildung 14](#).
2. Schalten Sie die Steckerleiste ein.

Abbildung 14 Ein-/Ausschalter und Tasten



1 Ein-/Ausschalter Verdünner	4 Ein-/Ausschalter Pumpe
2 Ein-/Ausschalter Probenehmer	
3 Ein-/Ausschalter Systemgerät	5 Start-/Stopptaste Pumpe

## Durchführen des ersten Pumpentests

1. Achten Sie darauf, dass die Omnitron-Software zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv ist. Drücken Sie die Taste **NORMAL RUN**. Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe bei ihrer normalen Geschwindigkeit „35“ arbeitet. Die LED NORMAL leuchtet. Falls die Anzeige eine andere Geschwindigkeit anzeigt, drücken Sie die **PFEIL**-Taste, um die Einstellung auf 35 zu ändern.
2. Drücken Sie die Taste **MIN**. Die LED MIN leuchtet. Die Anzeige zeigt die Geschwindigkeit „4“ an.
3. Halten Sie die Taste **MAX** gedrückt, bis die LED MAX leuchtet. Die Anzeige zeigt die Geschwindigkeit „999“ an. Die Pumpe kehrt zur Ausgangsgeschwindigkeit zurück, wenn Sie die Taste **MAX** loslassen.
4. Um die Pumpe anzuhalten, drücken Sie die Taste **MANUAL RUN/STOP**. Es leuchten keine LEDs, doch die Anzeige zeigt „35“ (die Pumpengeschwindigkeit) an.
5. Drücken Sie erneut die Taste **MANUAL RUN/STOP**. Die LED MANUAL leuchtet. Die Pumpe arbeitet mit ihrer normalen Geschwindigkeit „35“.
6. Um die Pumpe anzuhalten, drücken Sie die Taste **MANUAL RUN/STOP**. Um einen der oben genannten Schritte zu wiederholen, schalten Sie die Pumpe aus und dann wieder ein. Beginnen Sie mit Schritt 1.
7. Sollte bei einem der oben genannten Schritte ein Fehler auftreten, wenden Sie sich an den technischen Support.

# Table des matières

[Caractéristiques](#) à la page 40

[Généralités](#) à la page 41

[Installation](#) à la page 45

## Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web du fabricant.

## Caractéristiques

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Caractéristique	Détails
Dimensions de l'espace du banc (l x P x H)	2,72 x 0,83 x 0,58 m (9 x 2,75 x 2 pieds) (recommandé)
Emplacement	Laboratoire (utilisation en intérieur uniquement)
Degré de pollution/catégorie de l'installation	II
Classe de protection	I
Température de fonctionnement	De 5 à 40 °C, maximum 80 % d'humidité relative sans condensation, pour des températures de plus de 31 °C, et baisse linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C
Température de stockage	-20 à 70 °C
Altitude maximale	Jusqu'à 3000 m au-dessus du niveau de la mer
Certifications	CE: IEC/EN 61010-1 per LV Directive (2006/95/EC), IEC/EN 61326 per EMC: Directive (2004/108/EC) cETL: CSA C22.2 No 61010-1 ETLus: UL 61010-1
Garantie	1 an
Unité de système (5 canaux)	
Dimensions (l x P x H)	70,5 x 71,2 x 26,7 cm (27,7 x 28 x 10,5 pouces)
Poids	46,5 kg (102,51 lb)
Alimentation requise	100–115 V ±10 %, 230 V ±10 %; 50–60 Hz, 800 W
Valeur nominale fusible	T, 8 A, 100–115 V, T, 4 A, 230 V
Ampoule	Tungstène/Halogène, 12 V, 50 W, MR16
Module de traitement de l'échantillon (SPM)	
Dimensions (l x P x H)	69 x 9 x 26 cm (27,2 x 3,5 x 10,2 pouces)
Poids	4 kg (8,8 lb)
Alimentation requise	115 V c.a., 1,2 A, 60 Hz ou 230 V c.a., 0,8 A, 50 Hz
Valeur nominale fusible	T, 1,6 A, 250 V, 5 mm x 20 mm
Pompe (12 positions)	
Dimensions (l x P x H)	15 x 26 x 26,7 cm (5,9 x 10,2 x 10,5 pouces)
Poids	5,6 kg (12,3 lb)

Caractéristique	Détails
Alimentation requise	100 ou 120 V c.a., 220 ou 240 V c.a. ; 50–60 Hz, 15 VA
Valeur nominale fusible	T, ½ A, 250 V
<b>Echantillonneur ASX-520</b>	
Dimensions (l x P x H)	52,5 x 46 x 25 cm (20,6 x 18,1 x 9,8 pouces)
Poids	10 kg (22 lb)
Alimentation requise	100–240 V c.a. ; 50–60 Hz, 1,5 A
Valeur nominale fusible	Ne doit pas être remplacé par l'utilisateur
<b>Echantillonneur ASX-260</b>	
Dimensions (l x P x H)	30 x 50,8 x 61 cm (13 x 20 x 24 pouces)
Poids	8,4 kg (18,5 lb)
Alimentation requise	100–240 V c.a. ; 50–60 Hz, 1,5 A
Valeur nominale fusible	Ne doit pas être remplacé par l'utilisateur
<b>Dilutateur PDS200 (en option)</b>	
Dimensions (l x P x H)	12,7 x 22,5 x 23,4 cm (5 x 8,9 x 9,2 pouces)
Poids	4 kg (8,8 lb)
Alimentation requise	110–240 V c.a. ; 50–60 Hz, 0,5 A
Valeur nominale fusible	T, ½ A, 250 V

## Généralités

En aucun cas le constructeur ne saurait être responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs résultant d'un défaut ou d'une omission dans ce manuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel et aux produits décrits à tout moment, sans avertissement ni obligation. Les éditions révisées se trouvent sur le site Internet du fabricant.

## Consignes de sécurité

### AVIS

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dégâts liés à une application ou un usage inappropriés de ce produit, y compris, sans toutefois s'y limiter, des dommages directs ou indirects, ainsi que des dommages consécutifs, et rejette toute responsabilité quant à ces dommages dans la mesure où la loi applicable le permet. L'utilisateur est seul responsable de la vérification des risques d'application critiques et de la mise en place de mécanismes de protection des processus en cas de défaillance de l'équipement.

Veuillez lire l'ensemble du manuel avant le déballage, la configuration ou la mise en fonctionnement de cet appareil. Respectez toutes les déclarations de prudence et d'attention. Le non-respect de cette procédure peut conduire à des blessures graves de l'opérateur ou à des dégâts sur le matériel.

Assurez-vous que la protection fournie avec cet appareil n'est pas défaillante. N'utilisez ni n'installez cet appareil d'une façon différente de celle décrite dans ce manuel.

## Interprétation des indications de risques

### ⚠ DANGER

Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraîne des blessures graves, voire mortelles.

## **▲ AVERTISSEMENT**

Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

## **▲ ATTENTION**

Indique une situation de danger potentiel qui peut entraîner des blessures mineures ou légères.

## **AVIS**

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner l'endommagement du matériel. Informations nécessitant une attention particulière.

### **Etiquettes de mise en garde**

Lisez toutes les étiquettes et tous les repères apposés sur l'instrument. Des personnes peuvent se blesser et le matériel peut être endommagé si ces instructions ne sont pas respectées. Un symbole sur l'appareil renvoie à une instruction de mise en garde dans le manuel.

	Si l'appareil comporte ce symbole, reportez-vous au manuel d'utilisation pour consulter les informations de fonctionnement et de sécurité.
	En Europe, depuis le 12 août 2005, les appareils électriques comportant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les autres déchets. Conformément à la réglementation nationale et européenne (Directive 2002/96/CE), les appareils électriques doivent désormais être, à la fin de leur service, renvoyés par les utilisateurs au fabricant, qui se chargera de les éliminer à ses frais. <i>Remarque : Pour le retour à des fins de recyclage, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur d'équipement pour obtenir les instructions sur la façon de renvoyer l'équipement usagé, les accessoires électriques fournis par le fabricant, et tous les articles auxiliaires pour une mise au rebut appropriée.</i>
	Ce symbole indique qu'il existe un risque de choc électrique et/ou d'électrocution.
	Ce symbole indique la nécessité de porter des lunettes de protection.
	Ce symbole indique que l'élément signalé peut être chaud et que des précautions doivent être prises avant de le toucher.
	Ce symbole, si figure sur le produit, indique l'emplacement d'un fusible ou d'un dispositif limiteur de courant.
	Ce symbole signale que l'objet est lourd.

### **Certification**

#### **Règlement canadien sur les équipements causant des interférences radio, IECS-003, Classe A:**

Les données d'essai correspondantes sont conservées chez le constructeur.

Cet appareil numérique de classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences.

## FCC part 15, limites de classe A :

Les données d'essai correspondantes sont conservées chez le constructeur. L'appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

1. Cet équipement ne peut pas causer d'interférence nuisible.
2. Cet équipement doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient entraîner un fonctionnement inattendu.

Les modifications de cet équipement qui n'ont pas été expressément approuvées par le responsable de la conformité aux limites pourraient annuler l'autorité dont l'utilisateur dispose pour utiliser cet équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe A, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut irradier l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi, il peut entraîner des interférences dangereuses pour les communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle risque de causer des interférences nuisibles, dans ce cas l'utilisateur doit corriger les interférences à ses frais. Les techniques ci-dessous peuvent permettre de réduire les problèmes d'interférences :

1. Débrancher l'équipement de la prise de courant pour vérifier s'il est ou non la source des perturbations
2. Si l'équipement est branché sur le même circuit de prises que l'appareil qui subit des interférences, branchez l'équipement sur un circuit différent.
3. Éloigner l'équipement du dispositif qui reçoit l'interférence.
4. Repositionner l'antenne de réception du périphérique qui reçoit les interférences.
5. Essayer plusieurs des techniques ci-dessus à la fois.

## Vue d'ensemble du système

### ▲ DANGER



Dangers chimiques ou biologiques. Si cet instrument est utilisé pour la surveillance d'un procédé de traitement et/ou d'un système de dosage de réactifs chimiques auxquels s'appliquent des limites réglementaires et des normes de surveillance motivées par des préoccupations de santé et de sécurité publiques ou de fabrication et de transformation d'aliments ou de boissons, il est de la responsabilité de l'utilisateur de cet instrument qu'il connaisse et applique les normes en vigueur et qu'il ait à sa disposition suffisamment de mécanismes pour s'assurer du bon respect de ces normes dans l'éventualité d'un dysfonctionnement de l'appareil.

### ▲ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie. L'utilisateur doit s'assurer de prendre les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement avec des méthodes impliquant des liquides inflammables. Veillez à respecter les précautions d'utilisation et les protocoles de sécurité adéquats. Cela inclut, sans y être limité, le contrôle de tout déversement et de toute fuite, une ventilation appropriée, une utilisation contrôlée et la surveillance continue de l'instrument lorsqu'il est sous tension.

L'unité de système QuikChem® 8500 Series 2 FIA (Flow Injection Analysis) est configurée pour effectuer une analyse du flux d'injection grâce à une détection photométrique. Les autres configurations proposées, telles que les méthodes de détection potentiométriques et ampérométriques sont décrites dans les procédés analytiques où elles sont exigées. Pour obtenir des informations détaillées sur le logiciel, reportez-vous au système d'aide en ligne intégré au logiciel.

L'analyseur QuikChem® 8500 Series 2 est de conception modulaire et inclut les modules suivants : Reportez-vous à la [Figure 1](#).


- L'unité de système QuikChem® FIA comprend l'unité de base et les modules de traitement de l'échantillon (SPM). L'unité de base transmet les signaux électriques, lumineux et électroniques depuis et vers chaque SPM. Un SPM ou un canal présente une valve d'injection, un collecteur, un détecteur photométrique et un module chauffant (en option). Une unité de système peut avoir jusqu'à cinq canaux qui fonctionnent simultanément. Un simple ordinateur contrôle deux unités de

système et fait fonctionner jusqu'à huit canaux à la fois. Un module de réaction chimique ou un collecteur est installé sur un canal pour l'analyse quantitative d'un analyte. Il existe 450 méthodes QuikChem pour trouver plus de 40 analytes. De nombreuses méthodes sont disponibles dans plusieurs matrices.

- Echantillonneur : l'analyseur QuikChem® 8500 Series 2 analyzer operates with either the ASX-260 or the ASX-520 series autosamplers.
- Pompe (12 ou 16 cartouches) - La pompe multicanal sert à pomper des réactifs dans le collecteur. Elle aspire également des quantités d'échantillon et les envoie de l'échantillonneur vers la valve. Ensuite, ces solutions sont chargées dans la boucle d'échantillon et déplacées vers le collecteur grâce à un flux de solution conductrice en vue d'être mélangées aux réactifs.
- Ordinateur avec logiciel Omnistat chargé
- Imprimante (option)
- Le dilutateur PDS200 (en option) utilise le déplacement positif pour forcer l'eau de dilution à se mélanger aux échantillons non inflammables en vue de l'analyse.

Assurez-vous d'avoir bien reçu tous les composants. Si des éléments manquent ou sont endommagés, contactez immédiatement le fabricant ou un représentant commercial.

**Figure 1 Vue d'ensemble du système**



1 Echantillonneur	4 Canal (de 1 à 5 sur 1 système, jusqu'à 8 sur 2 systèmes)
2 Dilutateur (en option)	5 Unité de système QuikChem® FIA
3 Ordinateur avec logiciel Omnistat chargé	6 Pompe

## Installation

### ⚠ DANGER



Dangers multiples. Seul le personnel qualifié doit effectuer les tâches détaillées dans cette section du document.

### ⚠ DANGER



Risque de blessures corporelles. Assurez-vous que l'équipement est stable et demandez l'aide d'une autre personne pour l'installer et le déplacer.

### Connexion du lecteur-Z à l'échantillonneur






Référez-vous aux instructions fournies avec l'échantillonneur.

### Fixation de la sonde à l'échantillonneur

Lorsque la sonde est installée, assurez-vous que sa position coïncide avec l'orifice de la plaque de guidage. Voir [Figure 2](#).

*Remarque : Déplacez toujours les curseurs avec la roue sur l'échantillonneur pour éviter d'endommager le tube.*

**Figure 2 Installation de la sonde**



**1** Plaque de guidage de la sonde  
(installation d'une sonde unique)

**2** Plaque de guidage de la sonde  
(installation d'une sonde double)

**3** Roue de curseur

**4** Curseur de sonde

**5** Sonde

**6** Collier à câble

**7** Boutons de curseur

## Installation de canaux supplémentaires

Si des canaux supplémentaires ont été commandés, connectez les canaux qui sont livrés séparément. Utilisez la documentation fournie avec les canaux.

## Installation électrique

### **DANGER**



Risque d'électrocution Débranchez systématiquement l'alimentation de l'appareil avant tout branchement électrique.

**⚠ DANGER**

Risque d'électrocution Ne branchez pas directement l'alimentation en courant alternatif un instrument alimenté en courant continu.

**⚠ DANGER**

Risque d'électrocution Si cet équipement est utilisé à l'extérieur ou dans des lieux potentiellement humides, un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI/GFI) doit être utilisé pour le branchement de l'équipement à sa source d'alimentation secteur.

**⚠ DANGER**

Risque d'électrocution Un raccordement à la terre est nécessaire.

**⚠ DANGER**

Risque d'électrocution et d'incendie. Pour les instruments disposant d'un cordon d'alimentation, assurez-vous que le dispositif de déconnexion local est facile d'accès.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Risque d'électrocution. Tout équipement externe relié doit avoir fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément aux normes nationales applicables.


**AVIS**

L'équipement doit être branché sur l'instrument conformément aux exigences locales, régionales et nationales.

**Connexion des interfaces**

Voir [Figure 3](#).


**Figure 3 Connexion des interfaces du système**



### **Branchements de l'alimentation**

Ne pas placer l'interrupteur sur ON pour ces instruments ou pour le bloc multiprise. Voir [Figure 4](#).

Figure 4 Connexions électriques du système




## Plomberie

La plomberie inclut le raccordement des tubes à la pompe, à l'échantillonleur et au diluteur. Veillez à utiliser des tubes de la dimension indiquée. Reportez-vous à la méthode QuikChem pour plus de détails.

## Raccordement des tubes de la pompe

1. Retirez toutes les cartouches de la pompe. Voir [Figure 5](#).
2. Raccordez le tube à la cartouche. Voir [Figure 6](#).
3. Reliez la cartouche à la pompe. Déplacez le levier de tension d'un cran vers la gauche. Voir [Figure 7](#).

**Figure 5** Retrait de la cartouche




**1** Pompe

**2** Cartouche de pompe


**3** Porte-cartouche

**Figure 6 Fixez la cartouche et les languettes au tube**



1 Languette à code couleur	3 Cartouche de pompe	5 Vers la valve d'injection, la station de lavage ou le collecteur
2 Levier tenseur	4 Tube de la pompe	6 Depuis le réactif, l'échantillon, la solution de lavage, le tampon ou autre produit chimique (varie selon la méthode)

**Figure 7 Installation de la cartouche**




1 Cartouche de pompe

2 Levier de tension en position douze heures

#### Raccordement des tubes de l'échantillonneur

Reportez-vous à la [Figure 8](#) pour raccorder les tubes de l'échantillonneur.

**Figure 8 Raccordement des tubes de l'échantillonneur**




1 Tube de la solution de rinçage	5 Sonde double (pour l'option diluteur)	9 Tube d'évacuation de la station de rinçage
2 Solution de rinçage	6 Tube d'échantillon vers la pompe et la valve d'injection	10 Station de rinçage de l'échantillonneur
3 Tube de dilution sortant du diluteur	7 Sonde d'échantillon	11 Cartouche de pompe
4 Tube d'échantillon vers le diluteur	8 Conteneur de déchets	

### Raccordement des tubes du diluteur

Reportez-vous à la [Figure 9](#) pour raccorder les tubes du diluteur.

**Figure 9 Connexions des tubes du diluteur**




1 Eau déminéralisée	5 Tube vers la sonde de l'échantillonneur	9 Port 1 de l'électrovalve
2 Tube vers l'électrovalve	6 Tube d'échantillon sortant de la sonde d'échantillon	10 Tube d'échantillon vers la pompe et la valve d'injection
3 Solution de dilution	7 Port 2 de l'électrovalve	
4 Tube vers le diluteur	8 Port 3 de l'électrovalve	

### Installation du mandrin chauffant

Si l'instrument comporte un module chauffant, il est nécessaire d'installer un mandrin chauffant. Pour installer un mandrin chauffant :

1. Assurez-vous que le mandrin chauffant a l'enroulement correct.
2. Retirez le couvercle du canal. Voir [Figure 10](#).
3. Installez le mandrin, les tubes et le jack pour thermocouple.
4. Installez le panneau du collecteur.

**Figure 10 Installation du mandrin chauffant**




1 Orifice d'accès pour le tuyau du chauffage	4 Tube vers le collecteur	7 Élément chauffant
2 Panneau du collecteur	5 Mandrin chauffant	8 Jack de thermocouple
3 Fiche de thermocouple	6 Cuve d'égouttage	

#### Raccordement des tubes du collecteur externe

Connectez le tube au collecteur. Voir [Figure 11](#).

**Figure 11 Raccordement des tubes du collecteur externe**




1 Tube de solution de transmission vers le collecteur	4 Raccordement des tubes du collecteur (varie selon la méthode)	7 Détecteur
2 Solution de réactif (varie selon la méthode)	5 Tube sortant du collecteur vers la cellule d'écoulement	8 Tube sortant du port 3 de la valve vers le collecteur
3 Panneau du collecteur	6 Cellule d'écoulement	9 Valve d'injection

### Raccordement des tubes du canal

Connectez les tubes au canal ([Figure 12](#)).

**Figure 12 Raccordement des tubes du canal**




1 Solution conductrice (différente selon la méthode QuikChem)	5 Numéros de port de la valve d'injection	9 Conteneur de déchets
2 Tube de la solution conductrice vers la valve d'injection	6 Tube d'évacuation sortant de la cellule d'écoulement	10 Tube d'évacuation sortant de la valve d'injection
3 Tube d'échantillon vers la valve d'injection	7 Filtre d'interférence	
4 Valve d'injection	8 DéTECTEUR	

### Raccordement des tubes vers des canaux multiples

Lors de l'utilisation de canaux multiples, raccordez le port 5 de la première valve au port 6 de la valve suivante à l'aide de tubes en Teflon® de 15 cm de longueur et 0,8 mm de diamètre ([Figure 13](#)).

**Remarque :** Ne mettez pas le tube dans la solution d'évacuation pour éviter toute pression de retour ou réduction du débit. Assurez-vous que la solution d'évacuation s'écoule toujours dans le conteneur.

**Figure 13 Raccordement des tubes pour canaux multiples**



<b>1</b> Conteneur de déchets	<b>4</b> Unité de système	<b>7</b> Canal 2
<b>2</b> Tube d'évacuation de la valve d'injection	<b>5</b> Collecteurs	<b>8</b> Canal 3
<b>3</b> Tube d'échantillon entrée	<b>6</b> Canal 1	<b>9</b> Tube d'évacuation de la cellule d'écoulement


### Détecteurs non photométriques

Certaines méthodes exigent d'autres types de détecteurs, notamment fluorure, photomètres à flamme, conductivité ou pH. La cellule d'écoulement régulier ou les filtres d'interférence ne sont pas nécessaires pour les détecteurs non photométriques, tels qu'un détecteur ISE pour la détermination du fluorure. Suivez les instructions indiquées dans la méthode QuikChem pour les raccordements hydrauliques.

### Mise sous tension

1. Placez l'interrupteur d'alimentation de chaque instrument sur ON. Voir [Figure 14](#).
2. Placez l'interrupteur d'alimentation du bloc multiprise sur ON.

Figure 14 Interrupteurs et boutons d'alimentation



1 Interrupteur d'alimentation du diluteur	4 Interrupteur d'alimentation de la pompe
2 Bouton d'alimentation de l'échantillonneur	5 Bouton marche/arrêt de la pompe
3 Interrupteur d'alimentation de l'unité de système	

## Test initial de la pompe

- Assurez-vous que le logiciel Omnistat n'est pas en cours d'exécution. Appuyez sur la touche **FONCTIONNEMENT NORMAL**. Assurez-vous que la pompe fonctionne à une vitesse normale de 35. La DEL NORMAL s'allume. Si l'afficheur montre une vitesse différente, appuyez sur la **TOUCHE FLECHEE** pour changer la valeur à 35.
- Appuyez sur la touche **MIN**. La DEL MIN s'allume. L'afficheur indique une vitesse de 4.
- Maintenez la touche **MAX** enfoncée jusqu'à ce que la DEL MAX s'allume. L'afficheur indique une vitesse de 999. La pompe retourne à la vitesse d'origine lorsque la touche **MAX** est relâchée.
- Pour arrêter la pompe, appuyez sur la touche **FONCTIONNEMENT MANUEL/STOP**. Aucune DEL ne s'allume, mais l'afficheur indique « 35 » (vitesse de la pompe).
- Appuyez de nouveau sur la touche **FONCTIONNEMENT MANUEL/STOP**. La DEL MANUEL s'allume. La pompe fonctionne à une vitesse normale de 35.
- Appuyez sur la touche **FONCTIONNEMENT MANUEL/STOP** pour arrêter la pompe. Pour refaire l'une des étapes ci-dessus, placez l'interrupteur de la pompe sur OFF puis sur ON. Commencez par l'étape 1.
- En cas d'échec à l'une des étapes ci-dessus, contactez l'assistance technique.

## Tabla de contenidos

[Especificaciones](#) en la página 59

[Información general](#) en la página 60

[Instalación](#) en la página 64

## Información adicional

En el sitio web del fabricante encontrará información adicional.

## Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificación	Detalles
Dimensiones del espacio de trabajo (An x Pr x Al)	2,72 x 0,83 x 0,58 m (9 x 2,75 x 2 ft) (recomendado)
Ubicación	Laboratorio (solo para uso en interiores)
Categoría del nivel de contaminación/instalación	II
Clase de protección	I
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F), máximo 80 % de humedad relativa sin condensación para temperaturas de hasta 31 °C y descensos lineales de hasta el 50 % de humedad relativa a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
Límite de altitud	Hasta 3.000 m (10.000 pies) por encima del nivel del mar
Certificaciones	CE: IEC/EN 61010-, según la Directiva de baja tensión (2006/95/EC); IEC/EN 61326, según la CEM: Directiva (2004/108/EC) cETL: CSA C22.2 N.º 61010-1 ETLis: UL 61010-1
Garantía	1 año

### Unidad del sistema (5 canales)

Dimensiones (An x Pr x Al)	70,5 x 71,2 x 26,7 cm (27,7 x 28,0 x 10,5 pulg.)
Peso	46,5 kg (102,51 lb)
Requisitos de alimentación	100–115 V ±10 %, 230 V ±10 %; 50–60 Hz, 800 W
Tipo de fusibles	T, 8 A, 100–115 V, T, 4 A, 230 V
Lámpara	De tungsteno/halógena, 12 V, 50 W, MR16

### Módulo de procesamiento de muestras (SPM)

Dimensiones (An x Pr x Al)	69 x 9 x 26 cm (27,2 x 3,5 x 10,2 pulg.)
Peso	4 kg (8,8 libras)
Requisitos de alimentación	115 VCA, 1,2 A, 60 Hz o 230 VCA, 0,8 A, 50 Hz
Tipo de fusibles	T, 1,6 A, 250 V, 5 mm x 20 mm

Especificación	Detalles
<b>Bomba (12 posiciones)</b>	
Dimensiones (An x Pr x Al)	15 x 26 x 26,7 cm (5,9 x 10,2 x 10,5 pulg.)
Peso	5,6 kg (12,3 lb)
Requisitos de alimentación	100 o 120 VCA, 220 o 240 VCA; 50–60 Hz, 15 VA
Tipo de fusibles	T, ½ A, 250 V
<b>Muestreador ASX-520</b>	
Dimensiones (An x Pr x Al)	52,5 x 46 x 25 cm (20,6 x 18,1 x 9,8 pulg.)
Peso	10 kg (22 lb)
Requisitos de alimentación	100–240 VCA; 50–60 Hz, 1,5 A
Tipo de fusibles	No sustituible por el usuario
<b>Muestreador ASX-260</b>	
Dimensiones (An x Pr x Al)	30 x 50,8 x 61 cm (13 x 20 x 24 pulg.)
Peso	8,4 kg (18,5 lb)
Requisitos de alimentación	100–240 VCA; 50–60 Hz, 1,5 A
Tipo de fusibles	No sustituible por el usuario
<b>Diluidor PDS200 (opcional)</b>	
Dimensiones (An x Pr x Al)	12,7 x 22,5 x 23,4 cm (5 x 8,9 x 9,2 pulg.)
Peso	4 kg (8,8 libras)
Requisitos de alimentación	110–240 VCA; 50–60 Hz, 0,5 A
Tipo de fusible	T, ½ A, 250 V

## Información general

En ningún caso el fabricante será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, accidental o resultante de un defecto u omisión en este manual. El fabricante se reserva el derecho a modificar este manual y los productos que describen en cualquier momento, sin aviso ni obligación. Las ediciones revisadas se encuentran en la página web del fabricante.

## Información de seguridad

### AVISO

El fabricante no es responsable de ningún daño debido a un mal uso de este producto incluyendo, sin limitación, daños directos, fortuitos o circunstanciales y reclamos sobre los daños que no estén recogidos en la legislación vigente. El usuario es el responsable de la identificación de los riesgos críticos y de tener los mecanismos adecuados de protección de los procesos en caso de un posible mal funcionamiento del equipo.

Lea todo el manual antes de desembalar, instalar o trabajar con este equipo. Ponga atención a todas las advertencias y avisos de peligro. El no hacerlo puede provocar heridas graves al usuario o daños al equipo.

Asegúrese de que la protección proporcionada por el equipo no está dañada. No utilice ni instale este equipo de manera distinta a lo especificado en este manual.

## Uso de la información sobre riesgos

### ▲ PELIGRO

Indica una situación potencial o de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

### ▲ ADVERTENCIA

Indica una situación potencial o inminentemente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

### ▲ PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar una lesión menor o moderada.

### A VISO

Indica una situación que, si no se evita, puede provocar daños en el instrumento. Información que requiere especial énfasis.

## Etiquetas de precaución

Lea todas las etiquetas y rótulos adheridos al instrumento. En caso contrario, podrían producirse heridas personales o daños en el instrumento. Cada símbolo que aparezca en el instrumento se comentará en el manual con una indicación de precaución.

	Este símbolo (en caso de estar colocado en el equipo) hace referencia a las instrucciones de uso o a la información de seguridad del manual.
	El equipo eléctrico marcado con este símbolo no se podrá desechar por medio de los sistemas europeos públicos de eliminación después del 12 de agosto de 2005. De acuerdo con las regulaciones locales y nacionales europeas (Directiva UE 2002/96/EC), ahora los usuarios de equipos eléctricos en Europa deben devolver los equipos viejos o que hayan alcanzado el término de su vida útil al fabricante para su eliminación sin cargo para el usuario. <i>Nota: Para devolver equipos para su reciclaje, póngase en contacto con el fabricante o distribuidor para así obtener instrucciones acerca de cómo devolverlos y desecharlos correctamente. Esto es aplicable a equipos que hayan alcanzado el término de su vida útil, accesorios eléctricos suministrados por el fabricante o distribuidor y todo elemento auxiliar.</i>
	Este símbolo indica que hay riesgo de descarga eléctrica y/o electrocución.
	Este símbolo indica la necesidad de usar protectores para ojos.
	Este símbolo indica que la pieza marcada podría estar caliente y que debe tocarse con precaución.
	Este símbolo, cuando aparece en un producto, identifica la ubicación de un fusible o de un limitador de corriente.
	Este símbolo indica que el objeto es pesado.

## Certificación

Reglamentación canadiense sobre equipos que provocan interferencia, IECS-003, Clase A

Registros de pruebas de control del fabricante.

Este aparato digital de clase A cumple con todos los requerimientos de las reglamentaciones canadienses para equipos que producen interferencias.

Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences.

#### FCC Parte 15, Límites Clase "A"

Registros de pruebas de control del fabricante. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC estadounidense. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. El equipo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones a este equipo que no hayan sido aprobados por la parte responsable podrían anular el permiso del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo está operando en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no es instalado y utilizado de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar una interferencia dañina a las radio comunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial es probable que produzca interferencia dañina, en cuyo caso el usuario será requerido para corregir la interferencia bajo su propio cargo. Pueden utilizarse las siguientes técnicas para reducir los problemas de interferencia:

1. Desconecte el equipo de su fuente de alimentación para verificar si éste es o no la fuente de la interferencia.
2. Si el equipo está conectado a la misma toma eléctrica que el dispositivo que experimenta la interferencia, conecte el equipo a otra toma eléctrica.
3. Aleje el equipo del dispositivo que está recibiendo la interferencia.
4. Cambie la posición de la antena del dispositivo que recibe la interferencia.
5. Trate combinaciones de las opciones descritas.

## Visión general del sistema

### ▲ PELIGRO



Peligro químico o biológico. Si este instrumento se usa para controlar un proceso de tratamiento y/o un sistema de suministro químico para el que existan límites normativos y requisitos de control relacionados con la salud pública, la seguridad pública, la fabricación o procesamiento de alimentos o bebidas, es responsabilidad del usuario de este instrumento conocer y cumplir toda normativa aplicable y disponer de mecanismos adecuados y suficientes que satisfagan las normativas vigentes en caso de mal funcionamiento del equipo.

### ▲ ADVERTENCIA



Peligro de incendio. El usuario es responsable de asegurarse de que se adoptan las precauciones necesarias cuando se utiliza el equipo con métodos que contienen líquidos inflamables. Asegúrese de cumplir las precauciones de usuario y los protocolos de seguridad adecuados. Esto incluye, pero no se limita a controles de derrames y fugas, ventilación adecuada, uso atendido del equipo y el deber de no dejar nunca el instrumento sin vigilancia mientras esté encendido.

La unidad del sistema QuickChem® 8500 Series 2 FIA (Flow Injection Analysis [análisis de inyección de flujo]) está configurada para completar un análisis de inyección de flujo con una detección fotométrica. Las configuraciones alternativas, como métodos de detección potenciométrica o amperimétrica, se describen en el método analítico en el que se requieran. Para obtener información completa sobre el software, consulte el sistema de ayuda en línea del software.

El analizador QuickChem® 8500 Series 2 tiene un diseño modular e incluye los siguientes módulos. Consulte la [Figura 1](#).


- Unidad del sistema del QuikChem® FIA: la unidad del sistema incluye la unidad central y los módulos de procesamiento de la muestra (SPM). La unidad central suministra alimentación

eléctrica, luz y señales electrónicas a y desde cada SPM. Un SPM o un canal tiene una válvula de inyección, un distribuidor, un detector fotométrico y un módulo calefactor (opcional). Una unidad de sistema puede tener hasta cinco canales que funcionan simultáneamente. Un único ordenador controla dos unidades de sistema para que funcionen hasta ocho canales a la vez. En un canal hay instalado un módulo de reacción química o un distribuidor para el análisis cuantitativo de los analitos. Existen 450 métodos QuikChem disponibles para la detección de más de 40 analitos. Existen muchos métodos en varias matrices.

- Muestreador: el analizador QuickChem® 8500 Series 2 funciona con el muestreador automático ASX-260 o ASX-520.
- Bomba (12 o 16 cartuchos): la bomba multicanal se utiliza para bombejar reactivos al distribuidor. También aspira partes alícuotas de muestra y las transfiere del muestreador a la válvula. Estas partes se cargan después en el bucle de muestra y se transfieren al distribuidor mediante la corriente portadora para mezclarse con los reactivos.
- Ordenador con el software Omnistar cargado
- Impresora (opcional)
- Diluidor (opcional): el PDS200 utiliza un desplazamiento positivo para introducir agua diluyente y mezclarla con muestras no inflamables para el análisis.

Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Si faltan artículos o están dañados, póngase en contacto con el fabricante o el representante de ventas inmediatamente.

**Figura 1 Visión general del sistema**



1 Muestreador	4 Canal (de 1 a 5 en un sistema, hasta 8 en 2 sistemas)
2 Diluidor (opcional)	5 Unidad del sistema QuikChem® FIA
3 Ordenador con el software Omnistar cargado	6 Bomba

## Instalación

### ▲ PELIGRO



Peligros diversos. Sólo el personal cualificado debe realizar las tareas descritas en esta sección del documento.

### ▲ PELIGRO



Peligro de lesión personal. Asegúrese de que el equipo está estable y pida ayuda para instalarlo y moverlo.

### Conexión del mecanismo de accionamiento en Z al muestreador






Consulte las instrucciones que se suministran con el muestreador.

### Conexión de la sonda al muestreador

Cuando instale la sonda, asegúrese de que se limpia con el orificio en la placa de guía. Consulte la Figura 2.

*Nota: Mueva siempre los deslizadores con la rueda del muestreador para evitar que se dañe el tubo.*

**Figura 2 Instalación de la sonda**



1 Placa de guía de la sonda (instalación de sonda única)	4 Deslizador de la sonda	7 Mandos del deslizador
2 Placa guía de la sonda (instalación de sonda doble)	5 Sonda	
3 Rueda del deslizador	6 Cinta de unión	

### Instalación de canales adicionales

Si se solicitaron canales adicionales, conecte los canales que se han suministrado por separado. Utilice la documentación que se suministra con los canales.

### Instalación eléctrica

#### **⚠ PELIGRO**



Peligro de electrocución. Desconecte siempre la alimentación eléctrica del instrumento antes de realizar conexiones eléctricas.

## ⚠ PELIGRO



Peligro de electrocución. No suministre directamente corriente alterna (CA) a un instrumento que utilice corriente continua (CC).

## ⚠ PELIGRO



Peligro de electrocución. Si este equipo se usa en exteriores o en lugares potencialmente húmedos, debe utilizarse un disyuntor de interrupción de circuito por falla a tierra (GFCI/GFI) para conectar el equipo a la alimentación eléctrica.

## ⚠ PELIGRO



Peligro de electrocución. Se requiere una conexión de toma a tierra (PE).

## ⚠ PELIGRO



Peligro de electrocución e incendio. Para los instrumentos con cable de alimentación, asegúrese de que se puede acceder fácilmente al desconectador de alimentación local.

## ⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de descargas eléctricas. El equipo conectado de forma externa debe someterse a una evaluación estándar de seguridad aplicable.


## AVISO

Compruebe que el equipo está conectado al instrumento según las regulaciones locales, regionales y nacionales.

### **Conexión de las interfaces**

Consulte la [Figura 3](#).


**Figura 3 Conexiones de las interfaces del sistema**



### Conexión a la alimentación

No encienda estos instrumentos ni la regleta. Consulte la [Figura 4](#).

**Figura 4 Conexiones de la alimentación del sistema**




## Fontanería

Los instalación de los conductos incluye la conexión de los tubos a la bomba, el muestreador y el diluidor. Asegúrese de utilizar el tamaño de tubos especificado. Consulte el método QuikChem para ver más información.

## Instalación de los tubos de la bomba

1. Quite todos los cartuchos de la bomba. Consulte la [Figura 5](#).
2. Conecte el tubo al cartucho. Consulte la [Figura 6](#).
3. Acople el cartucho a la bomba. Coloque la palanca de tensión un clic hacia la izquierda. Consulte la [Figura 7](#).

**Figura 5 Retirada de los cartuchos**




1 Bomba

2 Cartucho de la bomba


3 Portacartuchos

**Figura 6 Conexión del cartucho y las pestañas a los tubos**



1 Pestañas con código de color	3 Cartucho de la bomba	5 A la válvula de inyección, estación de lavado o distribuidor
2 Palanca tensora	4 Tubo de la bomba	6 Desde el reactivo, muestra, solución de lavado, buffer u otros productos químicos (varía según el método)

**Figura 7 Instalación de los cartuchos**




1 Cartucho de la bomba	2 Palanca de tensión en la posición de las 12 en punto
------------------------	--

## Instalación de los tubos del muestreador

Para instalar los tubos del muestreador, consulte la [Figura 8](#).

**Figura 8** Instalación de los tubos del muestreador




1 Conjunto del tubo de solución de enjuague	5 Sonda doble (para la opción del diluidor)	9 Tubo de residuos de la estación de enjuague
2 Solución de enjuague	6 Tubo de muestra hacia la bomba y la válvula de inyección	10 Estación de enjuague del muestreador
3 Tubo de dilución del diluidor	7 Sonda de muestra	11 Cartucho de la bomba
4 Tubo de muestra hacia el diluidor	8 Contenedor de residuos	

## Instalación de los tubos del diluidor

Para instalar los tubos del diluidor, consulte la [Figura 9](#).

**Figura 9 Conexiones de los tubos del diluidor**




1 Agua desionizada	5 Tubo hacia la sonda del muestreador	9 Puerto 1 de la válvula solenoide
2 Tubo hacia la válvula solenoide	6 Tubo de muestra de la sonda de muestra	10 Puerto 2 de la válvula solenoide
3 Solución diluyente	7 Puerto 3 de la válvula solenoide	10 Tubo de muestra para la bomba y la válvula de inyección
4 Tubo hacia el diluidor	8 Puerto 3 de la válvula solenoide	

### Instalación del mandril del calefactor

Si el instrumento cuenta con un módulo de calefactor, se debe instalar un mandril de calefactor. Para instalar el mandril del calefactor:

1. Asegúrese de que el mandril del calefactor cuenta con el envoltorio adecuado.
2. Retire la cubierta del canal. Consulte la [Figura 10](#).
3. Instale el mandril, los tubos y el conector del termopar.
4. Instale la placa del distribuidor.

**Figura 10 Instalación del mandril del calefactor**




1 Orificio de acceso para el tubo del calefactor	4 Tubo hacia el distribuidor	7 Elemento calefactor
2 Placa del distribuidor	5 Mandril del calefactor	8 Conector del termopar
3 Enchufe del termopar	6 Recipiente para goteo	

#### **Instalación de los conductos exteriores del distribuidor**

Conecte los tubos al distribuidor. Consulte la [Figura 11](#).

**Figura 11 Conductos exteriores del distribuidor**




<b>1</b> Tubo de la solución de transmisión hacia el distribuidor	<b>4</b> Conducto del distribuidor (varía según el método)	<b>7</b> Detector
<b>2</b> Solución de reactivo (varía según el método)	<b>5</b> Tubos del distribuidor hacia la celda de flujo	<b>8</b> Válvula de inyección
<b>3</b> Placa del distribuidor	<b>6</b> Celda de flujo	<b>9</b> Tubo del puerto 3 de la válvula hacia el distribuidor

### Instalación de los conductos de los canales

Conecte el tubo al canal ([Figura 12](#)).

**Figura 12 Conductos de los canales**




1 Solución portadora (varía con el método QuikChem)	5 Números de los puertos de la válvula de inyección	9 Contenedor de residuos
2 Tubo portador hacia la válvula de inyección	6 Tubo de residuos de la celda de flujo	10 Tubo de residuos de la válvula de inyección
3 Tubos de muestra hacia la válvula de inyección	7 Filtro de interferencias	
4 Válvula de inyección	8 Detector	

### Instalación de los conductos a varios canales

Cuando utilice varios canales, utilice un tubo de Teflón® de 15 cm de 0,8 mm de diámetro interno para conectar el puerto 5 de la primera válvula con el puerto 6 de la siguiente válvula ([Figura 13](#)).

**Nota:** No sumerja el tubo en la solución de residuos, dado que se puede producir contrapresión o restricciones del flujo. Asegúrese de que la solución de residuos gotea siempre en el contenedor.

**Figura 13 Conductos de varios canales**



<b>1</b> Contenedor de residuos	<b>4</b> Unidad del sistema	<b>7</b> Canal 2
<b>2</b> Tubos de residuos de la válvula de inyección	<b>5</b> Distribuidores	<b>8</b> Canal 3
<b>3</b> Tubo de entrada de muestra	<b>6</b> Canal 1	<b>9</b> Tubos de residuos de la celda de flujo


## Detectores no fotométricos

Otros tipos de detectores son necesarios en algunos métodos, como fluoruros, fotómetros de llama, conductividad o pH. Las celdas de flujo y los filtros de interferencia habituales no se necesitan para los detectores no fotométricos, tales como el detector de electrodos selectivos de iones (ISE) para la determinación de fluoruros. Consulte las instrucciones del método QuikChem para las conexiones fluídicas.

## Encendido

1. Encienda cada instrumento. Consulte la [Figura 14](#).
2. Encienda la regleta.

Figura 14 Botones e interruptores de encendido



1 Interruptor de encendido del diluidor	4 Interruptor de encendido de la bomba
2 Botón de encendido del muestreador	5 Botón de inicio/detención de la bomba
3 Interruptor de encendido de la unidad del sistema	

## Prueba inicial de la bomba

1. Asegúrese de que el software Omnistar no está activado en este momento. Pulse el botón **NORMAL RUN** (Proceso normal). Asegúrese de que la bomba funciona a una velocidad normal de 35. Se ilumina el LED NORMAL. Si en la pantalla se muestra una velocidad diferente, pulse el botón de flecha para cambiar el ajuste a 35.
2. Pulse el botón **MIN** (Mínimo). Se ilumina el LED MIN. En la pantalla aparece una velocidad de 4.
3. Mantenga pulsado el botón **MAX** (Máximo) hasta que se ilumine el LED MAX. En la pantalla aparece una velocidad de 999. La bomba regresa a la velocidad original cuando se suelta el botón **MAX** (Máximo).
4. Para detener la bomba, pulse el botón **MANUAL RUN/ STOP** (Proceso manual/detener). No se ilumina ningún LED, pero en la pantalla aparece "35" (la velocidad de la bomba).
5. Vuelva a pulsar el botón **MANUAL RUN/STOP** (Proceso manual/detener). Se ilumina el LED MANUAL. La bomba funciona a una velocidad normal de 35.
6. Pulse el botón **MANUAL RUN/STOP** (Proceso manual/detener) para detener la bomba. Para volver a realizar un paso de los anteriores, apague y vuelva a encender la bomba. Comience con el paso 1.
7. Si se produce un fallo en alguno de los anteriores pasos, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.







**HACH COMPANY World Headquarters**  
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.  
Tel. (970) 669-3050  
(800) 227-4224 (U.S.A. only)  
Fax (970) 669-2932  
[orders@hach.com](mailto:orders@hach.com)  
[www.hach.com](http://www.hach.com)

**HACH LANGE GMBH**  
Willstätterstraße 11  
D-40549 Düsseldorf, Germany  
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320  
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210  
[info@de.hach.com](mailto:info@de.hach.com)  
[www.de.hach.com](http://www.de.hach.com)

**HACH LANGE Sàrl**  
6, route de Compois  
1222 Vézenaz  
SWITZERLAND  
Tel. +41 22 594 6400  
Fax +41 22 594 6499