



TL23 Series

Laboratoriumtroebelheidsmeter

De TL23 is een essentieel onderdeel van uw kwaliteitscontrole en nalevingseisen. Laat Hach® Service u helpen ervoor te zorgen dat uw instrument optimaal presteert en zo de nauwkeurige troebelheidsmetingen levert die u nodig hebt.

Voordelen van Service

- Zorgt ervoor dat kritische troebelheidsmetingen nauwkeurig en betrouwbaar zijn
- Detecteert en voorkomt problemen die de prestaties kunnen verminderen of de levensduur van het instrument kunnen verkorten
- Biedt documentatie ter ondersteuning van uw programma's voor kwaliteitsbeheer en naleving
- Dankzij leeninstrumenten kunnen de werkzaamheden tijdens de service worden voortgezet
- De hotline voor technische ondersteuning biedt een snelle en directe oplossing voor veel problemen

Jaarlijkse gemiddelde onderhoudstijd: Maximaal 1,5 uur
Aanbevolen onderhoudsfrequentie: 1x per jaar

Essentiële onderhoudstaken uitgevoerd

Routine:

- Behuizing, filtereenheid en kuvetcompartiment reinigen en visueel inspecteren
- Lamp vervangen (alleen EPA-versie)
- Firmware bijwerken naar de nieuwste versie
- Kalibreren met gecertificeerde StablCal-standaarden

Geavanceerd:

- Lens vervangen (alleen EPA-versie)
- Hardwarecontrole uitvoeren om de systeemprestaties en de werking van de onderdelen te controleren
- Servicerapport en prestatiecertificaat opstellen ter ondersteuning van kwaliteitsbeheer en naleving

Onderdelen vervangen tijdens onderhoud (alleen EPA-versie)

Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal	Frequentie
9659000	Lamp	1	36 maanden
4705100	Lens	1	12 maanden

Deze onderdelen en vervangingswerkzaamheden zijn inbegrepen in een Hach Service Programma met de aanbevolen frequentie zolang het programma wordt vernieuwd (alleen EPA-versie). Dekking is beschikbaar voor reparaties bij het Hach Service Center. Leeninstrumenten zijn op basis van beschikbaarheid.

Ga voor meer informatie naar: www.nl.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance