



# TL23-serien

## Laboratorieturbidimetre

TL23 er en vigtig del af dit kvalitetskontrol- og complianceprogram. Lad Hach® Service hjælpe dig med at sikre, at dit instrument fungerer optimalt for at levere de nøjagtige turbiditetsmålinger, du har brug for.

### Fordele ved serviceaftale

- Sikrer, at turbiditetsmålinger er nøjagtige og pålidelige
- Opdager og forebygger problemer, der kan forringe ydeevnen eller reducere instrumentets levetid
- Tilvejebringer dokumentation til støtte for dine kvalitetsstyrings- og complianceprogrammer
- Låneinstrumenter sikrer kontinuerlig drift under service
- Teknisk support hotline giver hurtig og direkte support på mange hændelser

Årlig gennemsnitlig vedligeholdelsestid: Op til 1,5 time  
Anbefalet vedligeholdeshyppighed: 1 gang årligt

### Vedligeholdelsesopgaver

#### Rutinemæssig:

- Rengør og visuel inspektion af kabinet, filtersamling og hætteglasrum
- Udskift lampe (kun EPA-version)
- Opdater firmware til den nyeste version
- Kalibreres med certificerede StablCal-standarder

#### Avanceret:

- Udskift linsen (kun EPA-version)
- Udfør hardwaretjek for at verificere systemets ydeevne og komponenternes funktionalitet
- Udarbejdelse af servicereport og præstationscertifikat til støtte for kvalitetsstyring og kravoverholdelse

### Dele, der udskiftes under vedligeholdelse (kun EPA-version)

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Frekvens
9659000	Lampe	1	36 måneder
4705100	Linse	1	12 måneder

Disse dele og udskiftningsarbejde er inkluderet i en Hach Serviceplan med den anbefalede hyppighed, så længe planen fornyes (kun EPA-version). Der er dækning for reparationer på Hach Servicecenter. Låneinstrumenter er afhængig af tilgængelighed.

For yderligere oplysninger, se: [www.dk.hach.com/service-overview](http://www.dk.hach.com/service-overview)