



DR3900

Spettrofotometro

Lo spettrofotometro DR3900 è un pilastro high-tech del tuo programma di test di laboratorio. L'assistenza Hach® ti aiuta a garantire che i suoi componenti critici funzionino sempre al meglio per assicurare accuratezza e prestazioni costanti.

Vantaggi dell'assistenza Hach

- Garantisce l'accuratezza e affidabilità delle misurericriche
- Fornisce la documentazione a supporto della conformità alle normative
- Rileva e previene problemi che possono compromettere le prestazioni o ridurre la durata dello strumento
- Garanzia di continuità delle operazioni durante l'assistenza grazie agli strumenti di cortesia
- Il supporto tecnico telefonico fornisce una risoluzione rapida e diretta di molti problemi

Durata media annuale della manutenzione: fino a 1 ora
Frequenza consigliata della manutenzione: 1 volta all'anno

Attività di manutenzione eseguite

Ordinaria:

- Pulizia e ispezione visiva
- Sostituzione della lampada alogena
- Aggiornamento del firmware alla versione più recente

Avanzata:

- Verifica della luce dispersa e dell'accuratezza fotometrica e della lunghezza d'onda
- Valutazione e allineamento di precisione del sistema ottico (solo centro di assistenza)
- Test e ottimizzazione dei sistemi di rilevamento delle cuvette
- Sostituzione della batteria al litio per garantire l'integrità dei dati
- Sostituzione delle lenti e dell'anello di trasmissione
- Report sulla manutenzione e documento di certificazione delle prestazioni a supporto della gestione della qualità e della conformità

Parti sostituite durante la manutenzione

N. di codice	Descrizione	Quantità	Frequenza
LZV851	Batteria al litio	1	se necessario
LZV587	Lenti	1	12 mesi
A23757	Cuvetta rotonda dell'anello di trasmissione	1	24 mesi
LPZ440.99.00007	Lampada alogena	1	36 mesi

Queste parti e la manodopera per la sostituzione sono incluse in un piano di assistenza Hach in base alla frequenza consigliata, a condizione che il piano venga rinnovato. È disponibile la copertura per le riparazioni presso il centro di Assistenza Hach. Strumenti di cortesia soggetti a disponibilità.

Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.it.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance