

DR1900

Prenosný spektrofotometer na flexibilné a spoľahlivé merania

Spektrofotometer DR1900 od spoločnosti Hach využijete pri rôznych príležitostiach a na rôzne účely. Bez ohľadu na miesto a spôsob – pomocou robustného prenosného zariadenia máte riešenie pre presné výsledky vždy k dispozícii.



Prehľad výhod pre vás

- Viac ako 200 predprogramovaných metód
- 50 voľne programovateľných užívateľských aplikácií
- Intuitívne a jednoduché použitie
- Veľmi robustný na použitie v teréne a v laboratóriu
- Trieda ochrany IP67
- Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť
- S voliteľným batohom na použitie v exteriéri

Podrobné informácie o technických údajoch a príslušenstve nájdete na našej webovej stránke.

Prenosný a spoľahlivý – kvalita, ktorú si môžete vziať so sebou

Zariadenie DR1900 kombinuje širokú škálu parametrov a presnosť spektrálneho merania s flexibilitou prenosného riešenia na meranie v teréne.

- Pre oficiálne uznané výsledky
- Napájané batériami
- Nižšia hmotnosť ako v prípade podobných zariadení
- Robustný a vodotesný

Spolehlivý a flexibilný – na každé použitie

- Rozsah vlnových dĺžok: 340–800 nm
- Pre všetky bežné veľkosti kyviek
- Pre odpadovú vodu, pitnú vodu, povrchovú vodu alebo priemyselnú vodu a kontroly kvality Robustný a praktický – na každé použitie



Robustný a praktický – na každé použitie

Prenosné zariadenie DR1900 kombinuje najvyššiu úroveň presnosti s praktickým každodenným použitím. Kryt vyrobený z plastu odolného voči otrasom a nárazom zaručuje protišmykový povrch. Ovládacie prvky sú veľké a robustné, takže vždy stlačíte správne tlačidlo.



Vďaka praktickému batohu si môžete vziať zariadenie DR1900 pohodlne kamkoľvek a ponechať si tak voľné ruky.