

<b>유해화학물질 시약 정보 요약서</b>		이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행규칙 제31조의2에 따라 유해화학물질 시약을 해당 용도로만 사용하며, 유해화학물질 취급 기준을 준수하여야함을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
판매업 상호(명칭)	하크코리아 유한회사	
판매업 주소	서울특별시 강남구 영동대로 106길 5, 2층 (삼성동, 아이파크타워 2)	
판매업 대표전화	02-3484-5700	
유해화학물질 정보	물질명	Disodium tetraborate, anhydrous
	고유번호 또는 식별번호 (CAS No.)	1330-43-4
	용도	수질 분석용 시약
취급 기준 준수	취급시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 취급시 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용할 것</li> <li>- 취급 후에는 얼굴, 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻을 것</li> <li>- 화학물질 흡 후드가 있는 장소에서만 사용할 것</li> <li>- 분진이 생성되는 곳에 적절한 배기 장치를 설치할 것</li> </ul>
	화학사고 예방	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있으므로 주의할 것</li> <li>- 눈에 심한 자극을 일으킬 수 있으므로 주의할 것</li> <li>- 분진이나 에어로졸이 생기지 않도록 주의할 것</li> </ul>
	보관·저장	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용기를 단단히 밀폐하여 보관할 것</li> <li>- 건조하고 서늘하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관할 것</li> <li>- 잠금장치가 있는 저장장소에 보관할 것</li> </ul>
	운반	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유해화학물질을 취급하거나 저장·적재·입출고 중에는 내용물이 환경으로 유출되지 않도록 포장할 것</li> <li>- 유해화학물질 운전자나 유해화학물질 안전교육 이수한 자 또는 유해화학물질 관리자이어야 함.</li> </ul>
	기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐기물 관리법에 따라 폐기할 것</li> <li>- 화학사고 발생 시 소방서 및 화학 물질안전원, 합동재난방재센터 등 화학사고대응기관에 연락할 것</li> <li>- 취급시 유해화학물질 취급기준을 준수하여야 할 것</li> </ul> [화학물질관리법 시행규칙 별표 1] 참조