

유해화학물질 시약 정보 요약서		이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행규칙 제31조의2에 따라 유해화학물질 시약을 해당 용도로만 사용하며, 유해화학물질 취급 기준을 준수하여야함을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
판매업 상호(명칭)	하크코리아 유한회사	
판매업 주소	서울특별시 강남구 영동대로 106길 5, 2층 (삼성동, 아이파크타워 2)	
판매업 대표전화	02-3484-5700	
유해화학물질 정보	물질명	Hydrogen bromide
	고유번호 또는 식별번호 (CAS No.)	10035-10-6
	용도	수질 분석용 시약
취급 기준 준수	취급시설	- 유해화학물질을 취급하는 장소에서 가까운 거리 내에 비상시를 대비하여 샤워 시설 또는 세안시설을 갖출 것 - 폭발 위험이 높은 유해화학물질을 취급할 때 사용되는 장비는 반드시 접지할 것. - 물질의 성상(고체, 액체, 기체)에 따라 취급할 때 분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이의 취급자 노출을 막기 위해 국소배기 장치 시설을 갖출 것 - 노출기준 이상에서는 호흡보호구를 착용할 것.
	화학사고 예방	- 취급 또는 작업 시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하고 고글형 보안경, 내산성보호의, 고무장갑, 고무앞치마, 양압자급식호흡용보호구(Positive pressure self-contained breathing apparatus)를 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것. - 노출기준 이상에서는 호흡보호구를 착용할 것. - 작업장에서는 음식물이나 음료를 섭취하지 말고, 금연할 것. - 취급 후, 손을 철저히 씻을 것. - 오염된 옷은 버리고 재사용하기 전에 세척할 것.
	보관·저장	- 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것. - 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장 및 수송금지. 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것. - 저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 함. - 강산화제, 강부식제, 습기, 구리, 황동(brass), 아연과 격리하여 저장할 것
	운반	- 버스, 철도, 지하철 등 대중 교통수단을 이용하여 유해화학물질을 운반하지 말 것 - 운반하는 도중에 발생할 우려가 있는 화재, 폭발, 유출·누출에 대한 위험방지 조치를 할 것(소화기, 건조사, 보호장갑, 보호의, 마스크 등) - 이송할 때에는 화학물질의 증기, 가스가 대기 중으로 누출되지 않도록 하고 차량의 운전석이나 승객이 타는 자리 옆에 유해화학물질을 두지 말고 반드시 지정된 화물칸으로 이송하고 화물칸은 덮개를 덮을 것 - 운반 도중 파손되거나 유출·누출 위험이 있는 용기를 사용하지 말 것. 다만, 유해화학물질의 성질상 유리 등 파손 우려가 있는 용기를 불가피하게 사용한 경우에는 운송시 충격에 견딜 수 있도록 하고 포장을 견고히 하여 운반 도중 파손되지 않도록 할 것. - 유해화학물질을 다른 인화성 물질 또는 가연성 물질과 함께 운반하지 않도록 할 것(격리보관)
	기타	- 폐기물 관리법에 따라 폐기할 것 - 화학사고 발생 시 소방서 및 화학 물질안전원, 합동재난방재센터 등 화학사고대응기관에 연락할 것 - 취급시 유해화학물질 취급기준을 준수하여야 할 것 [화학물질관리법 시행규칙 별표 1] 참조