



TU5200

Laboratuvar Lazer Türbidimetresi

TU5200, bulanıklık izleme programınızın önemli bir parçasıdır. Birakin Hach® Servis, yasal raporlama ve proses yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz doğru, düşük seviyeli ölçümleri sağlamak üzere cihazınızın en yüksek performansta çalışmasına yardımcı olsun.

Servis Hizmetinin Faydaları

- Kritik bulanıklık ölçümlerinin doğru ve güvenilir olmasını sağlar
- Mevzuata uygunluğu desteklemek için dokümantasyon sağlar
- Performansı düşürebilecek veya cihaz ömrünü kısaltabilecek sorunları tespit eder ve önler
- Ödünç aletler servis sırasında sürekli çalışmayı sağlar
- Teknik destek hattı birçok soruna hızlı ve doğrudan çözüm sağlar

Yıllık Ortalama Bakım Süresi: 1 saate kadar
Önerilen Bakım Sıklığı: 1x / yıl

Gerçekleştirilen Temel Bakım Görevleri

Rutin:

- Hasar veya kirlenme belirtileri için muhafazayı gözle kontrol edin
- Flakon bölmesini inceleyin ve temizleyin
- Ürün yazılımını en son sürüme güncelleyin
- Sertifikalı StablCal standartları ile kalibre edin

Gelişmiş:

- Kritik bileşenlerin işlevselliğini doğrulamak ve sistem performansını etkileyebilecek olası sorunları tespit etmek için donanım kontrolü gerçekleştirin
- Herhangi bir hata durumunu çözmek için gelişmiş sorun giderme gerçekleştirin
- Mevzuata uygunluğu desteklemek için servis raporu ve performans sertifikası oluşturun

Hach Servis Merkezi'ndeki onarımlar için kapsam dahilindedir. Ödünç cihazlar müsaitlik durumuna bağlıdır.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.tr.hach.com/service

Kurma - Genişletme - Yükseltme - Performans