

TL23 시리즈 탁상용 탁도계

새로운 TL23 시리즈 실험실용 탁도계는 2100N/AN의 신뢰할 수 있는 기술과 향상된 기능을 결합하여 가장 까다로운 산업 및 폐수 응용 분야에서도 쉽게 측정할 수 있도록 합니다.

같은 점은 무엇인가요?

TL23 시리즈는 기존 2100N/AN 시리즈 탁도계와 완전히 동일한 광학 블록을 사용합니다.

추가적인 검증이나 평가가 필요하지 않습니다.

새로운 기능은 무엇인가요?

- 더욱 향상되고 직관적인 디자인: 교정 및 검증 절차를 안내하는 대형 풀 컬러 디스플레이
- 보다 신뢰할 수 있는 측정을 위한 스마트 기기: 측정 전에 시료 안정성을 감지합니다.
- 간편한 사용. 정확한 측정: 데이터 내보내기를 위한 USB 포트, 추적 가능성을 위한 시료 식별 및 품질 보증을 위한 자가 진단 기능 제공



기기 구성품

TL2300 탁도계, 실리콘 오일, 광택용 천, USEPA 필터 어셈블리, 캡 (6개)이 포함된 1인치 시료 셀(30mL), Gelex 2차 탁도 표준화 키트, StablCal 교정 키트, 전원 공급 장치, 전원 코드, 먼지 덮개.

자세한 내용은 hach.com/TL23에서 확인해 주시기 바랍니다.