



TL23 Serie

Labor-Trübungsmessgeräte

Die Geräteserie TL23 ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Qualitätssicherungs- und Compliance-Programms. Der Hach® Service hilft Ihnen dabei, sicherzustellen, dass Ihr Gerät immer Höchstleistungen bringt – für genaue Trübungsmessungen.

Vorteile des Service

- Sicherstellung von genauen und zuverlässigen Trübungsmessungen
- Erkennung und Verhinderung von Problemen, die die Leistung beeinträchtigen oder die Lebensdauer des Geräts verringern können
- Dokumentation zur Unterstützung Ihrer Qualitätsmanagement- und Compliance-Programme
- Leihgeräte gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb während der Wartung
- Die Hotline des technischen Supports bietet eine schnelle und direkte Lösung für viele Probleme

Durchschnittlicher jährlicher Wartungsaufwand: bis zu 1,5 Stunden
Empfohlenes Wartungsintervall: einmal im Jahr

Wesentliche Wartungsaufgaben

Routine:

- Reinigung und Sichtkontrolle des Gehäuses, der Filtereinheit und des Küvetenschachts
- Austausch der Lampe (nur EPA-Version)
- Aktualisierung der Firmware auf die aktuellste Version
- Kalibrierung mit zertifizierten StablCal Standards

Erweitert:

- Austausch der Linsen (nur EPA-Version)
- Durchführung einer Hardwareprüfung zur Kontrolle der Systemleistung und der Funktionalität der Komponenten
- Erstellung eines Serviceberichts und eines Prüfprotokolls zur Unterstützung von Qualitätsmanagement und Compliance

Während der Wartung ausgetauschte Teile (nur EPA-Version)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl	Häufigkeit
9659000	Lampe	1	36 Monate
4705100	Linse	1	12 Monate

Der Austausch dieser Teile kann über ein Hach Service-Programm realisiert werden (nur EPA-Version). Reparaturen werden im Hach Service-Center durchgeführt. Die Bereitstellung von Leihgeräten erfolgt je nach Verfügbarkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.de.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance