

DR1900

Det bærbare fotometer til fleksible og pålidelige målinger

Ligegyldigt hvad du skal måle, kan du altid have DR1900 fotometeret fra Hach med dig. Uanset hvor og hvordan – med denne robuste og bærbare enhed har du altid din løsning med præcise resultater lige ved hånden.



Oversigt over dine fordele

- Mere end 200 forprogrammerede metoder
- 50 frit programmerbare brugerapplikationer
- Intuitiv og nem at bruge
- Meget robust i felten og i laboratoriet
- Beskyttelsesklasse IP67
- Kompakte dimensioner og lav vægt
- Med ekstra rygsæk til udendørs brug

Detaljerede oplysninger om tekniske data og tilbehør findes på vores websted.

Bærbar og pålidelig – kvalitet med i tasken

DR1900 kombinerer det store udvalg af parametre og nøjagtigheden af spektrale målinger med fleksibiliteten i en bærbar løsning, der kan foretage målinger i felten.

- Til officielt anerkendte resultater
- Batteridrevet
- Lettere end tilsvarende enheder
- Robust og vandtæt

Pålidelig og fleksibel – i enhver situation

- Bølgelængdeinterval: 340–800 nm
- Til alle almindelige størrelser kuvetter
- Til spildevand, drikkevand, overfladevand eller industrielt vand og kvalitetskontroller



Robust og praktisk – i enhver situation

Den bærbare DR1900 kombinerer den største nøjagtighed med praktisk håndtering i det daglige arbejde. Hylsteret, der er lavet af stødsikkert og stødabsorberende plastik, har skridsikker overflade. Kontrolknapperne er store og robuste, så hver eneste berøring rammer målet.



Med den praktiske rygsæk kan du nemt tage DR1900 med alle steder – og endda have hænderne fri.