



# TU5200

## Labor-Lasertrübungsmessgerät

Das TU5200 ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Trübungsüberwachungsprozesses. Der Hach® Service hilft Ihnen dabei, sicherzustellen, dass ihr Gerät Höchstleistungen bringt. So erhalten Sie genaue Messungen von niedrigen Konzentrationen, die Sie für die gesetzlich vorgeschriebene Berichterstellung und das Prozessmanagement benötigen.

### Vorteile des Service

- Sicherstellung von genauen und zuverlässigen Trübungsmessungen
- Bereitstellung von Dokumentation zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Erkennung und Verhinderung von Problemen, die die Leistung beeinträchtigen oder die Lebensdauer des Geräts verringern können
- Leihgeräte gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb während der Wartung
- Die Hotline des technischen Supports bietet eine schnelle und direkte Lösung für viele Probleme

*Durchschnittlicher jährlicher Wartungsaufwand: bis zu einer Stunde  
Empfohlenes Wartungsintervall: Einmal im Jahr*

### Wesentliche Wartungsaufgaben

#### Routine:

- Sichtkontrolle des Gehäuses auf Anzeichen von Beschädigungen oder Kontaminationen
- Überprüfung und Reinigung des Küvettenschachts
- Aktualisierung der Firmware auf die aktuellste Version
- Kalibrierung mit zertifizierten StablCal Standards

#### Erweitert:

- Durchführung einer Hardwareprüfung zur Sicherung der Funktionalität kritischer Komponenten und zur Erkennung möglicher Probleme, die sich auf die Systemleistung auswirken könnten
- Durchführung einer erweiterten Fehlersuche zur Behebung eventueller Fehler
- Erstellung eines Serviceberichts und eines Prüfprotokolls zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

*Reparaturen ist im Hach Service Center möglich. Leihgeräte sind je nach Verfügbarkeit erhältlich.*

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.de.hach.com/service](http://www.de.hach.com/service)

**Establish - Extend - Elevate - Performance**