


DR1900

Преносимият спектрофотометър за гъвкави и надеждни измервания

Каквото и да измервате, DR1900 спектрофотометърът от Hach е винаги с вас, където и да отидете. Няма значение къде, няма значение как – със стабилното, преносимо устройство, в ръката си вие държите решение за получаване на прецизни резултати.



Предимствата за вас са

- Повече от 200 предварително програмирани метода
- 50 свободно програмируеми потребителски приложения
- Интуитивен и лесен за употреба
- Много стабилен в полеви и в лабораторни условия
- Клас на защита IP67
- Компактни размери и леко тегло
- С опционална раница за навън

Подробна информация за техническите данни и аксесоарите може да бъде намерена на нашия уебсайт. can be found on our website.

Преносим и надежден – качество, което да вземете с вас

DR1900 комбинира широкия обхват на параметри и точността на спектралните измервания с гъвкавостта на преносимо решение за измерване в полеви условия.

- За официално признати резултати
- Захранван от батерия
- По-лек от сравнимите устройства
- Стабилен и водоустойчив

Надежден и гъвкав – за всякакви приложения

- Обхват на дължина на вълната: 340–800 nm
- За всички стандартни размери на кювета
- За отпадни води, питейна вода, повърхностни води или индустриални води и контрол на качеството



Стабилен и практичен – за всякакво приложение

Преносимият DR1900 комбинира високо ниво на точност с практично удобство за ежедневна употреба. Корпусът, направен от издържлива на удари и удароустойчива пластмаса, предлага нехлъзгаща се повърхност. Контролното управление е голямо и стабилно, така че всеки допир да е точно в целта.



С практичната раница, вие може удобно да носите DR1900 с вас, където и да отидете – и дори да сте със свободни ръце.