


DR1900

De draagbare spectrofotometer voor flexibele en betrouwbare metingen

Wat u ook wilt meten, de DR1900 spectrofotometer van Hach is altijd bij u, waar u ook heen gaat. Ongeacht waar en hoe – met het robuuste, draagbare apparaat heeft u altijd de oplossing voor nauwkeurige resultaten bij de hand.



Uw voordelen op een rijtje

- Meer dan 200 voorgeprogrammeerde methoden
- 50 vrij te programmeren gebruikerstoepassingen
- Intuïtief en eenvoudig in gebruik
- Zeer robuust op locatie en in het laboratorium
- Beschermingsklasse IP67
- Compacte afmetingen en licht in gewicht
- Met optionele rugzak voor gebruik buiten

Gedetailleerde informatie over technische gegevens en accessoires is op onze website te vinden.

Draagbaar en betrouwbaar – kwaliteit om mee te nemen

De DR1900 combineert het grote aantal parameters en de nauwkeurigheid van spectrale metingen met de flexibiliteit van een draagbare oplossing voor metingen op locatie.

- Voor officieel erkende resultaten
- Met batterijvoeding
- Lichter dan vergelijkbare apparaten
- Robuust en waterdicht

Betrouwbaar en flexibel – voor alle toepassingen

- Golflengtebereik: 340–800 nm
- Voor alle gebruikelijke kuvetmaten
- Voor afvalwater, drinkwater, oppervlaktewater of industrieel water en kwaliteitscontroles Robuust en praktisch – voor elke toepassing



Robuust en praktisch – voor elke toepassing

De draagbare DR1900 levert de grootst mogelijke nauwkeurigheid en is geschikt voor dagelijks gebruik. De behuizing, die is gemaakt van schokbestendig en stootvast kunststof, heeft een anti-slipoppervlak. De bedieningsknoppen zijn groot en robuust, zodat u altijd op de juiste knop drukt.



Met de handige rugzak kunt u de DR1900 op een comfortabele manier overal mee naartoe nemen – en u houdt uw handen vrij.