

TL23 Serisi Masa Tipi Türbidimetre

Yeni TL23 Serisi laboratuvar tipi türbidimetreler, en zorlu atık su uygulamalarında ve endüstriyel uygulamalarda test işlemlerini kolaylaştırmak için 2100N/AN serisinin güvenilir teknolojisini gelişmiş özelliklerle bir araya getirir.

Ortak özellikler nelerdir?

TL23 serisi, eski 2100N/AN serisi türbidimetrelerle aynı optik bloğu kullanır.

Ek doğrulama veya değerlendirme gerekmez

Yeni özellikler nelerdir?

- Gelişmiş ve sezgisel tasarım: kalibrasyon ve doğrulama için rehberli prosedürler ile geniş renkli ekran
- Daha güvenilir ölçümler için akıllı bir cihaz: Cihaz, okuma değerini almadan önce numune stabilitesini tespit eder
- Kullanımı kolaydır. Kolaylıkla elde edilen doğru sonuçlar: Verileri dışa aktarmak için bir USB bağlantı noktası, izlenebilirlik için numune tanımlama ve kalite güvencesi için kendi kendine teşhis özelliği



Kutuda bulunanlar:

TL2300 Türbidimetre, silikon yağı, yağlama bezi, USEPA filtre düzeneği, 6 adet kapaklı 1 inç numune hücresi (30 mL), Gelex ikincil bulanıklık standardizasyon seti, StablCal kalibrasyon seti, güç kaynağı, güç kablosu, toz örtüsü.

Daha fazla bilgi için lütfen tr.hach.com/TL23 adresini ziyaret edin.