

1690001

Digital Titrator



Algemeen:

De gepatenteerde Digital Titrator is een snelle titratiemethode die zeer nauwkeurige en reproduceerbare resultaten oplevert. Door zijn compacte omvang, kant en klare, eenvoudig te vervangen titervloeistofpatronen, is hij ook zeer handig "on site".

Specificaties:

- Voor meer dan 40 parameters zijn er meer dan 75 kant en klare titervloeistofpatronen (afhankelijk van de te bepalen concentratie) beschikbaar. (± 100 titraties per patroon)
- Gegarandeerd een correcte eindvolume-aflezing via de numerieke teller
- Vervaardigd uit zeer stevig materiaal (derlin, ryton), geconstrueerd voor het leven
- Geen contaminatie van de titervloeistof mogelijk met het patroonsysteem

De Digital Titrator wordt geleverd in een draagkoffer met vijf rechte capillair buisjes en een gedetailleerde handleiding met alle beschikbare procedures.

Technische gegevens

Titratie : 800 digits/ml of 0,00125 ml/digit

Nauwkeurigheid: $\pm 1\%$ (of 1 digit)