

Întrebări frecvente: QP1680 TOC/TN

Î: Există o listă de referință cu vânzările anterioare pentru QP1680?

R: Da, o listă de referință cu vânzările anterioare poate fi pusă la dispoziție la cerere.

Î: Care sunt argumentele unice de vânzare în comparație cu instrumentele concurenței?

R: Caracteristicile unice ale analizorului de laborator QP1680 TOC/TN includ:

Sistem unic de prelevare pentru o mai mare precizie și repetabilitate;

Software superior, ușor de configurat;

Întreținere mai ușoară cu piese de tip „plug-and-play”;

Dimensiuni compacte pentru a economisi spațiu valoros pe bancul de lucru în laborator.

Î: Instrumentul respectă standardele?

R: Da, consultați fișa tehnică pentru o listă completă.

Î: TOC și TNb pot fi măsurate în același timp?

R: Da, ambele sunt măsurate prin intermediul unei singure analize, dacă se comandă modelul corect al instrumentului, care are atât detectoare TOC, cât și TNb.

Î: Înlocuirea catalizatorului din cuptor este un proces dificil?

R: Nu, aceasta se poate realiza fără instrumente speciale, în 10 minute.

Î: Este inclus un computer cu instrumentul?

R: Nu, dar se poate comanda unul separat (aceasta este varianta recomandată). Când este comandat cu un instrument, acesta este livrat configurat și gata de utilizare. De asemenea, este livrat cu toate perifericele necesare (afișaj, mouse și tastatură). Instrumentul se conectează la computer cu un USB și nu poate fi utilizat fără o conexiune la un computer.



Î: Clientul poate să pună singur în funcțiune instrumentul?

R: Nu, punerea în funcțiune trebuie efectuată de către un inginer de service Hach®.

Î: Cum funcționează întreținerea continuă?

R: Hach oferă un contract de întreținere planificată anuală – aflați mai multe informații de la vânzător/distribuitor.