

DR1900

El espectrofotómetro portátil para mediciones fiables y versátiles

Independientemente de lo que deba medir, el espectrofotómetro DR1900 de Hach le acompañará allá donde vaya. No importa el cómo ni el dónde; con este dispositivo resistente y portátil, tendrá la solución para obtener resultados precisos al alcance de su mano.



Todas las ventajas de un vistazo

- Más de 200 métodos preprogramados
- 50 aplicaciones de usuario de programación libre
- Intuitivo y fácil de usar
- Muy resistente en el campo y en el laboratorio
- Clase de protección IP67
- Ligero y compacto
- Con mochila opcional para uso en campo

Encontrará información detallada sobre datos técnicos y accesorios en nuestra página web.

Portátil y fiable: calidad para llevar siempre consigo

El DR1900 combina el amplio rango de parámetros y la exactitud de la medición espectral con la versatilidad de una solución portátil para realizar mediciones en el campo.

- Para obtener resultados reconocidos oficialmente
- Alimentación por batería
- Más ligero que otros dispositivos similares
- Sólido y resistente al agua

Fiable y versátil: para todas las aplicaciones

- Rango de longitud de onda: 340–800 nm
 - Para todos los tamaños de cubeta comunes
 - Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales o agua industrial y controles de calidad
- Resistente y práctico: para cualquier aplicación



Resistente y práctico: para cualquier aplicación

El DR 1900 portátil combina el alto nivel de exactitud con una práctica idoneidad para el uso diario. La carcasa, fabricada en plástico a prueba de golpes y resistente a impactos, tiene una superficie antideslizante. Las teclas de control son grandes y resistentes, de modo que dará en el blanco con cada pulsación.



Con la práctica mochila, podrá llevar consigo el DR1900 cómodamente allá donde vaya e incluso mantener las manos libres.