

Domande frequenti: QP1680 TOC/TN

D: Esiste un elenco di riferimento per le vendite precedenti dell'QP1680?

R: Sì, un elenco di riferimento delle vendite precedenti può essere fornito su richiesta.

D: Quali sono le sue caratteristiche esclusive rispetto a prodotti simili della concorrenza?

A: Tra le prerogative distintive dell'analizzatore QP1680 TOC/TN vi sono:

Esclusivo sistema di campionamento per una maggiore accuratezza e ripetibilità dei risultati

Software avanzato facilmente configurabile

Manutenzione più semplice grazie ai componenti plug-and-play

Ingombro ridotto che occupa un minor spazio in laboratorio

D: Lo strumento è conforme agli standard?

R: Sì, la scheda tecnica ne fornisce l'elenco completo.

D: È possibile misurare TOC e TNb contemporaneamente?

A: Sì, il modello dotato di rilevatori per TOC e TNb è in grado di misurarli con un'unica analisi.

D: È difficile sostituire il catalizzatore all'interno della fornace?

R: No, questa operazione può essere eseguita senza attrezzi speciali in soli 10 minuti.

D: Con l'acquisto dell'analizzatore è incluso un PC?

A: No, ma può esserne ordinato uno separatamente (scelta consigliata). Se ordinato con un analizzatore, viene fornito già configurato e pronto all'uso nonché dotato di tutte le periferiche necessarie: monitor, mouse e tastiera. L'analizzatore non può essere utilizzato senza una connessione a un PC e vi si collega tramite cavo USB.



D: La messa in funzione può essere eseguita in autonomia dall'utente?

R: No, la messa in funzione deve essere eseguita da un tecnico dell'assistenza Hach®.

D: Come funziona la manutenzione regolare?

R: Hach offre un contratto annuale di manutenzione programmata. Per ulteriori informazioni, rivolgeti al tuo referente Hach.