



TU5200

Torbidimetro laser da laboratorio

Il torbidimetro TU5200 è una parte essenziale del programma di monitoraggio della torbidità. Con l'assistenza Hach®, hai la garanzia che lo strumento ti offra le massime prestazioni, per fornire le misure accurate e a basso livello di cui hai bisogno per la gestione del processo e la generazione dei report richiesti per legge.

Vantaggi dell'assistenza Hach

- Garantisce l'accuratezza e l'affidabilità delle misure critiche della torbidità
- Fornisce la documentazione a supporto della conformità alle normative
- Rileva e previene problemi che possono compromettere le prestazioni o ridurre la durata dello strumento
- Garanzia di continuità delle operazioni durante l'assistenza grazie agli strumenti di cortesia
- Il supporto tecnico telefonico fornisce una risoluzione rapida e diretta di molti problemi

Durata media annuale della manutenzione: fino a 1 ora
Frequenza consigliata della manutenzione: 1 volta all'anno

Attività di manutenzione eseguite

Ordinaria:

- Ispezione visiva dell'alloggiamento per rilevare eventuali segni di danni o contaminazione
- Esame e pulizia dello scomparto cuvette
- Aggiornamento del firmware alla versione più recente
- Taratura secondo standard StablCal certificati

Avanzata:

- Controllo dell'hardware per verificare il funzionamento dei componenti fondamentali e rilevare potenziali problemi che potrebbero influire sulle prestazioni del sistema
- Risoluzione avanzata dei problemi per risolvere eventuali condizioni di errore
- Report di assistenza e documento di certificazione delle prestazioni a supporto della conformità alle normative

È disponibile la copertura per le riparazioni presso il centro di assistenza Hach. Gli strumenti di cortesia sono soggetti a disponibilità.

Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.it.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance