


DR1900

Spectrofotometrul portabil pentru măsurători flexibile și fiabile

Indiferent de ceea ce măsurați, spectrofotometrul DR1900 de la Hach este întotdeauna cu dvs. oriunde vă deplasați. Oriunde, oricum – cu ajutorul dispozitivului robust și portabil, dețineți soluția pentru rezultate precise la îndemână.



Beneficiile dvs. dintr-o privire

- Peste 200 de metode pre-programate
- 50 de aplicații ale utilizatorului programabile liber
- Intuitiv și ușor de utilizat
- Deosebit de robust pe teren și în laborator
- Clasa de protecție IP67
- Dimensiuni compacte și greutate redusă
- Cu rucsac opțional pentru exterior

Informații detaliate despre date tehnice și accesorii sunt disponibile pe site-ul nostru web.

Portabil și fiabil – calitatea pe care o puteți lua cu dvs.

DR1900 combină gama largă de parametri și precizia măsurătorilor spectrale cu flexibilitatea unei soluții portabile pentru măsurători pe teren.

- Pentru rezultate recunoscute oficial
- Alimentare de la baterie
- Mai ușor decât dispozitivele concurente
- Robust și rezistent la apă

Fiabil și flexibil – pentru toate aplicațiile

- Interval pentru lungimea de undă: 340–800 nm
- Pentru toate dimensiunile comune de cuve
- Pentru controale de calitate ale apei uzate, apei potabile, apei de suprafață sau industriale Robust și practic – pentru orice aplicație



Robust și practic – pentru orice aplicație

Spectrofotometrul portabil DR1900 combină cel mai înalt nivel de precizie cu adecvarea practică pentru utilizare zilnică. Carcasa, fabricată din plastic rezistent la șocuri și impacturi, oferă o suprafață nealunecoasă. Butoanele de comandă sunt mari și robuste, astfel încât fiecare atingere are rezultatul dorit.



Cu ajutorul rucsacului practic, puteți transporta confortabil spectrofotometrul DR1900 oriunde vă deplasați – și chiar menținându-vă mâinile libere.