

유해화학물질 시약 정보 요약서		이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행규칙 제31조의2에 따라 유해화학물질 시약을 해당 용도로만 사용하며, 유해화학물질 취급 기준을 준수하여야함을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
판매업 상호(명칭)	하크코리아 유한회사	
판매업 주소	서울특별시 강남구 영동대로 106길 5, 2층 (삼성동, 아이파크타워 2)	
판매업 대표전화	02-3484-5700	
유해화학물질 정보	물질명	Silver nitrate
	고유번호 또는 식별번호 (CAS No.)	7761-88-8
	용도	수질 분석용 시약
취급 기준 준수	취급시설	<ul style="list-style-type: none"> - 작업장 부근에 비상시를 대비하여 샤워시설 및 세안시설을 갖출 것. - 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것. - 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것. - 취급시 호흡용보호구, 전면보호구, 보안경(splash-proof goggle), 불침투성보호의, 보호장갑(고무 또는 네오프렌재질)을 반드시 착용할 것 - 취급시 콘택트렌즈를 착용하지 말 것
	화학사고 예방	<ul style="list-style-type: none"> - 빛에 민감하고 가열되면 불안정해지므로 주의할 것 - 과산화수소와 접촉하면 산소를 방출하며 분해되므로 주의할 것 - 금속은 또는 은화합물이 아세틸렌과 접촉하면 충격에 민감한 아세틸화은을 생성하므로 주의할 것 - 분해되면 질소산화물 등의 독성흡과 증기를 방출하므로 주의할 것
	보관 · 저장	<ul style="list-style-type: none"> - 통풍이 잘되는 냉암소에 밀폐보관 할 것 - 유기물질, 가연성물질, 산화제 및 열원과 격리하고 직사광선을 피해 저장할 것 - 질산은은 플라스틱 용기에 저장하지 말 것 - 15 ~ 30°C에서 불활성용기에 저장할 것
	운반	<ul style="list-style-type: none"> - 유해화학물질을 취급하거나 저장·적재·입출고 중에는 내용물이 환경으로 유출되지 않도록 포장할 것 - 유해화학물질 운전자는 유해화학물질 안전교육 이수한 자 또는 유해화학물질 관리자이어야 함.
	기타	<ul style="list-style-type: none"> - 폐기물 관리법에 따라 폐기할 것 - 화학사고 발생 시 소방서 및 화학 물질안전원, 합동재난방재센터 등 화학사고대응기관에 연락할 것 - 취급시 유해화학물질 취급기준을 준수하여야 할 것 <p>[화학물질관리법 시행규칙 별표 1] 참조</p>

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]