

DR1900

Spectrophotomètre portable pour la polyvalence et la fiabilité de vos mesures

Quel que soit l'objet de vos mesures, le spectrophotomètre DR1900 de Hach vous accompagne partout. Peu importe l'endroit et la méthode, cet appareil robuste et portatif vous fournit des résultats précis.



Vos avantages

- Plus de 200 méthodes préprogrammées
- 50 applications librement programmables par l'utilisateur
- Intuitif et facile à utiliser
- Très robuste sur le terrain et en laboratoire
- Classe de protection IP67
- Compact et léger
- Sac à dos de transport en option

Vous trouverez des informations détaillées sur les caractéristiques techniques et les accessoires sur notre site Web.

Portable et fiable : la qualité toujours avec vous

Le DR1900 associe la large gamme de paramètres et la précision d'une mesure spectrale à la flexibilité d'une solution portative destinée aux mesures sur le terrain.

- Des résultats officiellement reconnus
- Alimentation par batterie
- Plus léger que des appareils équivalents
- Robuste et étanche

Fiable et polyvalent : pour toutes les applications

- Plage de longueurs d'onde : 340 à 800 nm
 - Pour toutes cuves de taille standard
 - Pour eaux usées, eau potable, eaux de surface ou eaux industrielles, de même que pour les contrôles de qualité
- Robuste et pratique : convient à toutes les applications



Robuste et pratique : convient à toutes les applications

Le DR1900 portable offre le niveau de précision le plus élevé tout en restant très pratique au quotidien. Le boîtier en plastique résistant aux chocs comporte une surface non glissante. Les grandes touches robustes permettent un maniement sûr.



Le sac à dos vous permet de transporter confortablement le DR1900 où que vous alliez, et vous permet même de garder les mains libres.