

<p>유해화학물질 시약 정보 요약서</p>		<p>이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행규칙 제31조의2에 따라 유해화학물질 시약을 해당 용도로만 사용하며, 유해화학물질 취급 기준을 준수하여야함을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>
판매업 상호(명칭)	하크코리아 유한회사	
판매업 주소	서울특별시 강남구 영동대로 106길 5, 2층 (삼성동, 아이파크타워 2)	
판매업 대표전화	02-3484-5700	
유해화학물질 정보	물질명	N,N-Dimethylformamide
	고유번호 또는 식별번호 (CAS No.)	68-12-2
	용도	수질 분석용 시약
취급 기준 준수	취급시설	<ul style="list-style-type: none"> - 작업장 부근에 비상시를 대비하여 샤워시설 및 세안시설을 갖출 것. - 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것. - 용기내로 물이 들어가지 않도록 주의할 것. - 취급시 양압자급식호흡보호구(positive pressure self-contained breathingapparatus) 를 착용할 것
	화학사고 예방	<ul style="list-style-type: none"> - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오. - 적절한 개인 보호구를 착용하시오. - 고인화성 물질로 열, 스파크, 화염에 의해 점화될 수 있으므로 주의할 것 - 연소시 자극성과 높은 유독성 가스가 발생 할 수 있으므로 주의할 것 - 증기/공기 혼합물은 폭발성 혼합물을 형성할 수 있으므로 주의할 것 - 증기는 점화원까지 상당한 거리를 이동하여 역화할 수 있으므로 주의할 것
	보관·저장	<ul style="list-style-type: none"> - 밀봉하여 저장하시오. - 서늘하고 건조하며 통풍이 잘되는 장소에 저장할 것 - 저장탱크를 지면위에 있어야 하고, 전체 내용물을 지지할 수 있도록 방벽을쌓을 것 - 저장용기는 정전기 불꽃들을 피하기 위해서 접지 할 것
	운반	<ul style="list-style-type: none"> - 유해화학물질을 취급하거나 저장·적재·입출고 중에는 내용물이 환경으로 유출되지 않도록 포장할 것 - 유해화학물질 운전자 는 유해화학물질 안전교육 이수한 자 또는 유해화학물질 관리자이어야 함.
	기타	<ul style="list-style-type: none"> - 폐기물 관리법에 따라 폐기할 것 - 화학사고 발생 시 소방서 및 화학 물질안전원, 합동재난방재센터 등 화학사고대응기관에 연락할 것 - 취급시 유해화학물질 취급기준을 준수하여야 할 것 <p>[화학물질관리법 시행규칙 별표 1] 참조</p>