

DR1900

Lo spettrofotometro portatile per misure versatili e affidabili

Qualunque siano le esigenze di analisi, lo spettrofotometro DR1900 di Hach è la soluzione ideale per le attività sul campo in quanto progettato per seguirvi ovunque. Indipendentemente dal luogo e dalla modalità d'uso, questo strumento portatile e robusto rappresenta la soluzione ideale per ottenere sempre risultati accurati.



I vantaggi

- Più di 200 metodi preprogrammati tra cui i Test in Cuvetta
- 50 applicazioni utente liberamente programmabili
- Intuitivo e facile da utilizzare
- Estremamente robusto sul campo e in laboratorio
- Classe di protezione IP67
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Zainetto opzionale per esterni

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche e gli accessori sono disponibili sul www.hach-lange.it

Portatile e affidabile: la qualità sempre con voi

Il DR1900 combina una vasta gamma di parametri e la precisione della misurazione con la versatilità di una soluzione portatile, appositamente progettata per l'uso sul campo.

- Per risultati garantiti
- Alimentato a batterie
- Più leggero degli strumenti analoghi
- Robusto e impermeabile


Affidabile e versatile – perfetto per tutte le applicazioni

- Intervallo di lunghezza d'onda: 340–800 nm
- Per tutte le dimensioni di cuvette compresi i Test in Cuvetta
- Per l'analisi di acque reflue, potabili, acque di superficie o industriali e controlli di qualità Pratico e robusto – ideale per ogni applicazione



Pratico e robusto – ideale per ogni applicazione

Lo strumento portatile DR1900 assicura il massimo livello di precisione e tutta la praticità necessaria all'uso quotidiano. La custodia, realizzata in plastica antiurto ad alta resistenza agli impatti, è caratterizzata da una superficie antiscivolo. I comandi sono grandi, robusti e assicurano la massima precisione grazie allo schermo a sfioramento.



Grazie al pratico zainetto, potete comodamente portare il DR1900 ovunque e avere sempre le mani libere.