



DR3900

Spektrofotometre

DR3900, laboratuvar test programınızın yüksek teknoloji bir ayağıdır. Hach® Servis, doğruluk ve tutarlı performans sağlamak için kritik bileşenlerinin her zaman en üst düzeyde çalıştığından emin olmanıza yardımcı olsun.

Servis Hizmetinin Faydaları

- Kritik ölçümlerin doğru ve güvenilir olmasını sağlar
- Mevzuata uygunluğu desteklemek için dokümantasyon sağlar
- Performansı düşürebilecek veya cihaz ömrünü kısaltabilecek sorunları tespit eder ve önler
- Ödünç aletler servis sırasında sürekli çalışmayı sağlar
- Teknik destek hattı birçok soruna hızlı ve doğrudan çözüm sağlar

Yıllık Ortalama Bakım Süresi: 1 saate kadar
Önerilen Bakım Sıklığı: 1x / yıl

Gerçekleştirilen Temel Bakım Görevleri

Rutin:

- Temizleyin ve görsel inceleme yapın
- Halojen lambayı değiştirin
- Ürün yazılımını en son sürüme güncelleyin

Gelişmiş:

- Kaçak ışığı, fotometrik doğruluğu ve dalga boyu doğruluğunu teyit edin
- Optiklerin değerlendirmesini ve tam uyumlu hale getirilmesini gerçekleştirin (yalnızca Servis Merkezi)
- Küvet algılama sistemlerini test edin ve optimize edin
- Veri bütünlüğünü sağlamak için lityum pili değiştirin
- Lensleri ve tahrik halkasını değiştirin
- Kalite yönetimi ve uyumluluğu desteklemek için servis raporu ve performans sertifikası oluşturmak

Bakım Sırasında Değiştirilen Parçalar

Parça numarası	Açıklama	Miktar	Sıklık
LZV851	Lityum Pil	1	Gerektiği gibi
LZV587	Lensler	1	12 ay
A23757	Tahrik Halkası Yuvarlak Küvet	1	24 ay
LPZ440.99.00007	Halojen Lamba	1	36 ay

Bu parçalar ve yedek işçilik, plan yenilediği sürece önerilen sıklıkta bir Hach Servis Planına dahildir. Hach Servis Merkezi'ndeki onarımlar için kapsam dahilindedir. Ödünç cihazlar müsaitlik durumuna bağlıdır.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.tr.hach.com/service