

Vejledning i returnering af brugte Hach test-kit

Hent altid den opdaterede vejledning vedr. returnering af returkemi på <https://dk.hach.com>

For samtlige forsendelser gælder følgende regler:

Hach Lange ApS skal have **fuldmagt** til at eksportere jeres affald.

Kontakt os, hvis der ikke foreligger en fuldmagt, så sender vi den til jer.

Testkit returneres i det oprindelige testkit og analyserøret er placeret i plastikblisterne.

Sorter testkittene efter gruppe A1, A2 og B, se tabellen s. 2. Hver gruppe pakkes for sig.

Der kan **kun** sendes returkemi i flg. kasser:

- Varenummer EYF558: Farligt gods karton (400 x 400 x 430 mm) inkl. suge-materiale, til 40 pk. LCK-kit
- Varenummer EYF565: Farligt gods karton (310 x 310 x 400mm) inkl. suge-materiale, til 15-20 pk. LCK-kit

Kasserne bestilles i vores webshop: <https://dk.hach.com/>.

Transport af returkemi betales af afsender.

Pakning af returkemi:

- Læg suge-materiale (af papir eller cellulose) i top og bund af papkassen, således at væske ved evt. lækage opsuges (suge-materialet leveres sammen med papkassen bestilt hos Hach).
- Testkit pakningerne pakkes så de står fast og oprejst i kassen.
- Kassens vægt må ikke overstige 25 kg.
- Papkasserne skal være intakte, stabile og lukkes med bred tape.
- Kassen mærkes med LQ mærkat (begrænset mængde), kræver ikke farliggodspapirer. LQ-mærkat (HDE058) kan bestilles hos Hach.
- Udfyld følgebrevet på **side 3** med de relevante oplysninger, sættes på kassen med returkemi.
- Papkassen skal forsynes med afsender og modtageradresse.

Bemærk modtager adressen er:

BEHRENS LOGISTIC A/S

Att.: RETUR KEMI FRA HACH

Profilvej 16, 6000 Kolding

Tjekliste:

- ✓ Fuldmagt
- ✓ Pakket i korrekt kasse,
- ✓ Gruppe A1-A2-B,
- ✓ Max 25 kg/kasse,
- ✓ LQ ,
- ✓ Følgebrev i kassen,
- ✓ Kopi af følgebrev udenpå kassen samt fragtbrev.

Der må ikke sidde andre mærkater på kassen.

Test-kitgrupper samt max. antal test-kitpakninger pr. kasse:

Gruppenavn	Gruppebeskrivelse	Godkendte returreagenser	Max. antal test-kitpakninger pr. papkasse
A1	HACH LANGE kuvette- og pipettetest	Alle LCA, APC og LCK LCW025, LCW053, LCW058, LCW510, LCW901, LCW902, LCW905, LCW907, LCW908, LCW954, LCI400, LCI500	Max 25 kg ca. 40 pk.
A2	HACH kuvette test (Test'N Tube)	2125851, 2125951, 2345852, 2345952, 2415851, 2415951, 2604545, 2604945, 2605345, 2606945, 2608345, 2623451, 2672245, 2714100, 2742545, 2742645, 2742745, 2760345, 2760445, 2767245, 2767345, 2815945	Max 25 kg ca 40 pk.
B	HACH LANGE kuvette test (cyanidholdige)	LCK306, LCK308, LCK360, LCW032 (IKKE LCW532)	Max 25 kg ca 40 pk.

Det er vigtigt at de brugte testkit er pakket korrekt efter denne anvisning. Er der spørgsmål til pakning og returnering, kontakt os på tlf. 36 77 29 11. Ved ompakning af returkemi vil vi fakturere til en timepris på 1200,00 kr.

Venligst udfyld nedenstående, vedlægges i transportkassen samt sættes udvendigt på kassen med brugte test-kit:

Firmanavn	
Kontaktperson	
Adresse	
Telefon	
Kundenummer	

Gruppe	A1	A2	B
Antal test-kit pakninger i alt			
Antal papkasser i alt			

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: _____