



DR3900

Spektrofotometer

DR3900 är en högteknologisk pelare i ditt testprogram för laboratorier. Låt Hach® Service hjälpa dig att se till att dess kritiska komponenter alltid fungerar optimalt för att säkerställa noggrannhet och jämn prestanda.

Fördelar med serviceavtal

- Säkerställer att kritiska mätningar är exakta och tillförlitliga
- Ger dokumentation för att stödja efterlevnaden av regelverk
- Upptäcker och förebygger problem som kan försämra prestandan eller förkorta instrumentets livslängd.
- Låneinstrument säkerställer kontinuerlig drift under service.
- Hotline för teknisk support ger snabb och direkt lösning på många problem.

Årlig genomsnittlig underhållstid: Upp till 1 timme
Rekommenderad underhållsfrekvens: 1 gång/år

Utförda underhållsuppgifter

Rutin:

- Rengör och gör en visuell inspektion
- Byta ut halogenlampan
- Uppdatera den fasta programvaran till den senaste versionen

Avancerat:

- Kontrollera ströljus, fotometrisk noggrannhet och våglängdsnoggrannhet.
- Utför en utvärdering och precisionsjustering av optiken (endast servicecenter).
- Testa och optimera kuvettdetekteringsystem.
- Byt ut litiumbatteriet för att säkerställa dataintegriteten.
- Byta ut linser och drivring.
- Utarbeta en servicereport och ett prestandacertifikat som stöd för kvalitetsstyrning och efterlevnad.

Delar som byts ut under underhållet

Artikel nr.	Beskrivning	Antal	Frekvens
LZV851	Litiumbatteri	1	Vid behov
LZV587	Linser	1	12 månader
A23757	Drivring Rundkuvett	1	24 månader
LPZ440.99.00007	Halogenlampa	1	36 månader

Dessa delar och ersättningsarbete ingår i en Hach-serviceplan med den rekommenderade frekvensen så länge planen förnyas. Täckning finns för reparationer på Hach servicecenter. Låneinstrument i mån av tillgång.

För mer information, besök: www.se.hach.com/service-overview