



DR3900

Spectrophotomètre

Le DR3900 est un pilier de haute technologie de votre programme d'essais en laboratoire. Laissez le service Hach® vous aider à vous assurer que ses composants essentiels fonctionnent toujours à leur maximum afin de garantir une exactitude et un rendement constants.

Avantages du service

- Garantit l'exactitude et la fiabilité des mesures essentielles
- Fournit la documentation nécessaire pour soutenir la conformité réglementaire
- Détecte et prévient les problèmes qui peuvent nuire au rendement ou réduire la durée de vie des instruments
- Les instruments prêtés assurent un fonctionnement continu pendant le service
- La ligne d'assistance technique permet la résolution rapide et directe de nombreux problèmes

Temps de maintenance moyen annuel : jusqu'à 1 heure
Fréquence de maintenance recommandée : 1 fois par année

Tâches de maintenance essentielles exécutées

Maintenance de routine :

- Nettoyer et effectuer une inspection visuelle
- Remplacer la lampe halogène
- Mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente

Maintenance avancée :

- Vérifier qu'il n'y a pas de lumière parasite, et vérifier l'exactitude photométrique et l'exactitude de la longueur d'onde
- Effectuer une évaluation et un alignement de précision des éléments optiques (centre de services seulement)
- Tester et optimiser les systèmes de détection de la cuvette (centre de services seulement)
- Remplacer la pile au lithium pour s'assurer de l'intégrité des données (centre de services seulement)
- Produire un rapport de service et un certificat de rendement pour soutenir la gestion de la qualité et la conformité

Pièces remplacées durant la maintenance

Numéro de pièce	Description	Qté	Fréquence
LZV851	Pile au lithium	1	Au besoin
LPZ440.99.00007	Lampe halogène	1	12 mois

Ces pièces et la main-d'œuvre de remplacement sont incluses dans le plan de service Hach à la fréquence recommandée. La couverture est offerte pour les réparations au centre de services Hach. Les instruments prêtés sont offerts dans la limite des stocks disponibles.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance