

PRODUKT-INFORMATION
LABORAUTOMATION
LACHAT
FERTIGREAGENZIE



Maximale Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Labor

Fertigreagenzien von LACHAT sparen Zeit, Kosten und Lagerfläche - und liefern dank umfangreicher Qualitätskontrollen in Kombination mit unseren Analysesystemen QuikChem 8000, QuikChem 8500 und Discrete Analyser AP300 jederzeit garantiert optimale Messergebnisse!

MEHR FREIHEIT DURCH ZEITGEWINN UND HÖHERE PRODUKTIVITÄT

- Kürzere Vorbereitungszeit durch einfaches Einfüllen des Reagenzes, ohne umständliches Dosieren und Abmischen!
- Reduzierter Bestellaufwand bei Einrichtung eines Abruf- oder Dauerauftrages!
- Weniger Ausfallzeiten - unsere Fertigreagenzien haben eine umfassende Qualitätssicherung durchlaufen und tragen das Herstellungsdatum auf dem Etikett. Sie haben jederzeit die Gewissheit, nur optimal funktionierende Reagenzien einzusetzen.

LACHAT
INSTRUMENTS
A Hach Company Brand

HACH **LANGE** 

UNITED FOR WATER QUALITY

KOMFORTABEL KOSTEN SPAREN

- Einsparung wertvoller Arbeitszeit durch Entfallen der Eigenherstellung von Reagenzien.
- Die gewonnene Arbeitszeit lässt sich wertschöpfend zur Erhöhung des Analysendurchsatzes verwenden.

VERRINGERTER LAGER- UND GERÄTEAUFWAND

- Keine Trockenreagenz-Bevorratung mehr - sie gewinnen wertvollen Lagerraum.
- Laborgerät wird für wichtigere Aufgaben frei.

HÖHERE ANALYSESICHERHEIT DURCH GARANTIERTE REAGENZIENQUALITÄT

- Bei Verwendung von LACHAT Reagenzien garantieren wir die Funktionstüchtigkeit des Gerätes!
- LACHAT Qualitätsgarantie auf jedes von uns bezogene Fertigreagenz!

LACHAT bietet Fertigreagenzien-Sätze für folgende Analyseparameter:

Ammonium	Nitrat
Chlorid	Phosphat
Cyanid	TKN

Bestellinformationen.

QUIKCHEM REAGENZIEN

- 52904** Ammonium Reagenziensatz (für ca. 400 Analysen)
- 52901** Chlorid Reagenziensatz (für ca. 400 Analysen)
- 52906** Cyanid Reagenziensatz (für ca. 300 Analysen)
- 52903** Nitrat Reagenziensatz (für ca. 500 Analysen)
- 52902** Phosphat Reagenziensatz (für ca. 1500 Analys.)
- 52905** TKN Reagenziensatz (für ca. 300 Analysen)

AP300 REAGENTS

- 52920** Nitrat Reagenziensatz (für ca. 200 Analysen)
- 52921** Ammonium Reagenziensatz (für ca. 170 Analysen)
- 52922** TKP Reagenziensatz (für ca. 200 Analysen)
- 52923** Phosphat Reagenziensatz (für ca. 200 Analysen)
- 52924** TKN Reagenziensatz (für ca. 170 Analysen)
- 52925** Cyanid Reagenziensatz (für ca. 200 Analysen)
- 52926** Chlorid Reagenziensatz (für ca. 170 Analysen)

LACHAT FERTIGREAGENZIEN SIND FÜR FOLGENDE SYSTEME LIEFERBAR:



QuikChem 8500
Flow Injection Analysis System



AP 300 Discrete Analyser