

DR1900

Přenosný spektrofotometr pro flexibilní a spolehlivá měření

Spektrofotometr DR1900 od společnosti Hach můžete mít stále s sebou, ať již měříte cokoli, kdekoli a jakkoli – díky tomuto robustnímu přenosnému zařízení máte přesné výsledky vždy po ruce.



Hlavní výhody

- Více než 200 předprogramovaných metod
- 50 volně programovatelných uživatelských aplikací
- Intuitivní a jednoduché použití
- Vysoká odolnost v terénu a v laboratoři
- Stupeň krytí IP67
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Volitelný batoh pro přenášení v terénu

Podrobné informace o technických údajích a příslušenství naleznete na našich webových stránkách.

Přenosný a spolehlivý – kvalita, kterou si můžete vzít s sebou

Spektrofotometr DR1900 kombinuje celou škálu parametrů a přesnost spektrálního měření s flexibilitou přenosného zařízení pro měření v terénu.

- Pro oficiálně uznané výsledky
- Napájeno bateriemi
- Lehčí než srovnatelná zařízení
- Robustní a vodotěsný

Spolehlivý a flexibilní – pro každé použití

- Rozsah vlnových délek: 340–800 nm
- Pro všechny běžné velikosti kyvet
- Pro odpadní vodu, pitnou vodu, povrchovou vodu nebo průmyslovou vodu a kontroly kvality



Robustní a praktický – pro každé použití

Přenosný spektrofotometr DR1900 kombinuje nejvyšší přesnost s praktickým každodenním použitím. Kryt vyrobený z plastu odolného vůči otřesům a nárazům má protismykový povrch. Ovládací prvky jsou velké a robustní, takže vždy stisknete to správné tlačítko.



Díky praktickému batohu si spektrofotometr DR1900 můžete vzít kamkoli s sebou a mít tak volné ruce.