

Turbidímetro de sobremesa de la serie TL23

Los nuevos turbidímetros de laboratorio de la serie TL23 aúnan la tecnología de confianza de la serie 2100N/AN y funciones mejoradas para simplificar los análisis en las aplicaciones industriales y de aguas residuales más exigentes.

¿Qué sigue igual?

La serie TL23 utiliza la misma óptica que los turbidímetros de la serie anterior, la 2100N/AN.

No hay necesidad de validación o evaluación adicional.

¿Qué es nuevo?

- Diseño mejorado e intuitivo: gran pantalla a todo color con procedimientos guiados para calibración y verificación.
- Un dispositivo inteligente para la obtención de medidas más fiables: el instrumento detecta la estabilidad de la muestra antes de tomar una lectura.
- Fácil de usar. Fácil obtener resultados correctos: con un puerto USB para la exportación de datos, identificación de muestras para trazabilidad y autodiagnóstico para asegurar la calidad.



Qué incluye:

Turbidímetro TL2300, aceite de silicona, paño lubricante, set de filtros USEPA, cubetas de muestra de 1 pulgada (30 mL) con tapones (6x), estándares secundarios de turbidez Gelex, kit de calibración StablCal, fuente de alimentación, cable de alimentación, funda de protección contra el polvo.

Si desea obtener más información, visite: es.hach.com/TL23

HACH COMPANY Sede mundial: Loveland, Colorado EE.UU.

UU: 800-227-4224 tel 970-669-2932 fax orders@hach.com
Fuera de Estados Unidos 970-669-3050 tel. 970-461-3939 fax int@hach.com
hach.com

© Hach Company, 2021. Todos los derechos reservados.
En el interés de mejorar y actualizar sus equipos, Hach Company se reserva el derecho de alterar las especificaciones de los equipos en cualquier momento.

