



TL23-serien

Laboratorieturbidimetrar

TL23 är en viktig del av ditt program för kvalitetskontroll och efterlevnad. Låt Hach® Service hjälpa till att se till att ditt instrument fungerar optimalt för att leverera de exakta turbiditetsmätningar du behöver.

Fördelar med serviceavtal

- Säkerställer att kritiska turbiditetsmätningar är exakta och tillförlitliga.
- Upptäcker och förebygger problem som kan försämra prestandan eller förkorta instrumentets livslängd.
- Ger dokumentation för att stödja dina program för kvalitetshantering och efterlevnad.
- Låneinstrument säkerställer kontinuerlig drift under service.
- Hotline för teknisk support ger snabb och direkt lösning på många problem.

Årlig genomsnittlig underhållstid: Upp till 1,5 timmar
Rekommenderad underhållsfrekvens: 1 gång per år

Utförda underhållsuppgifter

Rutin:

- Rengör och gör en visuell inspektion av höljet, filteraggregatet och flaskfacket.
- Byt ut lampan (endast EPA-versionen)
- Uppdatera den fasta programvaran till den senaste versionen
- Kalibrera med certifierade StablCal-standarder.

Avancerat:

- Byt ut linsen (endast EPA-versionen)
- Utför hårdvarukontroll för att kontrollera systemets prestanda och komponenternas funktionalitet.
- Ta fram en servicerapport och ett prestandacertifikat för att stödja kvalitetshantering och efterlevnad.

Delar som byts ut under underhållet (endast EPA-versionen)

Artikel nr.	Beskrivning	Antal	Frekvens
9659000	Lampa	1	36 månader
4705100	Lins	1	12 månader

Dessa delar och ersättningsarbete ingår i en Hach-serviceplan med den rekommenderade frekvensen så länge planen förnyas (endast EPA-versionen). Täckningen är tillgänglig för reparationer på Hach servicecenter. Låneinstrument är beroende av tillgänglighet.

För mer information, besök: www.se.hach.com/service-overview