

Лабораторный мутномер серии TL23

Новая серия лабораторных мутномеров TL23 совмещает в себе проверенную технологию приборов 2100N/AN с улучшенными характеристиками для упрощения наиболее сложных задач в анализе сточных вод и других промышленных применениях.

Что осталось прежним?

В мутномере TL23 используется такой же оптический блок, как и предыдущих сериях 2100N/AN.

Как и прежде, нет необходимости в дополнительных проверках или оценках

Что изменилось?

- Улучшенный интуитивный дизайн: большой полноцветный экран с пошаговыми инструкциями калибровки и верификации
- Более точные измерения: прежде чем снять показания прибор фиксирует стабильность пробы
- Удобство в использовании. Новый мутномер позволит получать безошибочные результаты благодаря USB-разъему для экспорта данных, идентификации проб для прослеживаемости и функции самодиагностики для контроля качества измерений



Дополнительная информация доступна на сайте ru.hach.com/TL23

В комплект входят:

Мутномер TL2300, силиконовое масло, ткань для нанесения масла, фильтр в сборе, соответствующий нормам USEPA, кюветы 1 дюйм (30 мл) с крышками (6 шт.), набор вторичных стандартов мутности Gelex, набор калибровочных стандартов StablCal, источник питания, кабель питания, пылезащитный чехол.