

PRZENOŚNY SPEKTROFOTOMETR DR1900

Elastyczność pomiarów i wiarygodne wyniki

Spektrofotometr DR1900 firmy Hach umożliwia wykonywanie niezbędnych pomiarów. Wszystkie parametry, w każdym miejscu – nasze trwałe, przenośne urządzenie zapewni precyzyjne wyniki.



W skrócie o korzyściach

- Ponad 200 wstępnie zaprogramowanych metod
- 50 dowolnie programowalnych zastosowań
- Urządzenie intuicyjne i łatwe w obsłudze
- Trwałość doskonała do pracy w terenie i w laboratorium
- Klasa ochrony IP67
- Niewielkie wymiary i lekka konstrukcja
- Z opcjonalnym plecakiem

Dokładne informacje dotyczące specyfikacji i akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Przenośny i niezawodny – jakość, którą masz zawsze przy sobie

DR1900 korzysta z szerokiego spektrum parametrów i zapewnia dokładność pomiaru widm a do tego świetnie sprawdza się podczas pracy w terenie.

- Wiarygodne wyniki pomiarów
- Zasilanie baterią
- Miernik lżejszy od konkurencyjnych urządzeń
- Trwałość i wodoszczelność

Elastyczny i niezawodny – do wszystkich zastosowań

- Zakres długości fal: 340–800 nm
- Do wszystkich typowych rozmiarów kuwet
- Do badania ścieków, wody pitnej oraz wód powierzchniowych i przemysłowych, a także do przeprowadzania kontroli jakości Trwały i praktyczny – odpowiedni do każdego zadania



Trwały i praktyczny – odpowiedni do każdego zadania

Przenośny miernik DR1900 łączy w sobie dokładność z praktycznymi funkcjami, które docenisz w codziennej pracy. Obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrząsy i uderzenia, a jej powierzchnia zapobiega ślizganiu się. Elementy obsługowe są duże i wytrzymałe, dzięki czemu praca z urządzeniem jest niezwykle prosta.



DR1900 możesz wygodnie przenosić w praktycznym plecaku, by mieć go zawsze przy sobie bez zajmowania rąk.