

Turbidimètre de paillasse série TL23

La nouvelle série de turbidimètres de laboratoire TL23 combine la technologie reconnue de la série 2100N/AN avec des fonctionnalités améliorées, afin de simplifier les procédures de test pour les applications industrielles et d'eaux usées les plus exigeantes.

Ce qui est identique :

La série TL23 utilise exactement le même bloc optique que celui des turbidimètres de la série 2100N/AN.

Evaluations ou validations supplémentaires non nécessaires

Ce qui a évolué :

- Conception améliorée et intuitive : grand écran couleur avec des procédures guidées pour l'étalonnage et la vérification
- Un appareil intelligent pour des mesures plus fiables : l'instrument détecte la stabilité de l'échantillon avant de procéder à la lecture
- Facile à utiliser. Des résultats fiables : avec un port USB pour exporter des données, l'identification des échantillons pour garantir la traçabilité et un autodiagnostic pour l'assurance qualité



Contenu de la livraison :

Turbidimètre TL2300, huile silicone, chiffon de lubrification, filtre USEPA, cellules d'échantillon de 2,5 cm (1") et 30 mL avec bouchons (6), kit d'étalons secondaires turbidité Gelex, kit d'étalonnage StablCal, alimentation, cordon d'alimentation, cache anti-poussière.

Pour plus d'informations, accédez à la page suivante : fr.hach.com/TL23