



TU5200

Bänkmödel Laser Turbidimeter

TU5200 är en viktig del av ditt turbiditetsövervakningsprogram. Låt Hach® Service hjälpa till att se till att ditt instrument fungerar på topp för att leverera de exakta, låga mätningar som du behöver för myndighetsrapportering och processhantering.

Fördelar med serviceavtal

- Säkerställer att kritiska turbiditetsmätningar är exakta och tillförlitliga.
- Ger dokumentation för att stödja efterlevnaden av regelverket
- Upptäcker och förebygger problem som kan försämra prestandan eller förkorta instrumentets livslängd.
- Låneinstrument säkerställer kontinuerlig drift under service.
- Hotline för teknisk support ger snabb och direkt lösning på många problem.

Årlig genomsnittlig underhållstid: Upp till 1 timme
Rekommenderad underhållsfrekvens: 1 gång/år

Viktiga underhållsuppgifter som utförs

Rutin:

- Utför visuell inspektion av höljet för tecken på skador eller föroreningar.
- Undersök och rengör flaskfacket.
- Uppdatera den fasta programvaran till den senaste versionen.
- Kalibrera med certifierade StablCal-standarder.

Avancerat:

- Utför hårdvarukontroll för att verifiera kritiska komponenters funktionalitet och upptäcka potentiella problem som kan påverka systemets prestanda.
- Utför avancerad felsökning för att lösa eventuella feltillstånd.
- Utarbeta servicereporter och prestandacertifikat för att stödja efterlevnad av regelverk.

Täckning finns tillgänglig för reparationer på Hach Service Centre. Låneinstrument är tillgängliga i mån av tillgång.

För mer information, besök: www.se.hach.com/service-overview

Establish - Extend - Elevate - Performance