

TL23 serie benchtop troebelheidsmeter

De nieuwe TL23 serie laboratoriumtroebelheidsmeters combineren de vertrouwde technologie van de 2100N/AN met verbeterde functies om testen in de meest veeleisende industriële en afvalwatertoepassingen te vereenvoudigen.

Wat is hetzelfde gebleven?

De TL23-meters maken gebruik van precies hetzelfde lensblok als de oude 2100N/AN-troebelheidsmeters.

Geen aanvullende validatie of evaluatie vereist

Wat is er nieuw?

- Verbeterd en intuïtief ontwerp: groot kleurendisplay met begeleide procedures voor kalibratie en verificatie
- Een slim apparaat voor meer betrouwbare metingen: het instrument detecteert de monsterstabiliteit voorafgaand aan een meting
- Eenvoudig in gebruik. Eenvoudig om de juiste resultaten te krijgen: met een USB-poort voor eenvoudige gegevensexport, monsteridentificatie voor traceerbaarheid en zelfdiagnose voor kwaliteitsborging



Wat zit er in de doos?

TL2300 troebelheidsmeter, siliconenolie, doekje voor het aanbrengen van olie, USEPA-filter, 1 inch monsterkvetten (30 mL) met dop (6x), set Gelex secundaire troebelheidsstandaarden, Stablcal-kalibratieset, voeding, stroomkabel, stofkap.

Ga voor meer informatie naar: nl.hach.com/TL23