

Retour des réactifs usagés HACH

(mise à jour juillet 2026)

Les réactifs usagés HACH sont rapatriés dans un premier temps au site de regroupement SITA à Beerse, et ensuite vers notre site agréé HACH ISO 9001 pour le recyclage des produits. Pour le GD Luxembourg le retour se fait par l'intermédiaire de Lamesch.

A cette occasion, nous vous rappelons que HACH est le seul fabricant Européen capable de maîtriser toute sa chaîne de fabrication en matériel et réactifs et à posséder son propre centre de recyclage accrédité suivant le N° BVSE 10-297.

Afin d'assurer le rapatriement correct de vos réactifs, veuillez prendre note de la procédure ci-dessous:

A. L'emballage:

Dans le cadre du retour gratuit des colis, les points suivants doivent être considérés :

1. Le retour des **réactifs usagés** doit se dérouler en **emballage d'origine** (boîtes pliantes avec blisters ou boîtes en polystyrène).
2. Il n'y a pas de nombre minimum ou maximum de boîtes pour l'enlèvement annuel.
3. Ces boîtes sont **ensuite emballées dans des cartons d'expédition (UN)** ayant les dimensions suivantes (pour obtenir un emballage optimal) :
 - notre réf. **EYF558** – carton **400x400x430 mm** max. 25 kg
 - notre réf. **EYF563** – carton **580x400x500 mm** max. 25 kg

Ces cartons peuvent être commandés sur notre site www.be.hach.com (EYF558 à 9,10 €/pièce et EYF563 à 13,50 €/pièce) ou vous gardez les cartons utilisés pour l'envoi de vos réactifs.

4. **Les tests contenant du cyanure (groupe B) doivent obligatoirement être séparés des autres tests!**
5. Les cartons de retour doivent être intacts et homogènes.
6. Utilisez comme matériel de rembourrage du papier ou de la cellulose – pas de chips.
7. Fermez soigneusement le carton avec du ruban adhésif.
8. Notez: Veolia vous fait requête de mettre les cartons d'expéditions sur une palette. Les cartons contenant du cyanure doivent être mis sur une palette à part.

B. Le transport :

La collecte des tests usagés est organisée par Veolia.

Nous proposons ce service de retour (concernant le stockage - le regroupement - l'acheminement par VEOLIA et le retraitement des réactifs sur le centre agréé Hach de Düsseldorf) **gratuitement 1 fois par an sous les conditions reprises ci-dessus.**


Si vous souhaitez un enlèvement supplémentaire, nous vous demandons une rémunération de 317 € pour ce service.

C. Document à prévoir :

Vous mentionnez sur ce formulaire (au verso), outre les renseignements généraux concernant votre société, **le nombre de boîtes Hach, le nombre de suremballage (grandes boîtes) et le nombre et types de palettes à reprendre** et vous retournez ce formulaire complété par email à info-benelux@hach.com

Nous vous demandons également de joindre une copie de ce formulaire dans chaque carton. Le certificat d'enlèvement atteste que cette reprise de réactifs usagés est conforme aux impositions légales en vigueur.

Nous vous remercions pour votre collaboration, HACH, votre équipe pour l'analyse de l'eau.



Formulaire renvoyer par email à info-benelux@hach.com

GROUPE A: tests en cuve LANGE, tests à pipeter, standards et tests en cuve HACH

GROUPE B : tests contenant du cyanure

Référence	Nombre de boîtes
LCK306	_____
LCK308	_____
LCK360	_____
LCW032	_____
LCW532	_____

# cartons LANGE (sans cyanure)	_____
# cartons HACH (sans cyanure)	_____
# cartons LANGE (avec cyanure)	_____

SUREMBALLAGE dans grandes boîtes	
# BOÎTES (sans cyanure)	_____
# BOÎTES (avec cyanure)	_____

Type de palette	# palettes
* palette UK (1,20 x 1 m)	_____
* Palette (1,20 x 1,20 m)	_____
* palette Europe (1,20 x 0,80 m)	_____

Ne pas remplir (pour usage interne)

Contrôle HACH

Date _____

POIDS TOTAL DE L'ENLEVEMENT

Société:

Personne de contact:

Adresse d'enlèvement:

Code postal / Ville:

E-mail:

TEL:

Date:

Signature:

☒ Je suis d'accord avec la procédure telle que décrite au verso de ce document